
プロスタ は まえる、おもいやる トーリッ 株式会社トーリッ

トーリツ福祉用具 江戸川

福祉用具レンタルカタログ VOL.2







2人介助から1人介助へ。

スリムになったHugと

スマートなハグを。









▼商品紹介動画



※アプリ操作は販売品 (Model C2) のみの機能です。

もっと自由に移動すれば、もっと人生は豊かになる。

WHILL

WHILL Model CK2

ウィル モデル シーケー ツー

清

潔

感

安

心

感

頼

感

商

品

をお

届

け

す

る

た

め

に

洗浄・消毒

品質を守る最新鋭のシステムで洗浄・消毒





検品・修理

安全性もしっかり確認





保 管

梱包し、清潔な場所で保管・管理





4. 出荷

安心・安全な福祉用具をお届け







ベッド・ベッド付属品



床ずれ防止用具



体位变换器



認知症老人徘徊感知機器



手すり



歩行補助杖



歩行器



車椅子·車椅子付属品



スロープ



移動用リフト・つり具





介護保険購入対象品



販売品



情報



床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ


移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

の機能



背上げ機能




- ●起き上がりを補助
- ●食事を摂る時に便利
- ●呼吸を楽にする
- ●円背の方の寝る姿勢を楽にする

高さ調節機能



- ●立上がりや車椅子への移乗を補助
- ●端座位姿勢を安定させる
- ●介助者の負担軽減
- ●転落時の危険軽減

膝上げ機能



- ●背上げ機能を使用した時に 身体のずれを防止
- ●むくみ防止
- ●かかとへの部分圧軽減

背上げ・膝上げ連動



●膝上げ、背上げを自動連動し、 身体のずれ、摩擦圧迫感を 軽減

モーター数で 機能が異なります。




- 1 背上げ機能
- 2 高さ調節機能



- 1 背上げ機能
- 4 背上げ・膝上げ連動
- - 1 背上げ機能
- 3 膝上げ機能
- 2 高さ調節機能 4 背上げ・膝上げ連動

ベッド [特殊寝台]の名称



ご利用者の症状に適した ものを選ぶことが大切です 背上げ、膝上げの際にこ

の部分が曲がります

ベッドサイドレール

ベッドからの転落や寝具 の落下を防ぎます



介助バー

ベッドから乗り降りす るときの支えに使い ます



オーバーテーブル

お食事や読書に便利 ベッドサイドレールに のせて使います

ドの種類



樹脂製ボード



樹脂木 樹脂製木目調ボード




木製 木製ボード

サービスコード/特殊寝台 介護給付:171003 予防給付:671003/特殊寝台付属品 介護給付:171004 予防給付:671004

楽匠プラス 多機能ボード (キャメル)







Hタイプ

くラクリアモーション>

傾斜後の姿勢でも利用者の足がつきやすく、離床しやすくなりました



身体がずれないように、上体を起こしなが ら膝をあげます。



少し上体を起こしてから、ベッドを足側に 傾斜させます。傾斜が止まり、さらに上体を 起こします。骨盤を起こし仙骨部にかかる 圧力をお尻と太ももに移していきます。



上体を起こしながら膝を下げます。骨盤が 起きた状態で、足先を下げた姿勢で起きあ がるので、疲れにくく身体が動かしやすく なります。



離床しやすいように、ベッドの傾斜角度を 自動的に調整し、起き上がった時の腰ボト ムの高さを調整します。

Xタイプ

■最低床高 15cm の超低床にも対応

楽匠プラスシリーズは、最低床高 21cm と低く抑えた設計です。 さらに X タイプでは、脚座を取り付ける向きを変えることで、最低床高 15cmの超 低床ベッドに切り替えられます。初めてふとんからベッドに移行される方や、ベッ ドから転落する心配のある方にも導入しやいように配慮しています。



最低床高 15cm




最低床高 21cm

Hタイプ Xタイプ 共通

■レギュラー・ミニのサイズ変更が可能

楽匠プラスシリーズは、1台のベッドでレギュラーとミニとのサイズ変更が可能で



床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

床ずれ 防止用具 楽匠プラス (キャメル)













体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品


スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

	多擽能ボード(樹彫製)	スリムボード(木制)	The state of the s
パラマウントベ	ν ド		楽厅 卓
			Xタイプ




			91 c m幅			83 c m幅			91 c m幅			83 c m幅	
			商品名			商品名			商品名			商品名	
			KQ-A5322			KQ-A5122			KQ-A5325			KQ-A5125	
	2		商品番号			商品番号			商品番号			商品番号	
	£		11-6823-0			11-6830-0			11-6944-0			11-6945-0	
	Ţ		商品コード			商品コード			商品コード			商品コード	
	2モーション		00170-001300			00170-001300			00170-001432	2		00170-001432	
Н	ジ	ご利用者 負担額 (1割)	g	900 🖪	ご利用者 負担額 (1割)	g	900 ₽	ご利用者 負担額 (1割)	•	900	円 党担額 (1割)	g	900 ₽
9		(2割) (3割)	1,800 円	9,000 円	(2割) (3割)	1,800 円	9,000 円	(2割) (3割)	1,800 円	9,000	円 (2割) (3割)	1,800 円	9,000 円
1			商品名			商品名			商品名			商品名	
プ			KQ-A6322			KQ-A6122			KQ-A6325			KQ-A6125	
	2		商品番号			商品番号			商品番号			商品番号	
	主		11-6797-0			11-6826-0			11-6946-0			11-6947-0	
	j		商品コード			商品コード			商品コード			商品コード	
	3モーション		00170-001328			00170-001328			00170-001450)		00170-001450	
	ジ	ご利用者 (1割) 負担額	1,1	00 🖰	ご利用者 (1割) 負担額	1,	100 ⋴	ご利用者 (1割) 負担額	1,	100	円 ^{ご利用者} (1割) _{負担額}	1,1	00 ₽
		(2割) (3割)	2,200 円	11,000 円	(2割) (3割)	2,200 円		(2割) (3割)	2,200 円	11,000	円 (2割) (3割)	2,200 円 臘ルンタル 3,300 円 糨	11,000 円
			商品名			商品名			商品名			商品名	
			KQ-A2322			KQ-A2122			KQ-A2325			KQ-A2125	
			商品番号			商品番号			商品番号			商品番号	
	2		11-6798-0			11-6804-0			11-6938-0			11-6939-0	
	2モーター		商品コード			商品コード			商品コード			商品コード	
	ģ		00170-001251			00170-001251			00170-001401			00170-001401	
	ı	ご利用者 (1割) 負担額	3	350 ₽	ご利用者 (1割) 負担額	8	350 ₽	ご利用者 (1割) 負担額		850	円 ^{ご利用者} (1割) 負担額	3	350 ₽
		(2割) (3割)	1,700 円	8,500 円	(2割) (3割)	1,700 円	8,500 円	(2割) (3割)	1,700 円	8,500	円 (3割)	1,700 円	8,500 円
			商品名			商品名			商品名			商品名	
			KQ-A3322			KQ-A3122			KQ-A3325			KQ-A3125	
X	_		商品番号			商品番号			商品番号			商品番号	
9	3 T 		11-6812-0			11-6809-0			11-6940-0			11-6941-0	
	Ĭ		商品コード			商品コード			商品コード			商品コード	
1	9		00170-001265			00170-001265			00170-001410			00170-001410	
プ	'	ご利用者 負担額 (1割))50 _°	ご利用者 負担額 (1割)			ご利用者 負担額		050)50 ₽
		(2割) (3割)	2,100 円	10,500 円	(2割) (3割)	2,100 円		(2割) (3割)	2,100 円	10,500	円 (2割) (3割)	2,100 円 臘ルンタル 3,150 円 2	10,500 円
			商品名			商品名			商品名			商品名	
			KQ-A4322			KQ-A4122			KQ-A4325			KQ-A4125	
	2		商品番号			商品番号			商品番号			商品番号	
	ŧ		11-6818-0			11-6815-0			11-6942-0			11-6943-0	
	2モーション		商品コード			商品コード			商品コード			商品コード	
	ゞ		00170-001279		******	00170-001279		***	00170-001419)	to a constant	00170-001419	
	シ	ご利用者 (1割) 負担額	9	900 🖰	ご利用者 (1割) 負担額			ご利用者 負担額 (1割)		900	円 さ利用者 (1割)負担額		900 ₽
		(2割) (3割)	1,800 円	9,000 円	(2割) (3割)	1,800 円	9,000 円	(2割) (3割)	1,800 円 樋いタル 2,700 円 糨	9,000	円 (2割) (3割)	1,800 円 棚ルンタル 2,700 円 粒	9,000 円

サービスコード/特殊寝台 介護給付:171003 予防給付:671003 /特殊寝台付属品 介護給付:171004 予防給付:671004

スイングアーム介助バー KS-099A

パラマウントベッド







商品名

スイングアームの角度は 5段階(0°~120°までの30°刻み)に 調整できます。

楽匠 FeeZ レント 楽匠 Z 楽匠 S

商品コード

KS-099 <i>F</i>	Α	19-6584-1		00170-001205		
サイズ:幅110	.9×ボトム面から	の高さ	41cm	アーム開閉	角度:	±120°(30°刻み)
ご利用者 負担額 (1割)	200	`	(2割)	400) 円	月額レンタル料金
負担額 (T部)	200	ノ円	(3割)	600) 円	2.000 円

商品番号

サイドグリップ KS-030A 楽匠 Z 楽匠 S


パラマウントベッド




商品名	商品番号	商品コード					
KS-030A	19-6047-1	00170-000897					
サイズ:幅 80.9×ボトム面からの高さ 41cm 重さ 6.8kg							
ご利用者 (1割) 負担額	00円(2割) 20(3割) 30(0円 月額レンタル料金					
負担額 (T部)	UU円 (3割) 300	0円 1000円					



ご利用者 (1割) 負担額 2	00 円 (3割) 400	
商品名	商品番号	商品コード
KS-096A	19-5237-1	00170-000551
サイズ:全幅110.9×ボトム	面からの高さ39.5cm アーム開	閉角度:±150°(30°刻み)
ご利用者 (1割) 2 (へへ (2割) 400) 円 月額レンタル料金
負担額 (「剖)	00円(3割) 600	0 円 2,000 円





床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品





体位

変換器

ソフトカバー付きベッドサイドレール

パラマウントベッド



KS-191QC

商品名



KS-161QC

商品コード



≅刃左∩√广

老人徘徊	
感知機器	

1000.0	INDUM 2	19,00 — 1						
KS-191QC 1本	19-6323-1	00170-000763						
†	サイズ:全幅 84 ×高さ 51.5cm							
ご利用者 (1割) 負担額	50 円 ^(2割) 10(3割) 15() 円 月額レンタル料金) 円 500 円						
商品名	商品番号	商品コード						
KS-161QC 1本	19-5316-1	00170-Z00056						
サイズ:全幅 97.5 ×高さ 51cm								
ご利用者 (1割) 負担額	50 円 (2割) 10(

商品悉品

KS-17	KS-171QC				
商品名	商品番号	商品コード			
KS-171QC 1本	19-5317-1	00170-Z00088			
+	サイズ:全幅 97.5 ×高さ 57cr	n			
ご利用者 (1割) 負担額		0 円月額レンタル料金500 円			
商品名	商品番号	商品コード			
KS-151QC 1本	19-5315-1	00170-000543			
サイズ:全幅 60 ×高さ 51cm					
ご利用者 (1割) 負担額	50 円 ^(2割) 100	0円 月額レンタル料金 500円			

歩行 補助杖

手すり

ソフトカバー付き介助バー KS-098ACL





パラマウントベッド

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具





楽匠プラス

41

(裏面)

商品名	商品番号	商品コード					
KS-098ACL	19-6435-1	00170-000901					
サイズ: 幅110.9×ボトム面からの高さ41cm アーム開閉角度: ±120°(30°刻み)							
ご利用者 (1割) 2	こ へ ^(2割) 50	0円 月額レンタル料金					
負担額 (「割)	50 _{円 (3割)} 75	0円 2500円					

ベッドオプション

パラマウントベッド

※キャスターを取り付ける場合、ベッド本体も課税となります。





※ベッドが3cm高くなります。

楽匠 Z 楽匠 S

商品名	商品番号	商品コード				
キャスターKQ-P90C	19-5258-1	00170-000560				
	直径:6.5cm					
ご利用者 (1割)	へ (2割) 200	7 円 月額レンタル料金				
負担額 (T割)	00円(3割) 300	0 円 1,000 円				
商品名	商品番号	商品コード				
キャスターKQ-P70C	19-5688-1	00170-000794				
直径:6.5cm						
ご利用者 (1 🖦)	E へ ^(2割) 10() 円 月額レンタル料金				
負担額 (1割)	つし 円 (3割) 15(0 円 500 円				

介護保険 購入

対象品

販売品

情報

パラマウントベッド



楽匠プラスシリーズのベッド (91cm 幅、83cm 幅) を 足側に 14cm 延長できます。

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 KQ-PA2L	19-6644-1	00170-001345
83cm幅 KQ-PA0L	19-6645-1	00170-001344
ご利用者 (1割) 負担額	[] []	0円月額レンタル料金0円1,000円

延長マットレス







パラマウントベッド



楽匠S、楽匠Zシリーズのベッド(91cm 幅レギュラー、83cm幅レギュラー) を足側に14cm延長できる延長フレー ムに設置する、延長部専用のマットレ スです。側地は抗菌・難燃です。

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅	12-5698-1	00170-000563
#1	「ズ:幅 91 ×全長 14 ×厚さ 8	cm
ご利用者 負担額 (1割)	0 円 (2割) (3割) () 円月額レンタル料金) 円0 円
商品名	商品番号	商品コード
83cm幅	12-5696-1	00170-000565
#1	「ズ:幅 83 ×全長 14 ×厚さ 8	cm
材質/カバー:オ	ポリエステル (抗菌・難燃)、マット	、: ポリエステル
ご利用者 (1割) 負担額	0 円 (2割) (3割) () 円月額レンタル料金) 円0 円

サービスコード/特殊寝台 介護給付:171003 予防給付:671003/特殊寝台付属品 介護給付:171004 予防給付:671004

PARAMOUNT BED

楽匠S・楽匠Z・楽匠Feez


オプション適合表

各オプションを 頭側と足側で 入れ替えた場合も 同様です

床ずれ 防止用具

体位 変換器

|KS-098A・KS-096A/介助バーと他オプションとの組み合わせ




手すり

認知症 老人徘徊 感知機器

歩行 補助杖

【KS−030A/サイドグリップと他オプションとの組み合わせ




歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

■ベッドサイドレールを使用する場合



移動用 リフト・ つり具


介護保険 購入 対象品

販売品

情報

|サイドレール差込口形状に関して

- は適合、× は不適合の組み合わせになります。 詳しくは取扱説明書をご確認下さい。
- ●サイドレール差込口の形状により、誤った向きで サイドレールが取り付けできない設計になっています。
- ●こちらに記載の製品以外の適合につきましては、 弊社営業担当者までお問い合わせ下さい。





床ずれ 防止用具

体位 変換器 Miolet III

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子· 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報



ご利用者に優しいポイント

POINT 1

車椅子へ移乗しやすい

POINT 2

背上げ時のズレ軽減

POINT 3

木製フラットボード

省スペース設置







68.5

102.5

サービスコード/特殊寝台 介護給付:171003 予防給付:671003/特殊寝台付属品 介護給付:171004 予防給付:671004

ミオレットⅢ

プラッツ








背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能

膝位置のフィッティング機能は利用者の大腿部の長 さに合わせ、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈 曲位置を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適 な背上げをサポートします。






背上げ時のズレを抑える1ボタン操作のライジングモーション機構

背上げボタンを押すと、背と膝の角度を自動的に調整しながらリクライニングを おこなうことにより、足方向へのズレを抑制します。

背を上げ続けると膝は下がることで腹部の圧迫を抑え、背を上げきると膝はフ ラットになり端座位も取りやすくなります。

※背上げ単独動作への切り替えもワンタッチで可能です。



2 3 ライジング 樹脂 木製 低床 非課税 リモコン 88 床高:25~59



ヒップダウン機構

背上げと連動して臀部のボトムが 傾斜します。これにより、骨盤を 起こし、ずれを抑制します。





省スペースに設置可能な垂直昇降機構

昇降の際にベッドがスイングせず 垂直に昇降するので、設置面積が 少なく済みます。

全長は業界トップクラスの省ス ペース設計を実現しました。



▮ 背圧・腹圧を軽減するバックオフ機構

背ボトムを後方に4cmスライドさせながら 上半身を起こす背上げ機能で、背中や腹部の 圧迫感を軽減します。また、背圧は肩付近に かかるように設計されており、肩の後ろに手 を差し込むだけでも大幅に除圧できます。



足先上げと足先下げの簡単切替え

足先の角度をワンタッチで切替えできます。 脚の浮腫(むくみ)軽減にも対応できます。



商品名	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
2モーター 90cm幅 樹脂 P113-21AC	85.5	11-6637-0	00631-000553	690 ⊨	1,380円	2,070円	6,900円
2モーター 83cm幅 樹脂 P113-22CC	83	11-6638-0	00631-000553	690 ⊨	1,380円	2,070円	6,900円
3モーター 90cm幅 樹脂 P113-31AC	86.5	11-6635-0	00631-000557	900 _□	1,800円	2,700円	9,000円
3モーター 83cm幅 樹脂 P113-32CC	84	11-6636-0	00631-000557	900 _□	1,800円	2,700円	9,000円
2モーター 90cm幅 木製 P113-21BA	87.5	11-6655-0	00631-000554	700 _□	1,400円	2,100円	7,000円
2モーター 83cm幅 木製 P113-22DA	84.5	11-6675-0	00631-000554	700 _□	1,400円	2,100円	7,000円
3モーター 90cm幅 木製 P113-31BA	88.5	11-6660-0	00631-000558	900 ₽	1,800円	2,700円	9,000円
3モーター 83cm幅 木製 P113-32DA	85.5	11-6688-0	00631-000558	900 _P	1,800円	2,700円	9,000円

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

42.8

商品名



床ずれ 防止用具

プラッツ

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

117 42.8 45

ロングタイプ対応スペーサー

※取付時:全幅124

※アーム開閉角度: ± 135°(22.5°刻み)

サイドレール

簡単操作のレバーロック式

思わぬ事故を防止するため、ロック解除時には セーフティ ロックの操作が必要です。 スイングアームは22.5度毎に固定できます。

歩行 補助杖

手すり

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・

つり具

購入 対象品

販売品

介護保険

情報

パッド付レバーロック式ベッド用グリップ ニーパロし

ロングには スペーサーが必要です フォーユー ショート美用 ニーパロひざパッドがあると・・・





車椅子からのずり落ちを防止

端座位時のずり落ちを防止

1900 0	1900 8 2	10000 —	
ニーパロL	19-6249-1	00631-000536	
サイズ:全軸	雇117×ボトム面からの高さ₄	12.8cm	
ご利用者 (1割) 負担額 19	0 円 (3割) 57(0円 月額レンタル料金 0円 1,900円	
商品名	商品番号	商品コード	
ロングタイプ対応スペーサー付	19-6251-1	00631-000534	
サイズ:全幅124×ボトム面からの高さ42.8cm			
ご利用者 (1811)	(2割) 380	7 円 月額レンタル料金	

商品番号 商品コード

シャッカル石 負担額 (1割) 190円(3割) 570 円 1.900 円









サービスコード/特殊寝台 介護給付:171003 予防給付:671003/特殊寝台付属品 介護給付:171004 予防給付:671004


レール周りの隙間の寸法

在宅用電動介護用ベッドの JIS規格での隙間の基準(抜粋)


事故が多いレール周りの隙間について、JIS規格(JIS T 9254)では 下記の通り規定されました。


- ①レール周りのAにおいて図1の様な直径6cmの円柱形の物を50N(約5.1kgf)で押さえて も図2の様にレールの下に行かないこと。もしくは31.8cm以上の隙間があること。
- ②ベッド用グリップ周りのBにおいて図3の様な円錐形の物を50N(約5.1kgf)で押して も通過しないこと。
- ③レール周りのCにおいて図3の様な円錐形の物を力を加えずに差し込み通過しないこと。

JISマーク表示製品であっても、利用者の方の使用方法・身体状況の変化など、様々な要因で事故が起こる 可能性があります。ご使用の際は、取扱説明書などの記載事項を守り、十分に注意を払う事が必要です。




ベッド用グリップとサイドレールを組み合わせてご使用される際の隙間












サイドレールを組み合わせてご使用される際の隙間














ラフィオ・ミオレット II ショートタイプの場合


レール類とボードの 長手方向の隙間は ございません。短手 方向の隙間は5mm となります。 (右図参照)





ラフィオ ロングタイプの場合

ボード側に必ず「ロングタイプ対応スペーサー」を取り付けてください。



取扱説明書をよく読み、有効性と危険性を認識し、正しく使うことが危険を回避する一番の近道です!

ベッドの安全性に関することは、「医療・介護ベッド安全普及協議会」のホームページを参照ください。

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



床ずれ 防止用具

ケア優 ビーチ/ダークウォールナット

フランスベッド



全幅:103

レギュラー全長: 210.5 床高: 25~59











リモコン

3 = - 9

2モーター

変換器

体位

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖 ボード色:ビーチカラー

ボード色:ダークウォールナット

ノンサイドフレーム+格納式オプション受け

6,7 101







オプション受けが格納できるので、車椅子をベッドへ隙間なく付けることができます。 また、サイドフレーム・ベースフレームの突出がなく、端座位が安定しやすくなります。

▶ 緊急対応スイッチ

歩行器



車椅子・ 車椅子 付属品

背上げ・脚上げ電動時に万が一停電が 起きた場合でも、スイッチの切り替え で手動で背上げと脚上げを水平状態に 戻すことができます。



※背上げ・脚上げ電動時のスイッチ位置。

● リモコン



手元ロック機能で誤作動防止。

スロープ

移動用	
リフト・	
つり具	

ご利用者負担額(1割) ご利用者負担額(2割) ご利用者負担額(3割) 月額レンタル料金 重さ(kg) 商品番号 商品コード 商品名 ーターレギュラーHF 900_m 87 00200-000166 11-5745-0 (2R-HF-B) 1,800 円 2,700 円 9,000 円 -ターレギュラーHF 900_P 87 11-5734-0 00200-000166 (2R-HF-DW) 1,800 円 2,700 円 9,000 円 3モーターレギュラーHF 1,100_P 88 11-5749-0 00200-000641 (3R-HF-B) 2,200 円 3,300 円 11,000 円 3モーターレギュラーHF **1,100** _P 00200-000641 88 11-5741-0 (3R-HF-DW) 2.200 円 3.300 円 11.000 円


介護保険 購入 対象品

販売品



フロアーベッド

フランスベッド







リモコン O+ B 3.40

垂直昇降 3 木製 超低床

3モーター

情報



高さ18㎝でいったん停止。 安全確認後足元にあるスイッチで操作すること で足の挟まりなど思わぬ事故を防ぎます。

低床のため、ベッドの高さに不安を感じる方に、布団になれた 方におすすめです。

ボトムの高さを24cmから11cmまで下げるには、足元側にある 安全スイッチを操作してください。目視による安全確認をしな がらベッドを下げ、挟み込みを予防します。

商品名	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
FLB-03J91J-CP	62	11-6090-1	00200-000480	1,450 _□	2,900 円	4,350 円	14,500 円

負担額

ケア優 レギュラー ショート兼用

サービスコード/特殊寝台 介護給付:171003 予防給付:671003 /特殊寝台付属品 介護給付:171004 予防給付:671004

ベッド用グリップ GR-510

フランスベッド







※開閉角度: ±135°(45°刻み)

商品名	商品番号	商品コード	
ベッド用グリップ GR-510	19-5430-1	00200-000428	
サイズ:全幅 117.3 ×ボトム面からの高さ 41.6cm			
ご利用者 (1割) 負担額	20 四 (2割) 24()円 月額レンタル料金	
負担額 (Ta)/	40 円 (3割) 360	0 円 1.200 円	

サイドレール ケア優 フランスベッド 96.5 41.6 416 SR-100JJ CSIV SR-300JJ CSBR 商品名/数量 商品コード

負担額 (1部)	24 _{円 (3割)} (3割) 7	2円 240円		
	2 4 (2割) 48	8円 月額レンタル料金		
サイズ:幅 76 ×ボトム面からの高さ 41.6cm				
SR-300JJ CSBR 1本	19-5348-1	00200-000338		
SR-300JJ CSIV 1本	19-5241-1	00200-000338		
商品名/数量	商品番号	商品コード		
サイズ:	サイズ:幅 96.5 ×ボトム面からの高さ 41.6cm			
SR-100JJ CSBR 1本	19-5346-1	00200-000517		
SR-100JJ CSIV 1本	19-5239-1	00200-00051/		

キャスター 50CAJW	ケア優
フランスベッド	
77724191	



※キャスターを取り付ける場合、ベッド本体も課税となります。 ※ベッドの高さは変わりません。

商品名	商品番号	商品コード	
キャスター50CAJW	19-5243-1	00200-000660	
直径: 7.5cm			
ご利用者 (1割)	に へ ^(2割) 10	日額レンタル料金	
ご利用者 負担額	コリロ (3割) 15	0 四 500 四	



円 (3割)



床ずれ 防止用具

体位 変換器

> 認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

240円

介護保険 購入 対象品

販売品

ベッドサイドテーブル KF-2923



パラマウントベッド

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険

購入 対象品

販売品

情報

商品名

KF-840BS

___ ご利用者 ○ 1割)

90 61~92.5 90.7

※ラフィオ超低床仕様ではご使用になれません ※楽匠プラスHタイプは床高が24cm未満、Xタイプは超低床仕様ではご使用になれません。

商品名	商品番号	商品コード
KF-2923	19-7144-1	00170-001651
ご利用者 (1割) 負担額	フ ェハ (2割) 70	0円 月額レンタル料金
負担額 (「刮)	3 50 円 (3割) 1,05	0円 3,500円

ベッドサイドテ*ー*ブル KF-1920 ケア優 ラフィオ ミオレット III パラマウントベッド 楽匠プラス 61~925 90.7

- ※ラフィオ超低床仕様ではご使用になれません。 ※ミオレット・フォーユー、楽匠Sと組み合わせる場合、ハイトスペーサーが必要です。
- ※ミオレット・フォーユーはキャスター装着時はご使用になれません。 ※楽匠プラスHタイプは床高が24cm未満、Xタイプは超低床仕様ではご使用になれません。

商品名	商品番号	商品コード
KF-1920	19-5659-1	00170-000716
ご利用者 負担額 (1割)	41111) 0 円 月額レンタル料金 2 000 円

ラフィオ ミオレット フォーユー ベルトセット付リハビリテーブル KF-840BS パラマウントベッド 楽匠 Z 79 50 54~79 ベルト 1 本付属 58 ※ラフィオ超低床仕様ではご使用になれません。 ※楽匠プラスHタイプは床高が24cm未満、Xタイプは超低床仕様ではご使用になれません。

商品番号

19-5234-1

(2割)

350_{m (38))}

700円

1,050円

商品コード

00170-000826

月額レンタル料金

3,500円







サービスコード/特殊寝台 介護給付:171003 予防給付:671003 /特殊寝台付属品 介護給付:171004 予防給付:671004

オーバーテーブル PT01-A1

プラッツ



従来品より奥行きを5cm広くしました。 腕もトレーもゆったり置けるので、 食事姿勢の保持に有効です。



ケア優

●全幅の調節が可能で、1枚で90cm幅/83cm幅のプラッツ社製ベッドに 使用可能です。

- ●設置する高さをサイドレールのパイプの高さに合わせて調整できます。
- ●天板の面積が広く、トレーがゆったり置けます。
- ●ご利用者様の腕が置きやすい形状で、食事の際の姿勢保持をサポートします。
- ●ベッドのフットボードに掛けて収納できます。



商品名	商品番号	商品コード
PT01-A1	19-6575-1	00631-000590
ご利用者 (1割) 負担額	F へ ^(2割) 10() 円 月額レンタル料金
負担額 (Tall)	つし 円 (3割) 15(0 円 500 円

[、]オーバーテーブル (ケア優用) K-135CY

シーホネンス




商品名	商品番号	商品コード
K-135CY	19-5345-1	00167-Z00083
ご利用者 (1割) 負担額	F (2割) 10(0円 月額レンタル料金
負担額 (Tall)	50 円 (3割) 15(0円 500円

オーバーテ*ー*ブル KQ-060L

パラマウントベッド

楽匠Z ・ ラクリアモーションは 楽匠プラスHタイプ ・ お使いになれません。



商品名	商品番号	商品コード
KQ-060L	19-0167-1	00170-000374
ご利用者 (1割) 負担額	F (2割) 10(0円 月額レンタル料金
負担額 (1部)	50 円 (3割) 150	0円 500円

ケアスライダー(MEMS)



商品名		商品番号			商品コード
MEMS		19-1301-1		00	054-000033
ご利用者 (1割) 負担額	1	F (2割)	300	円C	月額レンタル料金
負担額 (1部)	ı	50 _円 (2割)	450	9日	1,500円

テイコブ移乗用介助ベルト AB31

幸和製作所

ラフィオ ミオレット フォーユー

安全にベッドからの移乗介助が出来ます。 安全に介助者の負担を軽減します。 適応胴囲サイズが約60~130cmと 小柄な方から大柄な方まで対応できます。 保管時に便利な吊り下げ用ストラップ付き。 ベルト裏面に滑り止め付き。



横の取っ手 (狭く無理な力がかかりにくい)

ケア優 ラフィオ ミオレット フォーユー

> 楽匠 FeeZ

楽匠プラス

─ 縦の取っ手 (幅広で掴み易い)

商品名	商品番号	ペート 一口 品間
AB31	19-5519-1	00030-000142
ご利用者 (1割) 負担額 1	00 (2割) 20	0円 月額レンタル料金
負担額 (「割)	00円 (3割) 30	0円 1,000円

床ずれ 防止用具

ラフィオ ミオレット ミオレット エ フォーユー

> 体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具


介護保険 購入 対象品

販売品

情報

マットレス

マットレスは寝心地と寝返りのしやすさと体圧分散効果を配慮して選ぶようにしましょう。特に寝返りが困難な方や臀部の筋肉に萎縮(臀部が痩せている)がある方の場合、床ずれのリスクが高くなっていますの



厚さ 8 cm

サービスコード/特殊寝台 介護給付:171003 予防給付:671003 /特殊寝台付属品 介護給付:171004 予防給付:671004

ケアデュオ

日本ケアサプライ


お手入れしやすい「防水タイプ」のカバーです。 やさしい寝心地で、かつ端座位をとるときも姿勢が安定します。



商品名	商品番号	商品コード		
90cm幅 レギュラー	12-5642-1	00614-000007		
サイ	ズ:幅 90 ×全長 191 ×厚さ 8	Bcm		
商品名	商品番号	商品コード		
90cm幅 ショート	12-5715-1	00614-000007		
サイ	ズ:幅 90 ×全長 181 ×厚さ 8	Bcm		
商品名	商品番号	商品コード		
83cm幅 レギュラー	12-5643-1	00614-000007		
サイズ:幅 83 ×全長 191 ×厚さ 8cm				
商品名	商品番号	商品コード		
83cm幅 ショート	12-5915-1	00614-000007		
サイズ:幅 83 ×全長 181 ×厚さ 8cm				
材質/カバー:表地 ウレタン	ウレタン合皮、裏地 ウレタンフィルム、マット:ウレタンフォーム			
ご利用者 (1割)	へへ ^(2割) 400) 円 月額レンタル料金		
負担額 (1部)	00円(3割) 600	0 円 2,000 円		

ケアブリーズ

東洋クオリティワン



① 選べる寝心地

② 軽くて通気性が良い



・・・・・・・ やわらか面 しっかり面

※納入時はカバーにロゴマークが付いている面がやわらかめの面です。


商品名	商品番号	商品コード	
90cm幅 レギュラー	12-5846-1	00523-000019	
サイ	ブ:幅 90×全長 191×厚さ 8	cm	
商品名	商品番号	商品コード	
90cm幅 ショート	12-5847-1	00523-000019	
サイ	ズ:幅 90×全長 181×厚さ8	cm	
商品名	商品番号	商品コード	
83cm幅 レギュラー	12-5848-1	00523-000019	
サイ	ズ:幅 83×全長 191×厚さ8	cm	
商品名	商品番号	商品コード	
83cm幅 ショート	12-5849-1	00523-000019	
サイズ:幅 83 ×全長 181 ×厚さ 8cm			
材質/カバー:ポリエステル 100%、マット:ウレタンフォーム			
(2du) 100 H DEL > 0 1 100			

ご利用者 (1割) 200 円 (3割) (2割) 400 円 月額レンタル料金 負担額 600円 2.000 円

ケアさらり

日本ケアサプライ

通気性の良いムレにくいマットレスです。「多層構造」の採用により、寝姿 勢を水平に保つための適度な硬さとクッション性を実現。安定した寝姿勢 や端座位をサポートします。







腰部が沈み込みにくい

商品名	商品番号	商品コード		
91cm幅 レギュラー	12-5735-1	00614-000006		
サイ	ズ:幅 91 ×全長 191 ×厚さ 8	Bcm		
商品名	商品番号	商品コード		
91cm幅 ショート	12-5737-1	00614-000006		
サイズ:幅 91 ×全長 181 ×厚さ 8cm				
商品名	商品番号	商品コード		
83cm幅 レギュラー	12-5736-1	00614-000006		
サイ	サイズ:幅 83 ×全長 191 ×厚さ 8cm			
材質/カバー、マット:ポリエステル 抗菌防臭加工、防炎加工のカバー				
ご利用者 (1割)	へへ ^(2割) 400) 円 月額レンタル料金		
負担額 (1割)	00円 (3割) 60(

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

8

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

8

販売品



床ずれ 防止用具

エバーフィットC3マットレス 通気

パラマウントベッド

快適性と利便性を両立させたマットレス。

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

ソフトフィット面 ハードフィット面

やわらか面 手すり

しっかり面

背あげ・膝あげへの追従性を向 上させるカーブフィットライン に安定させやすくし

材質/中身:ポリエステル・ポリウレタン(難燃)

商品名

--ご利用者 (1割)

負扣額

側地: (ソフトフィット面) ポリエステル 100% (抗菌・防カビ・難燃・消臭) (ハードフィット面)ポリエステル 100% (抗菌・防カビ・難燃)

商品番号 商品コード 10 cm

厚さ **フ**

9

-ム(難燃)

商品コード

12-6105-1 00170-001042 91cm幅 レギュラー サイズ:幅91×全長191×厚さ10cm ご利用者 (1割) (2割) 500 円 月額レンタル料金 負担額 円 (3割) 750 円 2,500 円 商品名 商品番号 商品コード 91cm幅 ミ 00170-001043 12-6106-1 サイズ:幅 91×全長 180×厚さ 10cm __ ご利用者 (1割) (2割) 500 円 月額レンタル料金 負担額 円 (3割) 750 円 2.500 円

12-6107-1 00170-001044 83cm幅 レギュラー

サイズ:幅 83×全長 191×厚さ 10cm ご利用者 (1割) (2割) 500円 日額レンタル料金 **250** 円 (3割) 負担額 750 円 2.500 円

商品番号

商品名 商品番号 商品コード 12-6108-1 00170-001045 83cm幅 ミ

サイズ:幅 83×全長 180×厚さ10cm

月額レンタル料金 500 円 (2割) 円 (3割) 750 円 2.500 円

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子

付属品

スロープ

移動用

リフト・

つり具

ストレッチスリムマットレス

パラマウントベッド

マットレスが伸びて、背上げに伴う身体のずれを軽減します。

薄型・軽量マットレスで、高い機能性と快適なクッション性を両立しました。



たサイドエッジ

材質/中材:ポリエステル、ウレタンフォーム(難燃) 側地:ポリエステル(抗菌・防カビ・難燃)

诵気

商品名 商品番号 商品コード [清拭]91cm幅レギュラー 12-5862-1 00170-000740 12-5863-1 00170-000741

サイズ: 幅 91 ×全長 191 (ミニ 180) ×厚さ 7cm 商品名 商品番号 [清拭]83cm幅レギュラー 00170-000742 12-5864-1

[清拭]83cm幅ミ 00170-000743 12-5865-1 サイズ:幅83×全長191 (ミニ180)×厚さ7cm

(2割) 400円

ご利用者 (1割) 日額レンタル料金 200円 (3割) 負担額 600円 2.000円

商品名	商品番号	商品コード	
[通気]91cm幅レギュラー	12-5866-1	00170-000745	
[通気]91cm幅ミニ 12-5867-1 00170-000746			
サイズ:幅 91 ×全長 191(ミニ 180)×厚さ 7cm			

商品名 商品番号 商品コード 00170-000747 [通気]83cm幅レギュラー 12-5868-1 12-5869-1 [通気]83cm幅ミ 00170-000748

サイズ:幅83×全長191 (ミニ180)×厚さ7cm

ご利用者 (2割) 400 円 日額レンタル料金 (1割) 負担額 円 (3割) 600円 2.000 円

介護保険 購入 対象品

ストレッチフィットマットレス

パラマウントベッド

マットレスが伸びて、背上げに伴う身体のずれを軽減します。プロファイル加工を施したウレタンフォームのトップクッションが、 身体の突部にかかる圧力を効果的に分散します。



通気

材質/中材:ポリエステル、ウレタンフォ

側地:ポリエステル (抗菌・防カビ・難燃)

情報

販売品

商品名	商品番号	商品コード	
[清拭]91cm幅 レギュラー	12-5870-1	00170-000730	
[清拭]91cm幅 ミニ	12-5871-1	00170-000731	
サイズ:幅 91 ×全長 191(ショート 180)×厚さ 9cm			

商品名 商品番号 商品コード 12-5872-1

[清拭]83cm幅 レギュラー 00170-000732 12-5873-1 00170-000733

サイズ:幅83×全長191 (ショート180)×厚さ9cm

(2割) 600円 月額レンタル料金 ご利用者 (1割) 300_{円 (3割)} 900円 3.000円

商品名 商品番号 商品コード [通気]91cm幅 レギュラー 12-5874-1 00170-000735 [通気]91cm幅 ミニ 12-5875-1 00170-000736

サイズ:幅 91×全長 191 (ミニ 180) ×厚さ 9cm

商品番号 商品コード 商品名 [通気]83cm幅 レギュラー 00170-000737 12-5876-1 12-5877-1 00170-000738

サイズ: 幅 83×全長 191 (ミニ 180)×厚さ 9cm

(2割) 600 円 月額レンタル料金 ご利用者 (1割) 円 (3割) 3,000 円 900円

厚さ 8 cm

サービスコード/特殊寝台 介護給付:171003 予防給付:671003/特殊寝台付属品 介護給付:171004 予防給付:671004

アルファプラすくっとRe 通気

タイカ

寝返りから立ち上がりまでの一連の動作が安定して行えます。 動きやすさと寝心地を両立した体圧分散式マットレスです。



●寝返りをサポート

アクティブエリアに設けた空洞部分が変形し 沈み込むことによって寝返りがしやすくなりました。








●安定性の高い端部の構造

端座位や立ち上がり時の安定性と介 助のしやすさを考え、アクティブエリ アは固めのウレタンフォームを使用し ています。



高硬度ウレタンフォームで安定感を確保

●優れた体圧分散性能

上層と中層に使用した柔らかめの高 弾性無膜ウレタンフォームによって優 れた体圧分散性能を発揮します。療 養者にリラックスと、床ずれになる前 からの安心をお届けします。



中央部分の柔らかめのウレタンフォーム が耐圧分散性能を発揮

材質/カバー:ポリエステル、マット:ポ リウレタンフォーム

材質/マット:ウレタンフォーム、 ポリエステル繊維 カバー:(表面)ウレタン合皮

(内側)ポリエステル

負扣

商品名 商品コード 商品番号 91cm幅 レギュラー 12-5986-1 00563-000108 サイズ: 幅 91 ×全長 191 ×厚さ 8cm 月額レンタル料金 **250** 円 (3割) (2割) 500 円 ご利用者 負担額 (1割) 2,500 円 750円 商品番号 商品コード 商品名 91cm幅 ショート 12-5987-1 00563-000109 サイズ:幅 91×長さ 180×厚さ 8cm ご利用者 (1割) (2割) 500 円 月額レンタル料金 250 円 (3割) 750円 2,500 円 商品番号 商品コード 12-5984-1 00563-000106 83cm幅 レギュラー サイズ:幅83×長さ191×厚さ8cm (2割) 500円 月額レンタル料金 ご利用者 負担額 (1割) 250円(3割) 750円 2.500 円 商品名 商品番号 商品コード

12-5985-1 00563-000107 83cm幅 ショート サイズ:幅 83×長さ 180×厚さ 8cm

川君 /1 劇	250	(2割)	500 円	月額レンタル料金
J用者 2額	250	円 (3割)	500 円 750 円	2,500 円

しっかり面



商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	12-5952-1	00054-000204
サイズ	:幅 91×全長 191×厚さ 1	2cm
ご利用者 (1割) 25	(2割) 500	7 円 月額レンタル料金
^{三利用者} (1割) 負担額 25)	0 円 2,500 円
商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 ショート	12-5954-1	00054-000207
サイズ	: 幅 91 ×全長 180 ×厚さ 1	2cm
ご利用者 (1割) 25	(2割) 500	7 円 月額レンタル料金
負担額 (1割) 25)	0 円 2,500 円
商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	12-5953-1	00054-000203
サイズ	: 幅 83×全長 191×厚さ 1	2cm
ご利用者 (1割) 25	(2割) 500	7 円 月額レンタル料金
負担額 (1部)) 〇 円 (3割) 75(0 円 2,500 円
商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 ショート	12-5955-1	00054-000206
サイズ	: 幅 83×全長 180×厚さ1	2cm
ご利用者 (1割) 25	(2割) 500) 円 月額レンタル料金
負担額 (1部))	0 円 2.500 円

床ずれ 防止用具

> 体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

厚さ 12

販売品



床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具


介護保険 購入 対象品

販売品

情報

床ずれってなに?

寝返りが打てないと、同じ場所に体重がかかり続けるので、血の流れが悪くなり、床ずれができます。 また、そこにずれ力が加わるとより発生しやすくなります。





まずは床ずれになりやすさを調べましょう

OHスケール
次の質問に答えると、床ずれになりやすさがわかります。





OHスケールとリスクレベル					
合計点数 リスク 床ずれ発症率(目安)		床ずれ発症率(目安)	治癒期間(目安)		
0点	リスクなし・予防	_	_		
1~3点	軽度リスク	約25%以下	40⊟		
4~6点	中等度リスク	約26~65%	57⊟		
7~10点	高度リスク	約66%以上	173⊟		

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る) 単位:CM

ベッド・ ベッド 付属品

> 床ずれ 防止用具

体位

変換器

認知症

老人徘徊

感知機器

サービスコード/床ずれ防止用具 介護給付:171005 予防給付:671005

使用者の介護環境も考えてマットレスを選びましょう

床ずれ防止用具は床ずれができてから使うだけでなく、床ずれができる前から「床ずれを防止」するために使う用具です。 使用者の状態や床ずれになりやすさを把握し、マットレスを選びましょう。

介護力あり

布団、ベッドマットレス

体圧分散式マットレス

体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm以上) 上敷き型エアマットレス ハイブリッド型など

(静止型 厚さ10cm未満)

体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm未満)

体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm以上) 上敷き型エアマットレスなど

体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm以上) コンピューター制御エアマットレス、 ハイブリット型など

体圧分散性能と、安楽性や安定性の バランスに優れています。

ウレタンフォームとエアを組み合わせ たマットレスです。

エアを自動的に出し入れし、圧がかかる 場所を移動させるマットレスです。

<リスク>

予防~軽度 軽度~中度

圧切替型 静止型 ハイブリッド

<種類>

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ


移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

床ずれ対応マットレス一覧表



よりよい介護のために

身体機能を維持・向上させたり、床ずれを防止するために、次のようなポイントで観察をして、必要なケアを実践しましょう。







床ずれ 防止用具

タイカ

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行

アルファプラF 撥水・防水



商品名 商品番号 商品コード 91cm幅 レギュラー 13-5455-1 00563-000059 サイズ: 幅91×全長195×厚さ13cm 重さ: 9.5kg 600 円 (2割) 1,200 円 月額レンタル料金 6,000 円 (3割) 1,800 円 6,000 円 ご利用者 負担額 (1割) 6,000 円 商品番号 商品コード 91cm幅 ショート 13-5457-1 00563-000058 サイズ:幅91×全長181×厚さ13cm 重さ:8.8kg (2割) 1,200 円 月額レンタル料金 (2割) 1,200 円 (22目) 1,200 円 (22日) 1,20 ----ご利用者 (1割) 600円(3割) 1,800 円 6.000 円 商品名 商品番号 商品コード 83cm幅 レギュラー 13-5454-1 00563-000056 サイズ:幅83×全長195×厚さ13cm 重さ:8.7kg 600 円 (2割) 1,200 円 月額レンタル料金 (3割) 1,800 円 6.000 .,,∠UO 円 円 (3割) 1,800円 商品番号 12 「 ご利用者 負担額 (1割) 6.000 円 商品名 商品コード 83cm幅 ショート 00563-000055 サイズ:幅83×全長181×厚さ13cm 重さ:8.1kg (2割) **1,200** 円 月額レンタル料金 負扣額 6.000 円

600円(3割) 1.800 円

商品名

補助杖

歩行器

ノファプラし 撥水・防水

タイカ

上層と中層に柔らかめの高弾性無膜ウレタン フォームを使用し、さらにアルファゲルを組み 合わせることで、床ずれが心配になり始めた 方に適した体圧分散を行います。

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具



材質/マット:シリコーンゲル、ポリウレタンフォーム カバー: (表地) ポリエステル (裏地) ポリウレタン

予防~軽度 静止型

軽度~中度 静止型

商品コード 91cm幅 レギュラー 13-5570-1 00563-000103

マット重さ: 6.9kg

軽度~中度 静止型

サイズ:幅91×全長195×厚さ10cm マット重さ:7.6kg **500** 円 (2割) 1,000円 月額レンタル料金 5,000 円 (3割) 1,500円 5,000 円 ご利用者 負担額 (1割) 5,000 円 商品番号 商品名 商品コード

商品番号

91cm幅 ショート 13-5572-1 00563-000104 マット重さ:7.1kg サイズ:幅91×全長181×厚さ10cm

500 円 (2割) 1,000円 月額レンタル料金 5,000 円 (3割) 1,500円 5,000 円 ご利用者 (1割) 負担額 5,000 円 商品番号 商品コード 83cm幅 レギュラー 13-5571-1 00563-000101

500 円 (2割) 1,000 円 月額レンタル料金 (3割) 1,500 円 商品番号 高品コード ご利用者 負担額 (1割) 5,000 円 商品名

83cm幅 ショート 13-5573-1 00563-000102 サイズ:幅83×全長181×厚さ10cm マット重さ: 6.4kg

サイズ:幅83×全長195×厚さ10cm

900円 月額レンタル料金 ご利用者 (1割) (2割) 450 円 (3割) 1,350円 負担額 4.500 円


プルマットレス

介護保険

購入 対象品

販売品

情報



被験者/身長約 155cm、体重約 50kg、BMI 値約 20.8 測定器/ABW 社製 ERGO CLASSIC

材質/マット: (1、2層目面) ラバータッチウレタンフォーム、(2層 目サイド、3層目) 高硬度ウレタンフォーム、カバー: (上面側面) ポリウレタンラミネート加工布、(下面) ナイロンオックス

商品名	商品番号	商品コード
90cm幅 レギュラー	13-5422-1	00206-000070
サイズ:幅9	90×全長191×厚さ12cm 重	直さ∶6.6kg
商品名	商品番号	商品コード
90cm幅 ショート	13-5447-1	00206-000070
サイズ:幅9	90×全長180×厚さ12cm 重	iさ:6.2kg
商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	13-5435-1	00206-000070
サイズ:幅	83×全長191×厚さ12cm	重さ:6kg
商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 ショート	13-5448-1	00206-000070
サイズ:幅83×全長180×厚さ12cm 重さ:5.6kg		
ご利用者 (1割)	介介 (2割) 1,000) 円 月額レンタル料金
5利用者(1割) 負担額	UU 円 (3割) 1,50(5,000 円

サービスコード/床ずれ防止用具 介護給付:171005 予防給付:671005

ベッド・ ベッド 付属品

エバープラウドマットレス (ドライタイプ)

パラマウントベッド

体圧分散、ずれ軽減、蒸れ軽減の3つの機能で床ずれ防止を多面的にサポート




新素材「さらフェース」が蒸れ を軽減し、床ずれ防止と、快適 な就寝環境をサポート



新素材「さらフェース」が水分の侵入を防ぎながら、身体とマットレスの間に発生する水蒸気(蒸れ)をカバー表面で吸収します。吸収した水蒸気は、身体が接触していない部分から放出します。蒸れを軽減することで、床ずれ要因の1つといわれる皮膚湿潤にも配慮、床ずれ防止と快適な就寝環境をサポートします。


5層のウレタンフォームが、 優れた体圧分散性を実現



弾力性の異なるウレタンフォームを 5 層に組合わせ、エクストラソフト面では静止型マットレス最高レベルの体圧分散性を発揮します。反対側のソフト面は反発性を高め、体圧分散性と動きやすさを両立しています。利用者様の ADL などの床ずれリスクに応じて使い分けることができます。エクストラソフト面の最上層は非常にやわらかく、体圧分散性の高さに加えて身体への当たりが心地よく優しく感じられるように配慮してます。


材質/エクストラソフト面: ポリエステル50%、アクリル30%、ポリウレタン20% ソフト面: ポリエステル70%、ポリウレタン30% 内カバー: ポリエステル100% クッション材: ポリウレタン・ポリエステル

エクストラソフト面 軽度~中度 静止型 ソフト面 予防~軽度 静止型



独自の生地「グライドシート」が背上げ時にかかるずれ力を軽減

マットレスのクッション材を、独自に開発した「グライドシート」で包むことで、カバーとクッション材とを滑りやすくしています。背上げ時には、カバーを滑らせることで背部や踵部に生ずるずれ力を軽減します。逆に背部は臀部は滑りにくい構造とし、臀部をしっかり支えて骨盤を起こしやすくすることで、姿勢のくずれを抑えます。



背上げ時に、身体に加わる ずれ力の測定

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	13-5665-1	00170-000966
サイズ:幅9	91×全長191×厚さ13cm マッ	ト重さ:11kg
ご利用者 (1割)	に (2割) 1,100	7 円 月額レンタル料金
負担額 (1部)	50円(3割) 1,650	0 円 5,500 円
商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 ミニ	13-5666-1	00170-000967
サイズ:幅91	I×全長180×厚さ13cm マット	重さ:10.5kg
ご利用者 (1割)	50 円 (2割) 1,100	7 円 月額レンタル料金
스+Des (I힘)		
負担額 (1837)	りして (3割) 1,650	0 円 5,500 円
商品名	プリア (3割) 1,650 商品番号	0 円 5,500 円 商品コード
	商品番号	
_{商品名} 83cm幅 レギュラー	商品番号	商品コード 00170-000968
商品名 83cm幅 レギュラー サイズ:幅8	商品番号 13-5667-1 33×全長191×厚さ13cm マッ	商品コード 00170-000968 小重さ:10kg
商品名 83cm幅 レギュラー サイズ:幅8	商品番号 13-5667-1 33×全長191×厚さ13cm マッ (2割) 1,100	商品コード 00170-000968 ト重さ:10kg 0円 月額レンタル料金
商品名 83cm幅 レギュラー サイズ:幅8	商品番号 13-5667-1 33×全長191×厚さ13cm マッ (2割) 1,100	商品コード 00170-000968 小重さ:10kg
商品名 83cm幅 レギュラー サイズ: 幅8 ご利用者 負担額 (1割)	商品番号 - 13-5667-1 33×全長191×厚さ13cm マッ (2割) 1,100 円 (3割) 1,650	商品コード 00170-000968 ト重さ:10kg 0円 月額レンタル料金 0円 5,500円
商品名 83cm幅 レギュラー サイズ: 幅8 ご利用者 負担額 (1割) 商品名 83cm幅 ミニ	商品番号 13-5667-1 33×全長191×厚さ13cm マッ (2割) 1,100 商品番号	商品コード 00170-000968 ト重さ:10kg 0円 月額レンタル料金 0円 5,500円 商品コード 00170-000969

三利用者 (1割) 550 円 (2割) 1,100 円 月額レンタル料金 (2割) 1,650 円 5,500 円

商品名	商品番号	商品コード
[清拭]91cm幅 レギュラー	13-5489-1	00170-000720
[清拭]91cm幅 ミニ	13-5490-1	00170-000721
サイズ:幅91×全長191	(ミニ180) ×厚さ12.5cm	重さ:9kg (ミニ8.5kg)

 商品名
 商品番号
 商品コード

 [清拭]83cm幅 レギュラー
 13-5491-1
 00170-000722

 [清拭]83cm幅 ミニ
 13-5492-1
 00170-000723

サイズ:幅83×全長191 (ミニ180) ×厚さ12.5cm 重さ:8.5kg (ミニ8kg)

ご利用者 (1割) **540**円 (2割) **1,080**円 月額レンタル料金 負担額 1,620円 5,400円 | 材質/マット:ウレタンフォーム、ポリエステル カバー:ポリエステル、ウレタンフォーム | 商品名 | 商品番号 | 商品コード | 通気]91cm幅 レギュラー | 13-5493-1 | 00170-000725

サイズ:幅83×全長191 (ミニ180) ×厚さ12.5cm 重さ:8kg

ご利用者 (1割) 540 円 (2割) 1,080 円 月額レンタル料金 負担額 1,620 円 5,400 円 床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



床ずれ 防止用具

モルテン

人の手で行うような優しい自動体位変換機能付き

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器



● 自動体位変換機能 手すり



材質/マット:ウレタンフィルム(フィッティング層・底着き 防止層=高耐久ウレタンフォーム)、カバー:ウレタン合皮 消費電力:58W、1日約1.5~5.5円

歩行 補助杖

91cm幅 レギュラー

91cm幅 ショート

83cm幅 レギュラー

83cm幅 ショート

ご利用者 (1割)

軽度~ リスク保有者 ハイブリッド

商品コード

00054-000115

00054-000115

商品コード

月額レンタル料金

7.000円

00054-000115

00054-000115

モルテン

13



車椅子· 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

モルテン

負担額

リモコンの全自動スイッチを押すだけで、さまざまな身体状態の利用者様に適応でき、 身体状態が悪化または回復に変化した場合も対応。

商品番号

13-5410-1

13-5412-1

サイズ:幅 91×全長 193 (ショート 182) ×厚さ 13cm マット重さ:11kg (ショート 10.5kg) 商品番号

13-5409-1

13-5411-1

サイズ:幅 83×全長 193(ショート 182)×厚さ 13cm マット重さ:10kg(ショート 9.5kg) 材質/マット:〈マイクロエアセル〉ウレタンフィルム〈フィッティング層・底着き防止層〉高耐久ウレタンフォーム、カバー: 伸縮性ウレタン合皮 消費電力: 54W、1日約5.3円

(2割)

700円 (3割)

1,400円

2.100円

販売品

情報



リモコン



材質/マット:エアセル=ウレタンフィルム、フィッティングフォーム・ 底着き防止フォーム=高耐久ウレタンフォーム、 インナー保護フィルム:ウレタン、マットカバー:ウレタン合皮 (制菌加工)

●オスカーが備えている8つの特性



軽度~ リスク保有者 ハイブリッド

●簡単なリモコン操作と場所を取らない内蔵式ポンプ

●安全・安心のための充実した設計

(安全:心臓マッサージなど緊急時に素早く対応できるCPRボタン/CPRユニット) (安心:リハビリモード/背上げモード/強力除湿モード)

商品名	商品番号	商品コード	
91cm幅 レギュラー	13-5466-1	00054-000137	
サイズ:幅91×	全長193×厚さ17cm マッ	ト重さ:13.5kg	
商品名	商品番号	商品コード	
91cm幅 ショート	13-5468-1	00054-000137	
サイズ:幅91:	<全長182×厚さ17cm マッ	ト重さ:13kg	
商品名	商品番号	商品コード	
83cm幅 レギュラー	13-5465-1	00054-000137	
サイズ: 幅83	<全長193×厚さ17cm マッ	ト重さ:12kg	
商品名	商品番号	商品コード	
83cm幅 ショート	13-5467-1	00054-000137	
サイズ:幅83×	全長182×厚さ17cm マッ	ト重さ:11.5kg	
ご利用者 (1割)	介 (2割) 1,800)円 月額レンタル料金	
自扣額 ('□)/ →		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	

ブレレ 円 (3割) 2.700円

9.000円

ハイブリッド



モルテン



商品名	商品番号	商品コード		
91cm幅 レギュラー	13-5803-1	00054-000567		
サイズ:幅9	1×全長193×厚さ13cm 重	重さ:8.5kg		
商品名	商品番号	商品コード		
91cm幅 ショート	13-5804-1	00054-000569		
サイズ:幅9	1×全長182×厚さ13cm i	重さ:8.0kg		
商品名	商品番号	商品コード		
83cm幅 レギュラー	13-5805-1	00054-000566		
サイズ:幅8	3×全長193×厚さ13cm 重	重さ:8.0kg		
商品名	商品番号	商品コード		
83cm幅 ショート	13-5806-1	00054-000568		
サイズ:幅83×全長182×厚さ13cm 重さ:7.5kg				
材質/エアセル:ウレタンフィルム. フィッ	ティングフォーム・安定支持フォーム・床着	き防止フォーム:高耐久ウレタンフォーム		

インナー保護フィルム: ウレタンフィルム マットカバー: ウレタン合皮 (制菌加工) ご利用者 (1割) 月額レンタル料金 650円 (3割) (2割) 1,300円 負担額 1.950円 6.500円

商品名

83cm幅 ショート

軽度~ リスク保有者



00054-000653



91cm幅 レギュラー 13-5907-0 00054-000652 サイズ:幅91×全長193×厚さ17cm マット重さ:11kg (2割) 2,000 円 月額レンタル料金 ^{ご利用者} (1割) **1,000** 円 (2割) **2,000** 円 (3割) **3,000** 円 負扣額 10,000 円 商品名 商品番号 商品コード 13-5908-0 00054-000654 91cm幅 ショート サイズ:幅91×全長182×厚さ17cm マット重さ:10.5kg (2割) 2,000 円 月額レンタル料金 ご利用者 (1割) **1,000** 円 (3割) 負担額 3,000 円

商品番号

10,000 円 商品名 商品番号 商品コード 83cm幅 レギュラー 13-5909-0 00054-000651 サイズ:幅83×全長193×厚さ17cm マット重さ:10kg (2割) 2,000 円 月額レンタル料金 ご利用者 (1割) **1,000** 円 (2割) 負担額 (3割)

負担額 10,000 円 3,000 円 商品番号 商品コード

> 13-5910-0 サイズ:幅83×全長182×厚さ17cm マット重さ:9.5kg

ご利用者 (1割) **1,000** 円 (3割) (2割) 2,000円 月額レンタル料金 10,000 円 3,000 円

防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行

補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用

リフト・

つり具

対象品

販売品

情報

圧切替型

サービスコード/床ずれ防止用具 介護給付:171005 予防給付:671005

マイクロクライメイト ビッグセル アイズ

優れた体圧分散性能に加え、床ずれ発生の新たな 外的要因であるMicroclimate「皮膚局所の温度・湿度」にも対応する






ご利用者の背上げ状況をモニタリング 背上げ角度と経過時間をデジタル表示

- ■エアマットレスに内蔵された角度センサが 背上げの角度を検知。角度に応じた適切な 内圧に自動調整。背上げ時でも圧切替を 行い、局所の圧迫とずれ力の解放を促し ます。
- ■液晶画面に背上げの角度と経過時間を デジタル表示。経管栄養等のケアで背上げ の角度と時間管理が必要な場面に役立つ 新しい機能です。



床ずれ防止の最新技術 マイクロクライメイト対応のシステム

足元に搭載されたファンモーターが エアマットレスの中にこもった熱と 湿気を吸い込み、外部に排気。接触 面の温度と湿度の上昇を抑え、床ずれ 発生の外的要因「Microclimate」の リスクを低減します。



利用シーン

- 経管栄養投与で背上げをする方
- 長時間の背上げのため、床ずれリスクが高い方
- 誤嚥性肺炎の予防で長時間背上げをする方
- 呼吸困難を軽減するために長時間背上げをする方

材質/エアセル: ポリウレタンフィルム表面シボ加工 (抗菌)、カバー: ポリウレタンフィルム ラミネート加工布 (防水・制菌・防炎・透湿・伸縮)、ベースシート: (側面・下面) ナイロンオッ クス、ポリエステルメッシュ (すべり止め部) ポリウレタンフィルムラミネート加工布 ヘッド アップセンサ: ABS 樹脂 (ケース部) 換気ユニット: ABS 樹脂 (ケース部) 消費電力:8W

商品名	商品番号	商品コード
900タイプ CR-753	13-5754-1	00206-000141
サイズ:幅90	O×全長192×厚さ15cm マッ	・重さ:6.8kg
ご利用者 /1 申11 1	00円 (2割) 2,00 3,00	0円 月額レンタル料金
負担額 (「割) Ⅰ, ∪	UU 用 (3割) 3,00	0 円 10,000 円
商品名	商品番号	商品コード
900ショートタイプ CR-757	13-5756-1	00206-000143
サイズ:幅90	O×全長180×厚さ15cm マッ	・重さ:6.5kg
ご利用者 (1割) 1 0	(2割) 2,00	0円 月額レンタル料金
負担額 (「割) Ⅰ, ∪	UU 用 (3割) 3,00	0 円 10,000 円
負担額 (「部) Ⅰ,∪ 商品名	OO _円 (2割) 2,000 (3割) 3,000 商品番号	0円 10,000円 商品コード
	商品番号	商品コード
商品名 840タイプ CR-750	商品番号	商品コード 00206-000140
商品名 840タイプ CR-750 サイズ: 幅84	商品番号 13-5753-1 4×全長192×厚さ15cm マッ	商品コード 00206-000140 N重さ: 6.5kg
商品名 840タイプ CR-750 サイズ: 幅84	商品番号 13-5753-1	商品コード 00206-000140 N重さ: 6.5kg
商品名 840タイプ CR-750 サイズ: 幅84	商品番号 13-5753-1 4×全長192×厚さ15cm マッ	商品コード 00206-000140 N重さ: 6.5kg
商品名 840タイプ CR-750 サイズ: 幅8・ ご利用者 (1割) 1,0	商品番号 13-5753-1 4×全長192×厚さ15cm マッ (2割) 2,00 円 (3割) 3,00 商品番号	商品コード 00206-000140 N重さ: 6.5kg 0円 月額レンタル料金 0円 10,000円
商品名 840タイプ CR-750 サイズ: 幅8- ご利用者 負担額 (1割) 1,0 商品名 840ショートタイプ CR-755	商品番号 13-5753-1 4×全長192×厚さ15cm マッ (2割) 2,00 円 (3割) 3,00 商品番号	商品コード 00206-000140 N重さ:6.5kg 0円 月額レンタル料金 0円 10,000円 商品コード 00206-000142

2,000 円 1,000円 (3割) 3.000円 10.000円



月額レンタル料金

8.000 円

1,600 円

2,400 円



かんたんモード

体重40~60kgの方であれば、ワンタッチで自動に内圧調整ができる"かんたんモード"を搭載。

ご利用者 (1割)



材質/エアセル:ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、 カパー:ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・制菌・防炎・透湿) 消費電力:10w、1日約4.8円

商品名	商品番号	商品コード
90cm幅 レギュラー	13-5516-1	00206-000083
サイズ:幅90>	×全長191×厚さ12cm マッ	ト重さ:9.1kg
ご利用者(4 歳以)	(2割) 1,600)円 月額レンタル料金
負担額 (1割)	00 円 (2割) 1,600	0 円 8,000 円
商品名	商品番号	商品コード
90cm幅 ショート	13-5518-1	00206-000085
サイズ:幅90>	×全長180×厚さ12cm マッ	ト重さ:8.5kg
ご利用者 (1 朝) 〇 ((2割) 1,600)円 月額レンタル料金
負担額 (1割)	00 円 (2割) 1,600	8,000 円
商品名	商品番号	商品コード
84cm幅 レギュラー	13-5517-1	00206-000082
サイズ:幅84>	×全長191×厚さ12cm マッ	ト重さ: 8.6kg
ご利用者 /1 劇\	(2割) 1,600)円 月額レンタル料金
負担額 (1割)	JU _{円(3割) 2,400}	
商品名	商品番号	商品コード
84cm幅 ショート	13-5520-1	00206-000084
サイズ:幅84>	×全長180×厚さ12cm マッ	ト重さ:8.1kg

800円 (3割)



床ずれ 防止用具

防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品


販売品

情報

1 体位変換器とは

体位変換器 (介護保険法第7条第17項の規定) とは、空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除きます。

解釈通知(老企第34号通知)貸与告示第6項に掲げる「体位変換器」とは、空気パッド等を身体の下に挿入し、てこ、空気圧、その他の動力を用いることにより、仰臥位から側臥位への体位の変換を容易に行うことができるものをいいます。 ただし、専ら体位を保持するためのものは除かれます。



体位変換器の必要性

2時間以上寝返りがうてないと、皮膚の虚血性変化(血液の流れが悪くなり、 皮膚に変化がおきる)が起こるといわれ、これが床ずれ(褥瘡)の要因の 一つです。

用具を使用しない体位変換は、ご利用者に痛みが発生する危険性があり、 また介助者の腰痛リスクも高まります。

体位変換器は介護者本人の安全な生活だけでなく、介助者の介護負担軽減の効果も期待できます。

3 体位変換器を使う時は



日常的に自力での体位変換が負荷になる場合が多い要介護2~5に認定された方がレンタル可能です。例外的に、要介護1以下でも、ケアマネジャー、かかりつけ医に必要と判断された場合のみレンタルできます。その際には「理由書」が必要となります。

サービスコード/体位変換器 介護給付:171006 予防給付:671006

ベッド・ ベッド 付属品

15分毎に小さな体位変換を繰り返す

「スモールチェンジ機能」 搭載。

材質/カバー:ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・透湿・制菌・伸縮・防炎)







透湿・防水カバー 優れた防水性を保ちながら、熱と湿気のみを透過します。



三次元スプリング構造体 ブレスエアー® クッション性があり、ムレにくいブレスエアー®を、マッ トレス下層に採用。



メッシュカバー

スモールチェンジ機構部はメッシュカバーで覆われている ため、上部からの熱・湿気をスムーズに下方に排気します。

●操作パネル

使いやすい操作パネルで全ての操作が簡単に行えます。



●スモールチェンジで床ずれを防止

スモールチェンジ機能は、骨盤を中心に対角線上の小さな体位変換を自 動化したシステムです。ラグーナはご利用者にとって身体のずれが小さ く、違和感のない、「安心」、「安楽」な環境を提供します。


右上半身、左骨盤を 持ち上げる 左上半身、右骨盤を 持ち上げる

●ハイブリッド構造でムレを防止

「圧切替」×「スモールチェンジ」×「ムレ対策素材」が、マットレス内の熱や 湿気を排気します。

【底面通気構造】

身体の熱と湿気をマットレス内に透過して下面から排気します。




エアセルの圧切替



独立したエアセルが膨張収縮を繰 返し、5分毎に身体の保持面が切 替わります。これにより常時肌と マットレスが密着せず、不快なムレ を軽減します。

スモールチェンジ機能



スモールチェンジの動きにより身 体とマットレスの接触面やマット レス内部にこもった熱や湿気を逃 します。

●自動ヘッドアップ対応機能

マットレスに内蔵したセンサ がヘッドアップ角度を検知。 角度に応じて、マットレスの やわらかさと動きを最適な 状態に自動調整します。



底づき防止 エアセルが体重をしっかりと支え、 底づきのリスクを防ぎます。

四面名	間の母子	間型コート
900タイプ レギュラー	14-5603-0	00206-000103
サイズ:幅90×	全長192×厚さ13.5cm マッ	
ご利用者 (1割) 9 負担額	00 円 (2割) 1,80(3割) 2,70(0円月額レンタル料金9,000円
商品名	商品番号	商品コード
900タイプ ショート	14-5605-0	00206-000105
サイズ:幅90×	全長180×厚さ13.5cm マッ	ト重さ:8.2kg
ご利用者 (1割) 9(負担額	70 円 ^(2割) 1,800 円 ^(3割) 2,700) 円 月額レンタル料金) 円 9,000 円

= ロカ

±0.40 ±0.5 K

商品名	商品番号	商品コード		
840タイプ レギュラー	14-5602-0	00206-000102		
サイズ:幅84×	全長192×厚さ13.5cm マッ	ノト重さ:8.2kg		
ご利用者 (1割)	へへ ^(2割) 1,800	0円 月額レンタル料金		
負担額(「割)	00 円 (2割) 1,80(0 円 9,000 円		
商品名	商品番号	商品コード		
840タイプ ショート	14-5604-0	00206-000104		
サイズ:幅84×全長180×厚さ13.5cm マット重さ:7.8kg				
ご利用者 (1割)	へへ (2割) 1,80	0円 月額レンタル料金		
負担額 (1割)	00円(3割) 2,70	0円 9,000円		

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報



床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行

補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・

つり具

対象品

購入

介護保険

情報

ロンボポジショニングクッション 防水カバーセット

適度に柔らかく 身体にフィット しながらしっか り支える材質 RM4-H 防水カバーヤット RM2-H 防水カバーセット 65 RM1-H 防水カバーセット 40

20

●持ち手を引っ張るだけの動作で、力を必要とせず簡単に体位変換ができ、

材質/本体:中身/ロンボメッド(ポ リウレタンスニペット50%、ポリプロピレンビーズ50%) 表側地/(綿50%、ポリエステル 50%) カバー: 表地/ポリエステル 100% (吸汗速乾・制菌・消臭) 裏地/ポリウレタンフィルム (防水)

医療機関が導入する人気のブランド

目的やシーンに応じて自在に使える体位変換用クッション













商品名	商品番号	商品コード
RM4-H 防水カバーセット	14-5684-1	00206-000135
サイズ:	幅30×長さ65cm(+ハンドル	部4cm)
ご利用者 (1割)	つへ ^(2割) 200)円 月額レンタル料金
負担額 (T割)	JU 円 (3割) 30(0 円 1,000 円
商品名	商品番号	商品コード
RM2-H 防水カバーセット	14-5683-1	00206-000134
サイズ:幅40cm(+ フ	フラップ部20cm)×長さ80cm	(+ハンドル部4cm)
ご利用者 (1割)	200)円 月額レンタル料金
負担額 (T部)	JU 円 (3割) 30(0 円 1,000 円
商品名	商品番号	商品コード
RM1-H 防水カバーセット	14-5682-1	00206-000133
サイズ:	幅75×長さ65cm(+ハンドル	部4cm)
ご利用者 (1割)	つ へ (2割) 20()円 月額レンタル料金
負担額 (T部)	リリ 円 (3割) 300	0 円 1.000 円

300円

2.4 kg

【体位変換例】







【体位保持例】





負担額 (1部)	13	$\mathbf{D}\mathbf{U}$	(2割) 円 (3割)	450) _円	1,500	円
ご利用者 負担額 (1割)	1	EΛ	(2割)	300) 円	月額レンタル料金	Ê
	サイズ	`:幅68×	奥行32cm	重さ:	2.4kg		
セロリAタイプ	(MTYA)	14	-5505-1		00	054-000112	2
商品名			商品番号			商品コード	

セロリBタイプ スネーク型

※地域によっては介護保険を適用できない場合があります。

体位変換した姿勢をそのまま保持することも可能。 ●心地よい触感で、むれにくい、特殊なクッションビーズ素材。 ●変形やへたりがなく、耐久性に優れ、丸洗いも可能。

材質/カバー:綿、ポリエステル クッション材:オレフィン系エラストマー

セロリAタイプ まくら型

高耐久・快適性・衛生的 体位変換器

モルテン

モルテン

高耐久・快適性・衛生的 体位変換器

販売品

●持ち手を引っ張るだけの動作で、力を必要とせず簡単に体位変換ができ、 体位変換した姿勢をそのまま保持することも可能。

- ●心地よい触感で、むれにくい、特殊なクッションビーズ素材。
- ●変形やへたりがなく、耐久性に優れ、丸洗いも可能。

材質/カバー:綿、ポリエステル クッション材:オレフィン系エラストマー ※地域によっては介護保険を適用できない場合があります。

【体位変換例】







重さ 3.1

2,000円

【体位保持例】





商品名	商品番号	商品コード
セロリBタイプ (MTYB)	14-5506-1	00054-000113
サイス	で:幅141×奥行23cm 重	さ:3.1kg
ご利用者 (1割) 2 負担額	へへ (2割) 4(00 円 月額レンタル料金
負担額 (1部)	00円(3割) 6	00 円 2.000 円





持ち手を使って少ない力で体位変換することができます。 従来品よりも耐久性が高くへたりにくくなりました。

写真はプーメランタイプ

ハンディーポケットから持ち手を出してお使い いただけます。

商品名	商品番号	商品コード
ブーメランタイプ(大)	14-5589-1	00563-000074
サイズ	: 幅50×長さ90cm 重さ:	1.3kg
ご利用者 (1割)	ら (2割) 32	🛛 円 月額レンタル料金
負担額 (T割)	60 円 (3割) 48	0 円 1,600 円
商品名	商品番号	商品コード
ブーメランタイプ(小)	14-5590-1	00563-000075
サイズ	: 幅44×長さ74cm 重さ:	0.8kg
ご利用者 (1割)	この (2割) 30	🛛 円 月額レンタル料金
負担額 (1部)	50 円 (3割) 45	0 円 1,500 円
商品名	商品番号	商品コード
ピロータイプ	14-5593-1	00563-000080
サイズ	:幅30×長さ80cm 重さ:	0.8kg
ご利用者 (1割) 1	この (2割) 30	0円 月額レンタル料金
負担額 (1割)	50 円 (3割) 45	0 円 1,500 円

床ずれ 防止用具

特殊加工のウレタンチップを採用。身体にフィットしてやさしく支えます。耐久性もアップし、

へたりにくくなりました。

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ


移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

ウェルピーHC



持ち手を使って少ない力で体位変換することができます。 従来品よりも耐久性が高くへたりにくくなりました。



ハンディーポケットから持ち手を出してお使い




特殊加工のウレタンチップを採用。身体に フィットしてやさしく支えます。耐久性も アップし、へたりにくくなりました。

商品名	商品番号	商品コード
ジャンボタイプ	14-5587-1	00563-000073
サイズ	:幅73×長さ73cm 重さ:	2.4kg
ご利用者 (1割)	(2割) 400	7 円 月額レンタル料金
負担額 (1部)	00 円 (3割) 60(0 円 2,000 円
商品名	商品番号	商品コード
ウェーブタイプ	14-5588-1	00563-000076
サイズ:幅75×長さ65cm 重さ:1.1kg		
ご利用者 (1割) 1	こ へ (2割) 300	7 円 月額レンタル料金
負担額 (T割)	50円 (3割) 450	0 円 1,500 円

スマイルシート





Mサイズ

パラシュート用の生地を使用している為、滑りが良く丈夫です。洗濯・清拭 消毒できます。

Lサイズはほぼ全身をカバーできるので、より多くの場面で活用できます。











つ折り んとマ に敷き

ルシートを二	ハット王仲にスマイ	忠白さんを
にして患者さ	ルシートが広がるよ	交互に引っ
'ットレスの間	うに引き出します。	
込みます。		

商品名	商品番号	商品コード	
Mサイズ オレンジ	14-5509-1	00563-000051	
サイズ:幅	145 ×長さ100cm 材質/ナイ	イロン100%	
ご利用者 (1割) 1		0円 月額レンタル料金	
負担額 (1837)	UU 円 (3割) 30(0 円 1,000 円	
商品名	商品番号	商品コード	
Lサイズ ブルー	14-5510-1	00563-000052	
サイズ:幅145×長さ200cm 材質/ナイロン100%			
リイス・幅	145 ×長さ200cm 材質/ナイ	イロン100%	
	145 ×長さ200cm 材質/ナ1 50 円 (2割) 30 (45 (



家族コール2

認知症老人徘徊感知機器

床ずれ 防止用具

テクノスジャパン

Aタイプ ベッドからの離床をメロディチャイム10で報知します。 ベッドサイドや出入り口にも手軽に設置ができるマットタイプのセンサーです。

体位 変換器

認知症 老人徘徊

感知機器











ベッドサイドや出入り口にも手軽に設置ができるマットタイプのセンサーです。



Bタイプ ベッドからの起き上がりをメロディチャイム10で報知します。

上体の下に敷くシートタイプのセンサーです。

手すり

メロディチャイム10 ベッドセンサー

歩行 補助杖

Cタイプ 赤外線センサーで離床・徘徊行動を検知します。

ー センサーが目立たないので便利。 設置場所によってさまざまな使い方ができます。



歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

購入 対象品

販売品

情報

商品名 商品番号 Aタイプ 01-0221-1 00318-000055 1,400 円 ご利用者 (1割) 月額レンタル料金 (2割) 700円(3割) 負扣額 2,100 円 7,000 円 商品名 商品番号 商品コード Bタイプ 01-0222-1 00318-000056 1,400 円 (2割) 月額レンタル料金 ご利用者 (1割) 700 円 (3割) 負担額 2,100 円 7,000 円 商品名 商品番号 商品コード Cタイプ自在クランブ 01-0223-1 00318-000057 Cタイプ固定スタンド 01-0224-1 00318-000057 1,400 円 ご利用者 (1割) (2割) 月額レンタル料金 700 円 (3割)

(Aポケットタイプ) ベッドからの離床をポケット受信器で報知します。

Bポケットタイプ ベッドからの起き上がりをポケット受信器で報知します。 上体の下に敷くシートタイプのセンサーです。



Cポケットタイプ 赤外線センサーで離床・徘徊行動を検知します。

センサーが目立たないので便利。設置場所によってさまざまな使い方ができます。





	バイバー・赤外線センリード ホリット文目部	自任グランプ
商品名	商品番号	商品コード
Aポケットタイプ	01-0246-1	00318-000058
ご利用者 (1割) 7	(2割) 1,400)円 月額レンタル料金
負担額 (「剖)	00 円 (2割) 1,400	7,000 円
商品名	商品番号	商品コード
Bポケットタイプ	01-0239-1	00318-000059
ご利用者 (1割) 7	(2割) 1,400) 円 月額レンタル料金
負担額 (「剖)	00 円 ^(2割) 1,400 (3割) 2,100	7,000 円
商品名	商品番号	商品コード

Cポケットタイプ自在クランプ 01-0247-1 00318-000060 Cポケットタイプ固定スタンド 01-0248-1 00318-000060 ご利用者 (1割) (2割) 1,400 円 月額レンタル料金 700円(3割) 負担額 2,100 円 7.000 円

家族コール2 Dタイプ (HK-2D) Dポケットタイプ (HKP-2D)

介護保険 テクノスジャパン

Dタイプ

ご利用者 (1割)

負担額

ドアや窓からの徘徊をメロディチャイム10で報知します。

2,100 円

ドアスイッチK コンソール10 メロディチャイム10 0 コンソール10 ドアスイッチK メロディチャイム10 商品名 商品コード

01-0381-1

(2割)

650円(3割)

1.300円

1,950円

●貼付式で取付が簡単です。

7,000 円

00318-000081

月額レンタル料金

6,500円

●便利な「一時停止機能」付き






テクノスジャパン

3A メロディチャイム 床に足を着くと、メロディチャイムで知らせます。

ベッドサイドや出入り口にも手軽に設置ができるマットタイプのセンサーです。








商品名	商品番号	商品コード
3A・メロディチャイム	01-0484-1	00318-000146
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 1,40	0円 月額レンタル料金
負担額 (1部)	UU 田(3割) 2.10	0円 7.000円

3B メロディチャイム 起き上がると、メロディチャイムで知らせます。

上体の下に敷くシートタイプのセンサーです。



通達距離 100 m (見通し)



商品名	商品番号	商品コード
3B・メロディチャイム	01-0485-1	00318-000147
ご利用者 (1割) 負担額	00円 (2割) 1,40 (3割) 2.10	

3C メロディチャイム 照射範囲に入ると、メロディチャイムで知らせます。

センサーが目立たないので便利。設置場所によってさまざまな使い方ができます。



商品名	商品番号	商品コード
3C・メロディチャイム(自在クランプ)	01-0486-1	00318-000148
商品名	商品番号	商品コード
3C・メロディチャイム(固定スタンド)	01-0487-1	00318-000148
ご利用者 負担額 (1割) 7	00円 (2割) 1,40 2,10	Access to the contract of the

3A スマート 床に足を着くと、スマート K で知らせます。


ベッドサイドや出入り口にも手軽に設置ができるマットタイプのセンサーです。



商品名	商品番号	商品コード
3 A・スマート	01-0488-1	00318-000150
ご利用者 (1割) 負担額	00 _円 (2割) 1,40 2,10	0円 月額レンタル料金
負担額 (「剖)	しし 円(3割) 2.10	0円 7.000円

起き上がると、スマートKで知らせます。

上体の下に敷くシートタイプのセンサーです。





ご利用者 負担額	/	00円 (3割)	2,10	0円	7,000円	
ご利用者(4 歳)	7	(2割)	1,40	0円	月額レンタル料金	
3 B・スマー	- ト	01-0489	-1	00	318-000151	
商品名		商品番号			商品コード	

3C スマート 赤外線センサーで離床・徘徊行動を検知します。

センサーが目立たないので便利。設置場所によってさまざまな使い方ができます。





商品名	商品番号	商品コード
3 C・スマート(自在クランプ)	01-0490-1	00318-000152
商品名	商品番号	商品コード
3 C・スマート (固定スタンド)	01-0491-1	00318-000152
ご利用者 (1割) 7 負担額	00円 (2割) 1,40 2,10	

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

(見通し)


スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品







姿勢の変換など、生活のあらゆる場面で使用します。

手すりを選ぶ際には、握り方や力のかけ方(押す/引く)などを

十分に検討し、ご利用者の状態に合ったものを選びましょう。





たよレールSOTOE 片手すり連続 BZK-01W(N)





ケアスローフ (スロープのページをご参照下さい。)

大きな段差の昇り降り





車椅子用電動昇降機 (移動用リフトのページをご参照下さい。)

<設置場所>





<使用目的>









玄関

販売品

車椅子・

車椅子 付属品

スロープ

移動用

リフト・ つり具

介護保険 購入

対象品















税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る) 単位:CM

ベッド・ ベッド 付属品

サービスコード/手すり 介護給付:171007 予防給付:671007

リビング

バディー



バディー









バディーV

廊

クロスバー





クロスバー





エコ段差スロープN (スロープのページをご参照下さい。)

段差解消

室

バディー









バッドでの離床











バスリフト EWB01RR (移動用リフトのページをご参照下さい。)

洗面所













床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品


スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品





900円

3.000円

900 円

3.000 円

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る) 単位:CM サービスコード/手すり 介護給付:171007 予防給付:671007

ベッド・ ベッド 付属品

床ずれ

体位 変換器

認知症 老人徘徊

感知機器

防止用具



立ち座りの際の補助に使用します。主には正面に向かって取付け両手で掴 んで、立ち上がりのサポートに使います。

手すりロング

ウェーブ型 手すり

DIPPERホクメイ

円型手すり

直径 28.2

商品名

円型手すり

商品名

角型手すり

ご利用者 負担額 (1割)

ご利用者 (1割)

負扣額

商品名	商品番号	商品コード
ウェーブ型手すり	27-6924-1	00254-000130
ご利用者 負担額 (1割)	入 (2割) 20	· T · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
頁担額	リリ 円 (3割) 30	0 円 1,000 円
商品名	商品番号	商品コード
ウェーブ型手すりロング	27-6927-1	00254-000133
ご利用者 (1割)	(2割) 20	0円 月額レンタル料金
負担額 (1割)	JU 円 (3割) 30	0 円 1,000 円

角型手すり

ベッドや椅子からの立ち座りの補助、ベッドや椅子の横にある車椅子やポータブルトイレ等への移乗の際に使用します。

商品番号

27-6925-1

(2割)

商品番号

27-6926-1

(2割)

100円(3割)

100円(3割)

20.2

200 円

300 円

200 円

300 円

※手すりをオフセットさせたり

商品コード

月額レンタル料金

月額レンタル料金

1,000 円

1.000 円

00254-000131

商品コード

00254-000132

ベスポジー 円型手すり/角型手すり

ベスポジ-e グリップアーム-e DIPPERホクメイ 54.8 55 35.5 5P 斜 5P 3P

握り部に凹凸の滑り止めがついた、水にぬれても滑りにくい樹脂製の手すりです。

5P斜	27-6928-1	00254-000142
5P	27-6929-1	00254-000143
3P	27-6930-1	00254-000144
ご利用者 負担額 (1割)		0円 月額レンタル料金 1,000円

●曲げセット





手すり

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

歩行器

移動用 リフト・ つり具

60~90 (芯々 70~100) 60~90 (芯々 60~90) 90~120 (芯々 100~130) 90~120 (芯々 90~120) 商品名 商品番号 商品コード 27-6970-1 0025/-000169 因定セット 60~90cm

ベスポジ-e システム伸縮手すり 固定セット/曲げセット

DIPPERホクメイ ●固定セット

30.2


回た ピット 60~90CIII	2/-09/0-1	١ ,	10254-000169
ご利用者 (1割)		200 F	· - I
負担額 (1部)	〇〇 円 (3割)	300 F	引 1,000円
商品名	商品番号		商品コード
固定セット 90~120cm	27-6971-1	(00254-000170
ご利用者 (1割)	へへ (2割)	200 F	月額レンタル料金
負担額 (Tal)	00円 (3割)	300 F	1,000円
商品名	商品番号		商品コード
曲げセット 60~90cm	27-6972-1	(00254-000171
ご利用者 (1割)	へへ (2割)	200 F	月額レンタル料金
負担額 (Tal)	00円(3割)	300 F	1,000円
商品名	商品番号		商品コード
曲げセット 90~120cm	27-6973-1	(00254-000172
ご利用者 /1 劇 1	へへ (2割)	200 F	月額レンタル料金
全利用省(1割) 負担額	UU 円 (3割)	300 F	1,000円

ベスポジ-e プッシュ手すり/膝当て手すり



フラフュテ 9	•	談当に子りり
商品名	商品番号	商品コード
プッシュ手すり	27-6923-1	00254-000129
ご利用者 負担額 (1割)	00 円 (2割) 20 31 30	0 円月額レンタル料金0 円1,000 円
商品名	商品番号	商品コード
膝当て手すり	27-6921-1	00254-000127
ご利用者 (1割)	00 _ (2割) 20	
負担額 (1897)	00円(3割) 30円	0 円 1,000 円

ベスポジ-e D型手すり/b型手すり



商品名		商品番号			TAIS⊐−ド
D型手すり		27-7859-1		00	254-000369
ご利用者 負担額 (1割)	100	(2割) 円 (3割)	200 300		月額レンタル料金 1,000 円
商品名		商品番号			TAIS⊐−ド
b型手すり		27-7857-1		00	0254-000367
ご利用者 (1割)	100	(2割)	200) 円	月額レンタル料金
負担額 (103/	100	円 (3割)	300) 円	1,000 円

介護保険 購入 対象品

販売品






ベスポジ-e システム伸縮手すり 固定セット/曲げセット

DIPPERホクメイ ● 固定セット

体位 変換器



90~120 (芯々 90~120)

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

商品名	商品番号	商品コード
固定セット 60~90cm	27-6970-1	00254-000169
ご利用者 負担額 (1割)		0 円月額レンタル料金0 円1,000 円
商品名	商品番号	商品コード
固定セット 90~120cm	27-6971-1	00254-000170
二利田老	へ (2割) 20	↑ 円 月額レンタル料金

ご利用者 負担額 (1割) 100円(3割) 300 円 1.000 円

基本セットに取り付けて使用する手すりのセットです。 ● 曲げセット 60~90 (芯々70~100) 90~120 (芯々100~130) 商品番号 商品名 商品コード 00254-000171 曲げセット 60~90cm 27-6972-1 (2割) 200 円 月額レンタル料金 ご利用者 負担額 (1割) 円 (3割) 1,000 円 300円

商品番号 商品コード 00254-000172 曲げセット 90~120cm 27-6973-1 ご利用者 (1割) 200 円 月額レンタル料金 (2割) 100円(3割) 負担額 300 円 1.000 円

ベスポジ・e システム木手すり

DIDDED+44

レール手すり

DIPPERホクメイ

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

	DIPPERホンメイ		
固定セット		曲げセッ	1
	6	/	
	60(芯々 60) 90(芯々 90) 120(芯々 120)		60 (芯々 70) 90 (芯々 100) 120 (芯々 130)
	サイズ	商品番号	商品コード
	固定セット 60cm	27-6931-1	00254-000113
	固定セット 90cm	27-6932-1	00254-000062

固定セット 90cm	27-6932-1	00254-000062
固定セット 120cm	27-6933-1	00254-000117
ご利用者 (1割) 負担額)0円 月額レンタル料金
負担額 (100)	しし 円 (3割) 3(00 円 1,000 円
サイズ	商品番号	商品コード
曲げセット 60cm	27-6934-1	00254-000114
曲げセット 90cm	27-6935-1	00254-000063
曲げセット 120cm	27-6936-1	00254-000118
ご利用者 負担額 (1割)	00 円 (2割) 2()0円 月額レンタル料金
負担額 (1部)	UU 円 (3割) 3(00円 1,000円



2,000 円


	負担額	(103)	13	りし 円 (3割)	450) 円	1,500 ₽
取り外しセット 90cm 27-6941-1 00254-000065 取り外しセット 120cm 27-6942-1 00254-000120 で利用者 (1#II) 100 (2割) 400 円 月額レンタル料金		サイズ		商品番号			商品コード
取り外しセット 120cm 27-6942-1 00254-000120 ご利用者 (1sh) (2割) 400 円 月額レンタル料金	取り外し	レセット	60cm	27-6940-1		00	254-000116
ご利用者 (1割) 200 (2割) 400 円 月額レンタル料金	取り外し	しセット	90cm	27-6941-1		00	254-000065
	取り外し	ノセット '	120cm	27-6942-1		00	254-000120
	ご利用者 負担額	(1割)	20	00 円 (2割)			月額レンタル料金 2,000 P

介護保険 購入

対象品

販売品

情報





ご利用者 負担額 (1割) 200円 (3割) 600 円 2,000 円 税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る) 単位:CM

サービスコード/手すり 介護給付:171007 予防給付:671007

ベッド・ ベッド 付属品

ベストポジションバー使用例

DIPPERホクメイ









床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

ベスポジ-e 使用例

DIPPERホクメイ









歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

ベスポジ-e 使用例 (基本セット 耐水)

DIPPERホクメイ

●下部ベース部分







介護保険 購入 対象品

販売品



床ずれ 防止用具

バディーI(Y)

モルテン

突っ張ることで高い安全性と生活動作を広げる垂直型手すり。 部屋の壁(端)や角(隅)にぴったり付けた複数本連結も可能。

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

190 280 バディー I (Y) 十字型

商品名	商品番号	商品コード				
バディーI(Y) 十字型	27-7832-1	00054-000054				
手す	手すり部直径:3.65cm 重さ:7.1kg					
商品名	商品番号	商品コード				
バディーI(Y) I型	27-7834-1	00054-000054				
手す	り部直径:3.65cm 重さ:6.6	5kg				
商品名	商品番号	商品コード				
バディーI(Y) 新 I 型	27-7836-1	00054-000054				
手す	り部直径:3.65cm 重さ:6.6	5kg				
商品名	商品番号	商品コード				
バディーI(Y) 丸型	27-7833-1	00054-000054				
手すり部直径:3.65cm 重さ:6.0kg						
商品名	商品番号	商品コード				
バディーI(Y) 丸型S	27-7838-1	00054-000054				
手すり部直径:3.65cm 重さ:5.7kg						

(2割)

500 円

750 円

250円(3割)

月額レンタル料金

2.500 円

/重さ) 0,65

サイドバー

負担額


__ ご利用者 (1割)

介護保険 モルテン 購入

販売品

対象品

情報



立ち座りや寝返りをサポート

	商品名	商品番号	商品コード	
	サイドバー	27-6325-1	00054-000055	
サイズ:幅 26×高さ 19.5cm				
	ご利用者 負担額	50 円 (2割) 10(3割) 15(9円 月額レンタル料金 9円 500円	

屋内 歩行 立ち座り 立位保持






へ設置してください。








てください。


浴室など、水気のある場所や屋外では使用できません。

商品名	商品番号	商品コード		
バディーI(Y) 新I型ストッパー2個仕様	27-7776-1	00054-000468		
手すり	J部直径:3.65cm 重さ:7	.4kg		
ご利用者 (1割) 21	こ へ ^(2割) 500)円 月額レンタル料金		
負担額 (「剖)	50 円 (3割) 75(0 円 2,500 円		
商品名	商品番号	商品コード		
バディーI(Y) コーナーストッパー仕様	27-7777-1	00054-000467		
手すり部直径:3.65cm 重さ:5.6kg				
ご利用者 (1割) 2 日	こ へ ^(2割) 500)円 月額レンタル料金		
負担額 (1割)	50円(3割) 75(0 円 2,500 円		



クロスバー 固定式/跳ね上げ式

モルテン



商品名	商品番号	商品コード
固定式 40cm	27-6409-1	00054-000337
固定式 60cm	27-6410-1	00054-000338
固定式 90cm	27-6411-1	00054-000339
固定式 1.2m	27-6344-1	00054-000340
固定式 1.6m	27-6345-1	00054-000341
固定式 2.0m	27-6346-1	00054-000342
固定式 90cm 固定式 1.2m 固定式 1.6m	27-6411-1 27-6344-1 27-6345-1	00054-000339 00054-000340 00054-000341

直径:3.5cm

ご利用者 (1割) 負扣額

200円 (2割) 100円 (3割) 300円

月額レンタル料金 1.000円

廊下での歩行





寡室での歩行

商品名	商品番号	商品コード
跳ね上げ式 40cm	27-6406-1	00054-000331
跳ね上げ式 60cm	27-6407-1	00054-000332
跳ね上げ式 90cm	27-6408-1	00054-000333
跳ね上げ式 1.2m	27-6326-1	00054-000334
跳ね上げ式 1.6m	27-6343-1	00054-000335
跳ね上げ式 2.0m	27-6327-1	00054-000336

直径:3.5cm

200 円 月額レンタル料金 (2割) 100円(3割) 負扣額 300円 1.000 円

クロスバー取り付けブラケット

モルテン



【設置条件】 ※安全上、連結できない組み合わせもあります。設置前に必ずご確認ください。

クロスバーの跳ね上げ式を使用する場合は、ロック部 (跳ね上げ側)がルーツ ♠ 警告 側になるように設置してください。また、ルーツ同士を連結する場合には、 クロスバーの跳ね上げ式を使用しないでください。

下記の組み合わせは手すりが不安定になるなど安全上の理由から使用できません。 ①ルーツセンタータイプまたはスモールタイプが複数設置される場合 ②中央にルーツセンタータイプまたはルーツスモールタイプが設置される場合 垂直型手すり「バディー」と 床置き型手すり 「ルーツ」 生活シーンや生活動作に合わせた、さまざまな連結が可能です。

- ●クロスバーで手すりを連結します。(複数本の連結も可能)
- ●ルーツの連結にはクロスバー取り付けブラケットを使用します。

取り付け例



・梁 (はり) がない、弱い、照明がある

・吹き抜けなどの天井の場合





【ルーツとルーツを連結】

手すりを設置したい場所の全てが

- ・梁 (はり) がない、弱い、照明がある
- ・吹き抜けなどの天井の場合

商品名	商品番号	商品コード	
クロスバー取り付けブラケット	27-6870-1	00054-000228	
サイズ:(幅5.5×高さ12×長さ13.5cm 重	さ: 0.2kg	
ご利用者 (1割)	(2割)	7 円 月額レンタル料金	
ご利用者 負担額	〇 四 (3劑)		

ルーツ(絞りグリップ)

モルテン





置くだけで使える安心感・安全性を向上した床置き型手すりです

直くだけで使える女心感・女王性を向上した床直さ型手すりです。				
商品名	商品番号	商品コード		
センタータイプ	27-6524-1	00054-000117		
にぎり手直径 (楕円):トップグ	リップ4× 3.1cm、ミドルグリッ	プ 3.1 × 2.8cm 重さ:12.9kg		
ご利用者 (1割) 負担額 2	つへ (2割) 46(0円 月額レンタル料金		
負担額 (1部)	30円 (2割) 460	0 円 2,300 円		
商品名	商品番号	商品コード		
サイドタイプ	27-6523-1	00054-000116		
にぎり手直径 (楕円):トップグ	リップ4× 3.1cm、ミドルグリッ	プ 3.1 × 2.8cm 重さ: 21.6kg		
ご利用者 (1割)	48(2割) 48(0円 月額レンタル料金		
ご利用者 (1割) 負担額 2	40 円 (3割) 72	0 円 2.400 円		

コーナータイプ





ベッドサイド等からの立ち上がり・姿勢保持・転落防止をサポートします。

171 7 11 Q D 2011		MT 6 1 2 1 0 8 3 9
商品名	商品番号	商品コード
コーナータイプ	27-6559-1	00054-000132
にぎり手直径 (楕円):トップグ	リップ 4 × 3.1cm、ミドルグリッ	プ 3.1 × 2.8cm 重さ: 23.6kg
ご利用者 (1割) 3(へ (2割) 600	
負担額 (T割) ろ (00 円 (3割) 90(3,000 円
商品名	商品番号	商品コード
ロングタイプ	27-6560-1	00054-000133
にぎり手直径 (楕円):トップグ	リップ4× 3.1cm、ミドルグリッ	プ 3.1 × 2.8cm 重さ: 18.7kg
ご利用者 (1割) 2	こ へ ^(2割) 500) 円 月額レンタル料金
負担額 (1割)	50円(3割) 75(0 円 2,500 円

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



床ずれ

よかレール マット付

センタータイプ マット付 PJ01-ASM1 (N)

70~86 (5段階)

予測できない行動をとられる利用者(認知症など)や、自力で危険な状態から 回避できない利用者につきましては、使用をお控えください。

屋内 立ち座り 立位保持





握り手直径: 3.2cm

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

防止用具

プラッツ 33.5 70~86(5段階 70~86(5段階) 52

サイドタイプ マット付 PJ01-ALM1 (N) 77

52

33.5 70~86(5段階) 52 –ナータイプ マット付 PJ01-CSM1 (N)



使用例



商品名	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
センタータイプ マット付 PJ01-ASM1 (N)	13	27-8280-1	00631-000726	200 _円	400円	600 円	2,000円
サイドタイプ マット付 PJ01-ALM1 (N)	17	27-8282-1	00631-000727	200 _⊢	400円	600 円	2,000円
コーナータイプ マット付 PJ01-CSM1 (N)	13.5	27-8281-1	00631-000730	200 ฅ	400円	600 円	2,000円
ロングタイプ マット付 PJ01-BLM1・2 (N)	17.5	27-8283-1	00631-000728	200 _₱	400円	600 円	2,000円

ロングタイプ マット付 PJ01-BLM1・2 (N)

よかレール マット・ストッパー付

70~86 (5段階)

↑ 予測できない行動をとられる利用者(認知症など) や、自力で危険な状態から 回避できない利用者につきましては、使用をお控えください。

立ち座り





握り手直径:3.2cm

スロープ


プラッツ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報



77



サイドタイプ マット・ストッパー付 PJ01-ALM1-T (N)



-タイプ マット・ストッパー付 PJ01-CSM1-T (N)







商品名	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
センタータイプ マット・ストッパー付 PJ01-ASM1-T (N)	13.7	27-8285-1	00631-000735	200 _円	400円	600円	2,000円
サイドタイプ マット・ストッパー付 PJ01-ALM1-T (N)	17.7	27-8287-1	00631-000736	200 _円	400円	600円	2,000 円
コーナータイプ マット・ストッパー付 PJ01-CSM1-T (N)	14.2	27-8286-1	00631-000739	200 ฅ	400円	600円	2,000円
ロングタイプ マット・ストッパー付 PJ01-BLM1・2-T (N)	18.2	27-8289-1	00631-000737	200 _円	400円	600円	2.000円

ロングタイプ マット・ストッパー付2 PJ01-BLM1・2-T (N)

サービスコード/手すり 介護給付:171007 予防給付:671007

付属品

たよレール













BZ-N02(N)

商品コード

商品コード

01265-000055

月額レンタル料金

2,500円

BZ-N03(N)



01265-000054 月額レンタル料金 2,500円

商品番号 商品コード 商品名 BZ-N03(N) 27-6527-1 01265-000056 600円 ご利用者 負担額 (1割) 300円 (3割) (2割) 月額レンタル料金 900円 3,000円 商品番号 商品コード 商品名 01265-000087 BZ-N04(N) 27-6666-1 600円 月額レンタル料金 ご利用者 負担額 (1割) **300**_円 (2割) 3.000円 900円

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

たよレールアーム

商品名

BZ-N01(N)

BZ-N02(N)

BZO-10 (N)

・丁番タイプで後付可能

4.3 ~ 37cm まで対応

ご利用者 負担額 (1割)

ご利用者 負担額 (1割)

マツ六



・床からベッドフレームの下端の高さ





500円

750円

500円

750円

・スライドタイプで後付可能

・床からベッドフレームの下端の高さ 4.6 ~ 28.6cm まで対応

商品名	商品番号	商品コード
BZO-10 (N)	27-6675-1	01265-000131
	「(2割) 10	0円 月額レンタル料金
負担額 (T割)	50 _{円 (3割) 15}	0円 500円

-ルアップ BZO-12

商品番号

27-6525-1

(2割)

商品番号

27-6526-1

(2割)

250円 (3割)

250_{円 (3割)}





商品名	商品番号	商品コード
BZO-01	27-6528-1	01265-000176
ご利用者 負担額 (1割)	50円(2割) 10	0円 月額レンタル料金
負担額 (「刮)	ン U円 (3割) 15	0円 500円

付属品

車椅子・

車椅子

重さ 0.3 kg

スロープ


移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

-ル用ベースマット





重さ 約0.58

使用例

商品名	商品番号	商品コード		
BZO-12	27-6975-1	01265-000175		
サイズ:幅 28.27 × 奥行 6.5 × 高さ 18.2cm 重さ:586g				
ご利用者 負担額 (1割)		0円月額レンタル料金0円500円		



商品名	商品番号	商品コード
0506 (01・03 用)	27-6578-1	01265-000132
ご利用者 負担額 (1割)	0円 (2割)	0円月額レンタル料金0円0円
商品名	商品番号	商品コード
0509N (02·04用)	27-6680-1	01265-000133
ご利用者 (1割) 負担額	0円 (2割)	0円月額レンタル料金0円0円



床ずれ 防止用具

折りたたみ可能な面手すり スタンディ

パナソニックエイジフリー





認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖





平面部が簡単に 折りたためるレバー

歩行器

車椅子· 車椅子 付属品

スロープ



面だから安心して身体をあずけることができ、 立ちやすい



安心して、 歩き出しやすい

- ●面手すりと棒手すりの両方を備えることで、立ち 上がりや、立ったままの動作が不安定な方をサ ポートします。
- ●折りたたみ可能な省スペース設計のため、活用の 場が広がり、低い上がり框の立ち座りや歩き出し をサポートします。
- ●布団での起き上がり、立ち上がり、ベッドでの起き 上がり、立ち上がりをサポートします。

移動用 リフト・ つり具

介護保険

購入

対象品

販売品

情報

室内用自在手すり ツインディ

立ち座り







予測できない行動をとられる利用者(認知症など)や、自力で危険な 状態から回避できない利用者につきましては、使用をお控えください。

85 (6段階 63

左右の手すりが独立して角度調整(60度~300度まで30度ピッチ)できる、 1台2役の床置手すりです。症状や環境にあわせて様々なシーンに対応可能です。

商品番号 商品コード 27-6686-1 室内用自在手すり ツインディ 00980-000203 幅 63×奥行 78×高さ 70~85(6段階) cm 重さ:約21.5kg ご利用者 (1割) (2割) 600円 月額レンタル料金 300_{円 (3割)} 3,000円 900円

商品名 商品番号 商品コード スタンディ(PN-L80401C) 27-6957-1 00980-000315 サイズ:幅63×奥行78×高さ70~85(6段階)cm 面高さ35~50(6段階)cm 最大使用者体重:100kg 重さ:22.5kg ご利用者 (1割) 680円 (2割) 月額レンタル料金 0円 (3割) 負担額 1.020円 3.400円

アームサポート手すり メンディ

パナソニックエイジフリー

在庫限定品

重さ 22 kg

天板の位置は スライド調整可 3段階

(7.5cm間隔)

49

70 (8段階



座位保持





63 商品名 商品番号 商品コード メンディ 00980-000258 27-6794-1 幅 63×奥行 78×高さ 49~70(8段階) cm 重さ:約22kg

----ご利用者 (1割) 月額レンタル料金 (2割) 640円 320円 (3割) 3,200円 960円

サービスコード/手すり 介護給付:171007 予防給付:671007







ひじ掛けのはねあげ機能が必 要のない時は、ひじ掛けストッ 便器の幅に合わせてフレームを調整できるため、あらゆる大きさの便器に 対応可能。簡単に設置でき、使用者に優しい手すりです。

商品名

ひじ掛けはねあげ	27-6796-1	01235-000008
ひじ掛け長さ:40cm		
ご利用者 負担額 (1割)	へへ ^(2割) 6(00円 月額レンタル料金
負担額 (「割)	800円 (3割) 9	00円 3,000円

商品番号

重さ 9.0 kg

安寿 洋式トイレ用フレームS-はねあげR

アロン化成

パーをかけるとより安心して お使いいただけます。

10000			间回世与				
安寿洋式トイレ用フレームS-は	ねあげR	27	7-6431-	-1	002	221-000343	
サイズ:幅64×奥行50cm	ひじ挂	け高さ:55	·58·61·64	•67•70cr	m (6段階)	ひじ掛け長さ:35cm	
ご利用者 負担額 (1割)	2	\cap	(2割)	60	0円	月額レンタル料金	
負担額 (T部)	J	00 _F	円 (3割)	90	0.19	3.000 円	

洋式トイレ用スライド手すり(ステンレス)



パナソニックエイジフリ-





脚部が出ていないので、トイレにスムーズに近づくことができます。後方に スライドさせたひじ掛けが残るので安心安全に移乗できます。

商品名	商品番号	商品コード
洋式トイレ用スライド手すり(ステンレス)	27-6633-1	00980-000191
サイズ:幅65×奥行45cm	ひじ掛け高さ:58~74cm (9	段階) ひじ掛け長さ:33cm
ご利用者 負担額 (1割)		0円 月額レンタル料金 0円 3.000円



商品名 商品番号 商品コード SA手すり 27-7254-1 01235-000225 ご利用者 (1割) (2割) 1,100円 月額レンタル料金 550円 (3割) 1,650円 5,500円 床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

商品コード

介護保険 購入 対象品

販売品





体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

あがりかまち用たちあっぷ ステップ台付



78



あがりかまち用たちあっぷ ステップ台無し

歩行器

車椅子· 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険

購入

対象品

販売品

情報

矢崎化工 内寸51

手すり 80~85

対応高さ あがりかまち

18~36

CKE-02-1

MR

18



・予測できない行動をとられる利用者(認知症など)や、自力で危険な 状態から回避できない利用者につきましては、使用をお控えください。

手すり

80~85

対応高さ あがりかまち 18〜36

18

56





玄関 歩行

玄関 歩行

	1900-10		间回钳与	
両手すり	CKE-01-1	MB	27-6538-1	00055-000109
ご利用者 負担額	(1割)	5!	50 円 ^(2割) 1,100 (3割) 1,650) 円 月額レンタル料金) 円 5,500 円
	商品名		商品番号	商品コード
片手すり	CKE-02-1	MB	27-6539-1	00055-000110
ご利用者 負担額	(1割)	4!	50 円 (2割) 900 1,350) 円 月額レンタル料金 4,500 円
	ご利用者 負担額 片手すり	両手すり CKE-01-1 ご利用者 負担額 (1割) 商品名 片手すり CKE-02-1	両手すり CKE-01-1 MB ご利用者 負担額 (1割) 5! 商品名 片手すり CKE-02-1 MB	両手すり CKE-01-1 MB 27-6538-1 (2割) 1,100 負担額 (1割) 550 円 (3割) 1,650 商品番号 片手すり CKE-02-1 MB 27-6539-1

あがりかまち用たちあっぷミニ スライドベース付/スライドベース無

矢崎化工

CKE-01-1 MB

> 重さ、 32.8

> > 78

※ステップ台もご用意しております。


お問い合わせください。

あがりかまちの段差昇降をサポート。ベースが小さいので集合住宅の玄関にも対応いたします。

78



商品名	商品番号	商品コード
スライドベース付 両手すり CKG-01	27-6711-1	00055-000123
スライド/		: 33.7kg
ご利用者 (1割)	により (2割) 1,100) 円 月額レンタル料金
負担額	50 円 (2割) 1,10(5,500 円
商品名	商品番号	商品コード
スライドベース付 片手すり CKG-02	27-6712-1	00055-000124
スライド/	ベースの長さ:44~54cm 重さ	: 28.2kg
ご利用者 (1割)	E へ ^(2割) 900) 円 月額レンタル料金
負担額 (1割) 4	コリ 田 (3割) 1350	0 円 4 500 円



600-6	尚の番号	間のコート
スライドベース無 両手すり CKG-03	27-6713-1	00055-000125
	重さ: 26.4kg	
ご利用者 (1割) 負担額 5 (00 円 (2割) 1,000 1,500	
商品名	商品番号	商品コード
スライドベース無 片手すり CKG-04	27-6714-1	00055-000126
重さ: 20.9kg		
ご利用者 (1割) 負担額 4	30 円 (2割) 860 1,290	

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る) 単位:CM サービスコード/手すり 介護給付:171007 予防給付:671007 ベッド・ ベッド





モルテン

玄関のあがりかまちでの昇り降りの動作をサポートします。





両手すり高さL型



70 ステップ台付両手すり高さH型

玄関 段差解消 立ち座り



両手すり高さH型





万子りり高さ	H型	万于91
商品名	商品番号	商品コード
両手すり高さH型	27-6602-1	00054-000142
にぎり手直径(楕円):トップグリ	Jップ 4×3.1cm、ミドルグリップ	プ3.1×2.8cm 重さ:42.2kg
ご利用者 (1割) 負担額	90 円 ^(2割) 1,000	月額レンタル料金
商品名	商品番号	商品コード
両手すり高さL型	27-6604-1	00054-000144
	Jップ 4×3.1cm、ミドルグリップ	
ご利用者 (1割)	50 円 (2割) 90()円 月額レンタル料金
負担額 (1部) 4	つし 円(3割) 1,350	0 円 4,500 円
商品名	商品番号	商品コード
ステップ台付両手すり高さH型	27-6606-1	00054-000146
にぎり手直径(楕円):トップグリップ 4×3.1	cm、ミドルグリップ 3.1×2.8cm ステップ台	高さ:12・14・16・18cm 重さ:51.7kg
ご利用者 (1割)	1,000)円 月額レンタル料金
負担額 (「割)	90 円 (3割) 1,500	5,000 円

商品名	商品番号	商品コード
片手すり高さH型	27-6603-1	00054-000143
にぎり手直径(楕円):トップグリ	Jップ 4×3.1cm、ミドルグリッ	プ 3.1×2.8cm 重さ:32.8kg
ご利用者 (1割)	50 円 (2割) 90() 円 月額レンタル料金
負担額 (1837) 4	ノし 円 (3割) 1,350	0 円 4,500 円
商品名	商品番号	商品コード
片手すり高さL型	27-6605-1	00054-000145
にぎり手直径(楕円):トップグリ	Jップ 4×3.1cm、ミドルグリッ	プ3.1×2.8cm 重さ:31.9kg
ご利用者 (4 ぬい)	へ (2割) 800)円 月額レンタル料金
負担額 (1割)	00 円 (3割) 1,200	0 円 4,000 円
商品名	商品番号	商品コード
ステップ台付片手すり高さH型	27-6607-1	00054-000147
にぎり手直径(楕円):トップグリップ 4×3.1	cm、ミドルグリップ 3.1×2.8cm ステップ台	高さ:12・14・16・18cm 重さ:42.3kg
广利田老	- (2割) 900) 円 月額レンタル料金

60	70	✓ 60
L型	ステップ台付片	†手すり高さH型
商品名	商品番号	商品コード
片手すり高さH型	27-6603-1	00054-000143
	Jップ 4×3.1cm、ミドルグリップ	
ご利用者 (1割)	50 円 (2割) 90() 円 月額レンタル料金
負担額 (1部) 4) 円 (3割) 1,35(0 円 4,500 円
商品名	商品番号	商品コード
片手すり高さL型	27-6605-1	00054-000145
	Jップ 4×3.1cm、ミドルグリッ ⁻	
ご利用者 (1割)	70 円 ^(2割) 800 円 (3割) 1,200)円 月額レンタル料金
負担額 (1部)	JU 円 (3割) 1,20(0 円 4,000 円
商品名	商品番号	商品コード
ステップ台付片手すり高さH型	27-6607-1	00054-000147
にぎり手直径(楕円):トップグリップ 4×3.1	cm、ミドルグリップ 3.1×2.8cm ステップ台	高さ:12・14・16・18cm 重さ:42.3kg
ご利用者 (1割)	三 (2割) 900	
負担額 (1部) 4	50円(3割) 1,350	0 円 4,500 円

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

たよレールdanマット付 ハイタイプ



片手すり BZD-01WD	(N) 両 踏み台なし 	手すり BZD-03WD(N)
商品名	商品番号	商品コード
片手すりBZD-01WD(N)	27-6634-1	01265-000233
にき	ぎり手直径:3.4cm 重さ:30.	8kg
ご利用者 (1割) 負担額	50 円 (2割) 90(3割) 1,35(0円 月額レンタル料金 0円 4.500円
商品名	商品番号	商品コード
両手すりBZD-03WD(N)	27-6636-1	01265-000235
にぎり手直径:3.4cm 重さ:38.8kg		
ご利用者 (1割) 負担額	00円 (2割) 1,20(3割) 1,80(



Kg 58	// Kg/	30 //
片手すり BZD-02W		両手すり BZD-04WD(N)
1	踏み台付	
商品名	商品番号	商品コード
片手すり BZD-02WD(N)	27-6635-1	01265-000234
にぎり手直径:3.4cm	ステップ台高さ:12・15・17.5	・20cm 重さ:39.8kg
ご利用者 (1割)	50 円 (2割) 90() 円 月額レンタル料金
負担額 (18) 4	50 円 (3割) 1,35(0 円 4,500 円
商品名	商品番号	商品コード
両手すりBZD-04WD(N)	27-6637-1	01265-000237
にぎり手直径:3.4cm	ステップ台高さ:12・15・17.5	・20cm 重さ:47.8kg
ご利用者 (1割)	へ (2割) 1,200) 円 月額レンタル料金
負担額 (1部)	00 円 (2割) 1,200 1,800	6,000 円

介護保険 購入 対象品

販売品



たちあっぷ540

矢崎化工

28.6 片手すり

(CKH-02MGR)

商品名



体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子· 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

手すり 104 ~ 139 あがりかまち 対応高さ 3~18 34.7 両手すり (CKH-01MGR) 78

78

BS小路/BS小路SS

↑ 予測できない行動をとられる利用者(認知症など)や、自力で危険な 対態から回避できない利用者につきましては、使用をお控えください。

玄関 歩行

745

商品コード

手すり 手すり 104~139 104 ~ 139

> あがりかまち あがりかまち 対応高さ 対応高さ 12~36 24 ~ 54

50.3 両手すり (CKH-01MGR 78 CKH-BL

CKH-BH) 手すり 手すり 104~139 104~139 あがりかまち 対応高さ あがりかまち 対応高さ 12 ~ 36 片手すり 74.5 (CKH-02MGR 78 CKH-BL

CKH-BH)

商品名

錆に強く耐久性のよいステンレス製です。 ※ステップ台付は地域によっては介護保険を適用できない場合があります。

手すり

104~139

あがりかまち

対応高さ

40.7

両手すり

(CKH-01MGR

CKH-BL)

片手すり

(CKH-02MGR

CKH-BL)

商品コード

玄関

月額レンタル料金

4.000 円

立ち座り

タマツ

87

90

93

96

99

102

(6段階)

両手すりCKH-01 MGR	27-6656-1	00055-000127
	ぎり手直径:3.4cm 重さ:34.7	0
ご利用者 (1 割) 1 八	(2割) 2,000)円 月額レンタル料金
負担額 (「剖) Ⅰ, ∪ (90 円 ^(2割) 2,000 (3割) 3,000	0 円 10,000 円
商品名	商品番号	商品コード
ステップ台1段付(両手すり)	27-6662-1	00055-000357
にぎり手直径:3.4cm	ステップ台高さ:(L)9·11·13	・15cm 重さ:40.7kg
ご利用者 /1 曲 1	(2割) 2,000) 円 月額レンタル料金
負担額 (I刪) Ⅰ, ∪ (90 円 ^(2割) 2,000 (3割) 3,000	0 円 10,000 円
商品名	商品番号	商品コード

商品番号

ステップ台2段付(両手すり) 00055-000358 27-6663-1 にぎり手直径:3.4cm ステップ台高さ:(L)9·11·13·15cm(H)21·25·29·33cm 重さ:50.3kg 月額レンタル料金

(2割) 2,000円 ご利用者 (1割) **1,000** 円 (3割) 3.000 円 10.000 円 片手すりCKH-02 MGR 27-6657-1 00055-000128 にぎり手直径: 3.4cm 重さ: 28.6kg ----ご利用者 (1割) (2割) 1,400円 月額レンタル料金 700 円 (3割) 7,000 円 2,100 円 商品番号 商品コード ステップ台1段付(片手すり) 27-6664-1 00055-000359 にぎり手直径: 3.4cm ステップ台高さ:(L)9·11·13·15cm 重さ: 34.6kg (2割) 1,400円 月額レンタル料金 (3割) ご利用者 負担額 (1割) 2,100 円 7,000 円 商品番号 商品コード 00055-000360 ステップ台2段付(片手すり) 27-6665-1 にぎり手直径: 3.4cm ステップ台高さ: (L)9·11·13·15cm (H)21·25·29·33cm 重さ: 44.2kg 1,400 円 ご利用者 (1割) 月額レンタル料金 (2割) 00円(3割) 負担額 2.100 円 7,000 円

商品番号

介護保険 購入

販売品

対象品

情報



(2割)

400円(3割)

800円

1,200 円

ステップバー框 03(踏み台付)

蓄光付・踏み台だから安心

玄 関 段差解消

蓄光付踏み台は薄暗い場所で 足を踏み外す不安を解消します。 マットは、吸音性、劣化防止、 滑り止め効果など、優れた効 果があります。

10.8~18 (1.8cmきざみ、5段階調節)

手すり高は、工具不要で簡単調節。踏み台高さは、ネジを外さずに調節ができます。 商品番号

60

03 (踏み台	付)	27-6	825-1		300	37-000015
	本体重さ	5:26kg (躍	るお重さ:	10kg 含	お)	
ご利用者 (1 ෩)	<i>A</i> ((2割)	900	円	月額レンタル料金
ご利用者 負担額 (1割)	4:	50⋴	(3割) 1	.350	円	4.500 円

----ご利用者 (1割)

サービスコード/手すり 介護給付:171007 予防給付:671007

屋外

たよレールSOTOE

屋内・屋外どちらでも使える据置式手すりです。






予測できない行動をとられる利用者(認知症など)や、 自力で危険な状態から回避できない利用者(こつきましては、 使用をお控えください。





屋内 玄関 段差解消 歩行





商品名





に設置すれば左・右ど ちらでも利き手で使用 できます。

商品コード







内寸 55.6	N FN	33.8	- 伸縮式手すり (寸法は芯々) 「①57~70 ②70~90 」③90~120
			75 (480 8· 8· 90
例44.2 約44.6 約45.2 両手すり BZK-02W(N)	45	80	•

片手すり(BZK-01(N))		27-7387-1		01265-000248		
幅80	×奥行45×高	さ 75・80・85	· 90 cm 重	さ:約	17.8kg	
ご利用者(4番)	40	(2割)	800)円	月額レンタル料金	È
ご利用者 負担額 (1割)	40	0円 (3割)	1,200)円	4,000)円

商品番号

•	1,20	4,00011		
商品名	商品番号	商品コード		
片手すり連続570~700(BZK-01W(N))	27-7395-1	01265-000249		
幅80×高	さ75・80・85・90 cm 重さ:	約37.1kg		
商品名	商品番号	商品コード		
片手すり連続700~900(BZK-01W(N))	27-7396-1	01265-000249		
幅80×高5	さ75・80・85・90 ㎝ 重さ:	約37.3kg		
商品名	商品番号	商品コード		
片手すり連続900~1200(BZK-01W(N))	27-7397-1	01265-000249		
幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ:約37.6kg				
ご利用者 (1割)	00円(3割) 2,70			
負担額(「部)	しし 円(3割) 2,70	0円 9,000円		

個00~同で / 5・00・05・90 till 里で・約3/.0Kg			
用者 領 (1割)	OOO (2割)	1,800円	月額レンタル料金
額(「割)	900円 (2割)	2,700円	9,000円

商品名	商品番号	商品コード			
両手すり(BZK-02(N))	27-7388-1	01265-000251			
幅80×奥行45	幅80×奥行45×高さ 75・80・85・90 cm 重さ:約20.6kg				
ご利用者 負担額 (1割) 5	00円 (3割) 1,00				

商品名	商品番号	商品コード	
両手すり連続570~700(BZK-02W(N))	27-7398-1	01265-000253	
幅80×高さ	375・80・85・90 cm 重さ:	約44.2kg	
商品名	商品番号	商品コード	
両手すり連続700~900(BZK-02W(N))	27-7399-1	01265-000253	
幅80×高さ	375・80・85・90㎝ 重さ:	約44.6kg	
商品名	商品番号	商品コード	
両手すり連続900~1200(BZK-02W(N))	27-7400-1	01265-000253	
幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ:約45.2kg			
ご利用者 (1割) 1,2 負担額	00円 (2割) 2,40 (3割) 3,60		

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報



床ずれ 防止用具

予測できない行動をとられる利用者(認知症など)や、 自力で危険な状態から回避できない利用者につきましては、 使用をお控えください。





屋内・屋外どちらでも使える 据置式手すりです。

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

たよレールSOTOE ト型/たよレールSOTOE スリム型 ト型







約19.5 片手すり BZK-01S (N)

33.8 伸縮式手すり (寸法は芯々) ①57~70 ②70~90 ②390~120 75 · 4 80 段階) 90 45 80

33.8 内寸 55.6 伸縮式手すり (寸法は芯々) ①57~70 ②70~90 ③90~120 75 (4 80 段階 85 (3) 90 両手すり BZK-025 (N) 45 80

17.8 伸縮式手すり (寸法は芯々) 「①57~70 ②70~90 L390~120 75 · 4 80 段階 85 1 90 片手すり 80 BZK-035 (N) 29

手すりをプレート中央 に設置すれば左・右ど ちらでも利き手で使用







商品コード

01265-000250

●設置・連結時の注意事項●

商品名

片手すりト型570~700(BZK-01S(N))

- ・スリム型は単体でのご使用はできません。 ・スリム型のみでの連結設置はしないでください。必ず標準型を1台含んで連結を
- スリム型のみでの連結設置はしないでください。必ず標準型を1台含んで連結を行ってください。
 2連結の場合、スリム型手すりとわたレールEKに角度をつけないでください。(片手すり・両手すり共通)
 3連結以上の片手すりの場合、端部のスリム型手すりとわたレールEKに角度をつけないでください。

i I			平坦部で連結する場合	段差部で連結する場合
直線で道線する場合		スリム型のみで連続しないでくだってい、片手手り、両手手り共不可。	スリム製は標準型(1台以上)と 原型 リません。	左記の条件をリアレていれば、 段階版でも取り付け可能です。 20人数 20人数 20人数 20人数 20人数 20人数 20人数 20人数
角度をつけて	2連結	スリム監察すりとわたレール に角度をつけない。 ※ 第2でいる	○ スルを影響リンとかたし、上は出版 ・ でクなすま。 連絡を物が開始された。 ・ かままた。 経験を対すりにカレー ・ から機能しなが出る。 かままた。 1連絡以上の場合は、中間のよう ・ はいまた。 1単編以上の場合は、中間のよう ・ ができます。 1連絡以上の場合は、中間のよう ・ ができます。 1単編以上の場合は、中間のよう ・ ができます。 1単編以上のまる ・ ができまする ・ ができます	2/18
て道紋する場合	3連結	大手すりの場合、研究のスタ 人が書かりとわたしかに所 度をつけないでください。	一種子がりの場合、スリル型学がリとかた レールに角度をつけることができます。 20日に上がは 角度がついてもよい	Lt/5/82/8

商品名	商品番号	商品コード	
片手すりト型700~900(BZK-01S(N))	†手すりト型700~900(BZK-015(N)) 27-7390-1		
幅80×高	さ75・80・85・90 cm 重さ:	約19.5kg	
商品名	商品番号	商品コード	
片手すりト型900~1200(BZK-01S(N))	27-7391-1	01265-000250	
幅80×高	さ75・80・85・90 ㎝ 重さ:	約19.8kg	
ご利用者 /1 劇)	へへ ^(2割) 1,00	0円 月額レンタル料金	
負担額 (1割)	00円(3割) 1,50	0円 5,000円	
商品名	商品番号	商品コード	
スリム型片手すりト型570~700(BZK-03S(N))	27-7512-1	01265-000260	
幅80×高さ	さ75・80・85・90 cm 重さ:	約16.2kg	
商品名	商品番号	商品コード	
スリム型片手すりト型700~900(BZK-03S(N))		01265-000260	
幅80×高さ	さ75・80・85・90㎝ 重さ:	約16.4kg	
商品名	商品番号	商品コード	
スリム型片手すりト型900~1200(BZK-03S(N))	27-7514-1	01265-000260	
幅80×高さ75・80・85・90 cm 重さ:約16.7kg			
ご利用者 負担額 (1割)	00円 (2割) 1,00円 (3割) 1,50円	Control of the Contro	

商品番号

| BZK-015(N)) | 27-7389-1 | 0126 |幅80×高さ75・80・85・90 cm 重さ:約19.3kg


商品名	商品番号	商品コード
両手すりト型570~700(BZK-02S(N))	27-7392-1	01265-000252
幅80×高さ	ダ 75・80・85・90 cm 重さ:	約23.6kg
商品名	商品番号	商品コード
両手すりト型700~900(BZK-02S(N))	27-7393-1	01265-000252
幅80×高	さ 75・80・85・90 cm 重さ	: 約24kg
商品名	商品番号	商品コード
両手すりト型900~1200(BZK-02S(N))	27-7394-1	01265-000252
幅80×高さ	ダ75・80・85・90㎝ 重さ:	約24.6kg
ご利用者 /1 畑 一	(2割) 1,40	0円 月額レンタル料金
負担額 (1割)	00円(3割) 2,10	
商品名	商品番号	商品コード
商品名 スリム型両手すりト型570~700(BZK-04S(N))	商品番号 27-7515-1	商品コード 01265-000262
スリム型両手すりト型570~700(BZK-04S(N))	27-7515-1	
スリム型両手すりト型570~700(BZK-04S(N))	27-7515-1	01265-000262
スリム型両手すりト型570~700(BZK-04S(N)) 幅80×高さ	27-7515-1 275・80・85・90 cm 重さ: 商品番号	01265-000262 約20.1kg
スリム型両手すりト型570~700(BZK-045(N)) 幅80×高さ 商品名 スリム型両手すりト型700~900(BZK-045(N))	27-7515-1 275·80·85·90 m 重さ: 商品番号 27-7516-1	01265-000262 約20.1kg 商品コード
スリム型両手すりト型570~700(BZK-045(N)) 幅80×高さ 商品名 スリム型両手すりト型700~900(BZK-045(N))	27-7515-1 275·80·85·90 m 重さ: 商品番号 27-7516-1	01265-000262 約20.1kg 商品コード 01265-000262
スリム型両手すりト型570~700(BZK-045(N)) 幅80×高さ 商品名 スリム型両手すりト型700~900(BZK-045(N)) 幅80×高さ	27-7515-1 575・80・85・90 m 重さ: 商品番号 27-7516-1 575・80・85・90 m 重さ:	01265-000262 約20.1kg 商品コード 01265-000262 約20.5kg
スリム型両手すりト型570~700(BZK-045(N)) 幅80×高さ 商品名 スリム型両手すりト型700~900(BZK-045(N)) 幅80×高さ 商品名 スリム型両手すりト型900~1200(BZK-045(N))	27-7515-1 275・80・85・90 cm 重さ: 商品番号 27-7516-1 275・80・85・90 cm 重さ: 商品番号 27-7517-1	01265-000262 約20.1kg 商品コード 01265-000262 約20.5kg 商品コード
スリム型両手すりト型570~700(BZK-045(N)) 幅80×高さ 商品名 スリム型両手すりト型700~900(BZK-045(N)) 幅80×高さ 商品名 スリム型両手すりト型900~1200(BZK-045(N))	27-7515-1 275-80・85・90 m 重さ: 商品番号 27-7516-1 275・80・85・90 m 重さ: 商品番号 27-7517-1	01265-000262 約20.1kg 商品コード 01265-000262 約20.5kg 商品コード 01265-000262 約21.1kg

屋内 歩行 立ち座り 座位保持

ルーツ アウトドア ロングタイプ MNTPOLG

モルテン





紫外線、熱、水、風、砂ほこりなど過酷な環境でも使用できます。

●水に濡れても滑りにくい特殊表面加工 ベース部は水に濡れても滑りにくい特殊な表面加工なので、安心して使用できます。

●ベランダ、玄関周りでの短い距離の歩行をサポート 使う場所に合わせて手すり位置の変更が可能。手すり部をベースプレートの中央と 端のどちらにでも取り付けられます。



ベランダでの短い距離の歩行




手すり部をベースプレートの端に取り付けた例

- ◆工具不要で簡単に高さ調整ができます。
- ◆使う場所に合わせて、手すり部をベースプレートの中央と端のどちらにでも取り付けられます。
- ◆トップグリップ (持ち手部分) は握った時に力が入りやすく、手のひらを置きやすい形状です。 さらに金属とは異なる温かい触感で手になじむ表面加工です。
- ◆ルーツのすき間は、在宅用電動式介護ベッドの JIS 規格 JIS T9254:2009 に準拠し、事 故を未然に防ぎます。

商品名	商品番号	商品コード
アウトドア ロング	27-6805-1	00054-000218
ご利用者 (1割) 負担額	(2割) 60	0円 月額レンタル料金
負担額 (T部)	00円(3割) 90	0円 3,000円

たよレールhigh屋外I型 BZH-101-A(N)

マツ六株式会社





玄関ポーチやバルコニーなど軒や庇がある屋外での設置が可能です。

商品名	商品番号	商品コード
BZH-101-A(N)	27-6737-1	01265-000080
ご利用者 (1割) 3 目	F へ ^(2割) 70	0円 月額レンタル料金
負担額(「割)	50 円 (3割) 1,05	0 円 3,500 円

床ずれ 防止用具

ベッド・

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

屋外 歩行 立位保持

販売品



床ずれ 防止用具 参考元:一般財団法人保健福祉広報協会発行「福祉機器選び方・使い方副読本 基本動作編」

1 免荷

杖の役割

杖に体重を預けることで、足にかかる負担を減らすことができます。

体位 変換器


認知症

老人徘徊 感知機器 2 バランスの補助

両足+杖を使用することで、からだを 支える面積が増え、バランスがとりや すくなります。

支持面積





手すり

3 歩行のリズム

歩行が不安定になると「イチ」「二」「イチ」「二」という二拍子のリズムで歩くことが難しくなります。そこで杖を使って、「イチ」「二」「サン」の三拍子のリズムでゆっくりと歩くことで、安定した歩行をサポートします。

二拍子のリズムイチ♪ ニ♪患側の足 健側の足

三拍子のリズムイチ♪ ニ♪ サン♪杖 患側の足 健側の足

歩行 補助杖

杖の合わせ方

参考元:一般財団法人保健福祉広報協会発行「福祉機器選び方・使い方副読本基本動作編」

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具 を垂直におろしたときの手首 (とう骨もしくは尺骨茎状突起)の高さにグリップがくる長さ







介護保険 購入 対象品

歩行補助杖の種類

参考元:一般財団法人保健福祉広報協会発行「福祉機器選び方・使い方副読本 基本動作編」

販売品

情報









多脚杖



※1 介護保険貸与対象外 ※2 取扱いなし

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る) 単位:CM サービスコード/歩行補助杖 介護給付:171010 予防給付:671010



床ずれ

体位

変換器

認知症 老人徘徊

感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・

防止用具



24-5510-0

(2割)

100円(3割)

74MC-3(カーボン柄グレー)

ご利用者 (1割)

00576-000033

200 円

300 円

月額レンタル料金

1.000 円

ミキ







ヒューゴステッキオフセット多点杖





42~45 32~38 立ち上がりの支持や歩行バランスを保ち、体をしっかりサポート。歩行訓練にも。							
商品名	商品番号	商品コード					
MRB-02031	24-5304-0	00122-000118					
折りたたみ時	:全幅41.5~44×奥行7×全高	78~90.5cm					
ご利用者 (1割) 1		0円 月額レンタル料金					
負担額 (181)	50円 (3割) 45	0円 1,500円					



床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

固

定

型

キャスター付き

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具


介護保険 購入 対象品

販売品

情報

歩行器の使い方

①グリップを つかみます。 ②歩行器を 持ち上げます。 ③歩行器を 前方に 降ろします。 ④足を前に進めます。



①グリップを 握ります。

交

互



式

②左アームを 前に出します。



③右足を 前に出します。



④左足を 前に出します



⑤右アームを

前に出します。



⑥左足を 前に出します。




⑦右足を 前に出します



②~⑦を繰り返します。

①歩行器を 前に出します。







③体を前方に

移動します。

歩行車

馬蹄型歩行器

歩行器を握るのではなく、腕や脇をかけて 体を支えながら歩くことができます



四輪歩行器

グリップが握りやすく、休憩しながら歩くことができます





イーストアイ

固定脚タイプ

②66.5~76.5

(5段階)

€ 59~69

® 59~69





			商品名			商品名			商品名			商品名	
		スタ	ンダードタイ	(プ		ハイタイプ			ミニタイプ	۴		SSタイプ*	
			商品番号			商品番号			商品番号			商品番号	
標	屋内		23-5516-0			23-5761-0			23-5506-0			23-5742-0	
伝			商品コード			商品コード			商品コード			商品コード	
準	E M		00465-000036			00465-000099			00465-00003	7		00465-000043	
·	屋外 **SSタイプ	ご利用者(1割)	2	230 ₽	ご利用者 負担額 (1割)	•	230 🖪	ご利用者 負担額		230 🖪	ご利用者 負担額		220 🖪
	*SS917			.50 "						230 "			2201
	は屋内のみ	11.777	460 円 鵬ルソタル	2,300 円	(2割)	460 円 臘ルンタル	2,300 円	(2割)	460 円 臘沙外	2,300 円	(2割)	440 円 臘ンタル 660 円 糨	2,200 円
		(3制)	690 円 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		(3割)	690 円 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		(3割)	690円粒商品名		(3割)	660 円 村本	
		7.0	ンダードタイ	∠ →°		ハイタイプ			ミニタイプ	ρ			
		7.7		1 /									
	屋内		商品番号 23-5551-0			商品番号 23-5930-0			商品番号 23-5505-0				′ l
S	座内		23-3331-0			商品コード			23-5505-0 商品コード				
G タイプ			00465-000038			00465-000046			00465-00002	7			
プ	屋外			Γ Λ -	, "利田老 , , , , out.)	-************************************					
		ご利用者 負担額 負担額		250 ₽	ご利用者(1割) 負担額	4	250 ▫	ご利用者 _(1割) 負担額		250 ⊓	/		
		(2割)	500 円 臓レンタル	2,500 円	(2割)	500 円 腫レンタル	2,500 円	(2割)	500 円 腫レンタル	2,500 円			
		(3割)	750 円 粒	2,500 円	(3割)	750 円 料金	2,500 円	(3割)	750 円 料金	2,500 円			
			商品名			商品名			商品名			商品名	
		スタ	ンダードタイ	(プ		ハイタイプ			ミニタイプ	۴		SSタイプ	
			商品番号			商品番号			商品番号			商品番号	
C	屋内		23-5552-0			23-5925-0			23-5507-0			23-5743-0	
9			商品コード			商品コード			商品コード			商品コード	
C タイプ			00465-000025			00465-000047		4	00465-00004			00465-000044	
	屋外	ご利用者 負担額	2	250 ₽	ご利用者 負担額 (1割)		250 ₽	ご利用者 負担額		250 ▫	ご利用者 負担額		250 ⊓
			500 円 臓いタル		(2割)	500 円 腫いタル		(2割)	500 円 腫レンタル		(2里1)	500 円 腫レンタル	
		(3割)	750 円 2	2,500 円	(3割)	750 円 2	2,500 円	(3割)	750 円 料金	2,500 円	(3割)	750 円 2	2,500 円
		,,	商品名		, ,	商品名		, = = ,	商品名		,,	商品名	
		スタ	ンダードタイ	(プ		ハイタイプ			ミニタイプ	۴		SSタイプ	
			商品番号			商品番号			商品番号			商品番号	
Μ	屋内		23-5542-0			23-5832-0			23-5508-0			23-5744-0	
9	/AEF 3		商品コード			商品コード			商品コード			商品コード	
M タイプ		(00465-000039			00465-000048			00465-00004	1		00465-000045	
	屋外	ご利用者(1割) 負担額	2	250 🖪	ご利用者(1割) 負担額		250 ₽	ご利用者 _(1割) 負担額		250 ^h	ご利用者(1割) 負担額		250 ₽
			500 円 臓いタル	.50	(2割)	500 円 臓いタル		(2割)	500 円 腫レンタル				
			750 円 粒	2,500 円	(3割)	750 円 粒	2,500 円	(3割)	750 円 料金	2,500 円	(2割)	500 円 臘ンタル 750 円 糨	2,500 円
		(7 <u>9</u> 1/	/30 D Mm		(25)/	/ 5U 🖂 🖽		(つご)/	/ 5U 🖂 🖂		(つロリ/	/30 D Mm	

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



床ずれ 防止用具

MgウォーカーⅡ型

田辺プレス

イーストアイ

75~85 (5段階)

(後) 57~58.5 (前) 53~53.5



体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

対象品

販売品

介護保険

購入

情報



<特長>

- ●超軽量マグネシウム合金製の歩行補助具です。
- ●脚部は太く、大きく、安定した構造です。
- ●1cm刻みで高さ調節ができます。

Rec01コンパクト

イーアス

レ販対象

●横枠は折りたたみ可能で立て掛け収納ができます。



非課税

商品名	商品番号	商品コード
Sサイズ	23-5846-0	01105-000011
折りたたみ時:幅 49	×奥行約 10×高さ63.5~78	3.5cm 重さ:1.8kg
ご利用者 (1割) 21	こ へ ^(2割) 500	0円 月額レンタル料金
負担額 (1部)	50円 (3割) 75(0 円 2,500 円
商品名	商品番号	商品コード
Mサイズ	23-5845-0	01105-000030
折りたたみ時:幅 5	7.5×奥行約 9×高さ 70 ~ 85	5cm 重さ:1.9kg
ご利用者 (1割) 21	こ へ (2割) 500	0円 月額レンタル料金
負担額 (「割)	つし 円(3割) 75(0 円 2.500 円

セーフティーアームVタイプウォーカースリム

内寸38





折りたたみ時

室内はもちろん、屋外での歩行もサポートする機能を備えたシンプルな歩行器です。

51 5~53 5

商品名	間面金亏	間品コート
スリムタイプ	23-6889-0	00465-000112
折りたたみ時:幅59×奥	行12×高さ78cm キャスター:前	前輪7インチ 後輪5インチ
ご利用者 負担額 (1割)	つへ (2割) 46	0円 月額レンタル料金
負担額 (「割)	30円 (3割) 69	0円 2.300円

48

軽量でコンパクト。幅広い高さ調節のできる歩行器。					
商品名	商品番号	商品コード			
Rec01コンパクト	23-6129-0	01600-000002			
座面部:幅 32 ×奥行 19cm 座面高さ:35 × 50cm 最大荷重:100kg					
ご利用者 負担額 (1割)) 円月額レンタル料金) 円3,000 円			

グリップ

高さ 70 ~ 85

85

キャスター付きコンパクト歩行器 c2021CR







幅の小さなタイプですので、小柄な方や狭い空間でも使いやすいサイズで す。後脚は荷重がかかるとストッパーが作動する安心設計。

商品名	商品番号	商品コード			
C2021CR	23-0520-0	00428-000018			
折りたたみ時:幅 53× 奥行 15× 高さ 79(最小) c m キャスター:3 インチ					
ご利用者 負担額	(2割) 60	0円 月額レンタル料金			
負担額 (1部)	300円 (3割) 90	0円 3.000円			

スイングキャスター付きコンパクト歩行器 c2021CMR

79

92

(6段階)

アクションジャパン

固定 キャスター付 ストッパー

負担額







3,000円







39

き、よりスムーズに移動できます。 商品番号 商品コード 23-0521-0 C2021CMR 00428-000019 折りたたみ時:幅57× 奥行21×高さ79(最小) cm キャスター:3 インチ ____ ご利用者 「*** (1割) 月額レンタル料金 (2割) 600円 300円 (3割)

900円

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る) 単位:CM

非課税 折り たたみ

サービスコード/歩行器 介護給付:171009 予防給付:671009





星光医療器製作所

スリム&軽量タイプの固定型歩行器に、使用環境や身体状況に合わせて選べる3タイプ



M:70.1~82.6 M-A:76.8~89.3 M-B:78.6~91.1 (6段階) M:42.9~45.7 M-A:48.4~51.2 M-B:55.3~58.1 M:49.1~50.4 M-A:49.3~50.6 M-B:49.1~50.4



アルコー10型L

アルコー10型

A:46~47.3

B:45.8~47.1

アルコー10型M

商品名	商品番号	商品コード
アルコー10型	23-5703-0	00125-000027
折りたたみ時:幅	45.8×奥行12×高さ62.5~75	cm 重さ:2.3kg
ご利用者 (1割)	へへ ^(2割) 400) 円 月額レンタル料金
負担額 (1割)	00円(3割) 600	0 円 2,000 円
商品名	商品番号	商品コード
アルコー10型-A	23-6791-0	00125-000077
折りたたみ時:幅	50×奥行18×高さ69.2~81.7d	cm 重さ:2.6kg
ご利用者 (1割) 2	50 円 (2割) 500 750) 円 月額レンタル料金
負担額 (1部)	つし 円 (3割) 75(0 円 2,500 円
商品名	商品番号	商品コード
アルコー10型-B	23-6032-0	00125-000057
折りたたみ時:幅	≣54×奥行22×高さ71∼83.5c	m 重さ:3.2kg
ご利用者 (1割) 2	に介 (2割) 500) 円 月額レンタル料金
負担額 (1部)	50 円 (3割) 75(0 円 2,500 円
商品名	商品番号	商品コード
アルコー10型M	23-6338-0	00125-000075
折りたたみ時:幅	54×奥行12×高さ70.1~82.6の	cm 重さ:2.3kg
ご利用者 (1割)	00 円 (2割) 400)円 月額レンタル料金
負担額 (1部)	JU 円 (3割) 600	0 円 2,000 円
商品名	商品番号	商品コード
アルコー10型M-A	23-6592-0	00125-000079
折りたたみ時:幅	54×奥行22×高さ76.8~89.3	cm 重さ:2.6kg

500 円

750 円

月額レンタル料金

2.500 円

負担額

Aセット 直進安定性が必要な方に

レ販 対象 ※4脚全て杖先ゴムの形状のもの





商品名	商品番号	商品コード
アルコー10型M-B	23-6603-0	00125-000080
折りたたみ時:幅	58×奥行26×高さ78.6~91.1	cm 重さ:3.2kg
ご利用者 (1割) 21	この (2割) 500	7 円 月額レンタル料金
負担額 (1部)	50円 (3割) 75(0 円 2,500 円
商品名	商品番号	商品コード
アルコー10型L	23-6794-0	00125-000076
折りたたみ時:幅	፤53×奥行12×高さ76∼88.5c	cm 重さ:2.4kg
ご利用者 (1割)	OO (2割) 400	7 円 月額レンタル料金
負担額 (183)	00円(3割) 600	0 円 2,000 円
商品名	商品番号	商品コード
アルコー10型L-A	23-6795-0	00125-000082
折りたたみ時:幅5	58×奥行22×高さ82.7~95.2	lcm 重さ:2.7kg
ご利用者 (1割) つ	E へ ^(2割) 500) 円 月額レンタル料金
負担額 (1部)	50円 (3割) 75(0 円 2,500 円
商品名	商品番号	商品コード
アルコー10型L-B	23-6796-0	00125-000083
折りたたみ時:幅	高62×奥行28×高さ84.5~97c	m 重さ:3.3kg
ご利用者 (1割)	E へ ^(2割) 500) 円 月額レンタル料金
負担額 (1部)	つし」 (3里) 75(0 四 2 500 四

750 円

非課税

交互歩行器 C2023

アクションジャパン

ご利用者 (1割)

負担額



250 円 (3割)

(2割)



250円(3割)

歩幅に合わせて、左右のフレームを交互に動かします。持ち上げる力の弱い方で も操作できます。特に負荷のかかりやすい脚連結部を二重構造にしています。

商品名	商品番号	商品コード
C2023(ブロンズ)	23-0511-0	00428-000015
折りたた。	み時:幅 52× 奥行 10× 高さ 7	3 ∼ 86cm
ご利用者 (1割) 負担額	つへ (2割) 460	7円 月額レンタル料金
負担額 (1部)	30円(3割) 69(0 円 2,300 円

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

2.500 円

介護保険 購入 対象品

販売品



34.5

床ずれ 防止用具

アルコーSK型

星光医療器製作所



53



●高さ調節機能 高さ調節はワンタッチでどなたでも 簡単に操作ができます。



●抵抗器機能 身体状況に合わせて歩行速度が 調整できます。



非課税

屋内

12

13.6

●ブリップ 前腕支持の補助として ご使用いただけます。



●ガードバンパー壁や家具などを傷つけないカードバンパー付き。

ワンタッチ操作で高さ調整が行えます。歩行速度の調整が行える抵抗器付です。

商品名				商品番号			商品コード	
アルコーSK型			2	23-5806	-0	00	125-000040	
	キャスター: 約4インチ							
	ご利用者 負担額 (1割)	Λ	\mathbf{a}	(2割)	800) 円	月額レンタル料金	
	負担額 (T部)	4(OC	円 (3割)	1.200) 田	4.000 円	

歩行 補助杖

手すり

アルコー1G-T型

歩行器

車椅子。 車椅子 付属品

スロープ


移動用 リフト・ つり具

星光医療器製作所 ひじずれ落ち



57.5

104



狭い場所でも移動しやすいコンパクトタイプ。歩行速度調整可。

商品名	商品番号	商品コード				
アルコー1G-T型	23-5534-0	00125-000021				
材質/スチール製、クロームメッキ	キ 上部マット:ウレタン、人工合皮	カバー キャスター:直径 11cm				
ご利用者 負担額 (1割) 4 (00 円 ^(2割) 800 1,200) 円 月額レンタル料金) 円 4,000 円				

介護保険 購入 対象品

室内用歩行車 トレウォークスリム

51.5

日進医療器

高さ調整がワンタッチレバー式で手間いらず。 ストッパーハンドルつきの、手軽に扱える歩行車です。

販売品





税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る) 単位:CM

重さ 12.4

サービスコード/歩行器 介護給付:171009 予防給付:671009


ベッド・ ベッド 付属品

アルコー1S型

星光医療器製作所







簡単に折りたためる馬蹄型コンパクト歩行車。

間十に近りただのの問題をコンハントラリー					
商品名	商品番号	商品コード			
アルコー1S型	23-5527-0	00125-000011			
折りたたみ時:全幅 22	ャスター:直径 11cm				
ご利用者 (1割) 負担額	50 円 ^(2割) 70(3割) 1,05(

ホップステップ SM-40(ブレーキ付)

松永製作所



小回りのきく、6輪歩行器。

一歩前に出るための安心で頼れるアイテムです。







14.4

抵抗器

ネジの締め具合により抵抗 を付加することができま す。体の状況レベルに合わ せ、調整ができるため、最 適な状況で安心してご利用 いただけます。

幅調節

エックス部を握って上下さ せ、6段階で幅調節ができ る機構を装備しました。小 柄の方から大柄な方までご 利用いただけます。(馬蹄 内々幅300~430mm)

高さ調節

従来の歩行器同様に、馬蹄 部の高さ調整ができます。 体の大きさ身体状況により 最適な高さにセッティング 可能です。


商品名	商品番号	商品コード
SM-40	23-0150-0	00066-000150
キャスター:4インチ 折り	たたみ時:幅 25.7×奥行 72.1	×高さ 107.1 ~ 141.1cm
ご利用者 (1割) 4 負担額	00 円 (2割) 80(

セーフティーアームUタイプウォーカー

-ストアイ



※折りたたむ場合はセンターパッドを取り外してください。 ※センターパッドを取り付けた場合、本体は課税対象商品となります。





センターパッドをつけると上肢保持歩行器として使用できます。

商品名		商品番号		商品コード
大型アームレストタイプ (センター	-パッド仕様)	23-5909-0	004	65-000105
	重量:8.4kg	前輪7インチ、後輪5	インチ	
ご利用者 負担額 (1割)	200	(2割) 60	0 円	月額レンタル料金
負担額 ^(「刮)	300	円 (3割) 90	0 円	3,000 円

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



テイコブリトル HS05

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

35.5 65~83(7段階) 座面 高さ 50 52

ブラック

重さ 5.0

ハンドル高さが65cmから調整可能。身長が低い方も使いやすい歩行器です。

商品名	商品番号	商品コード	
テイコブリトル (チェックブルー)	23-5738-1	00030-000099	
テイコブリトル (ブラック)	23-5739-1	00030-000099	
折りたたみ時: 幅52× 密行40×喜さ73cm キャスター: 前輪約7インチ 後輪約6インチ			

袋サイズ:幅32×奥行12×高さ26cm 月額レンタル料金 (2割)

ご利用者 (1割) 600 円 300 円 (2割) 負担額 900 円 3,000 円

テイコブリトルスリム WAW04

幸和製作所

チェックブルー





小回りが利き、軽さが魅力のスリム設計。※歩行時は座面を上げてご使用ください。

	•	
商品名	商品番号	商品コード
テイコブリトルスリム(ブラウン)	23-6000-1	00030-000163
テイコブリトルスリム(ネイビー)	23-6001-1	00030-000163

折りたたみ時:幅47×奥行35×高さ72cm

没 び	1 人:幅30×奥行12×高	さ34cm キャスター	6インナ
ご利用者 負担額 (1割)	200	2割) 600 円	月額レンタル料金 3.000 円
負担額 (1部)	300 円 (3割) 900円	3,000 円

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

テイコブリトルR HSO5R 重さ 7.8 幸和製作所 36.5 65 ~92 (10段階) 座面 53.5

抑速ブレーキ付で一定の速度を超えるとブレーキ力が働き減速します。 転倒を防止し、下り坂でも安定した歩行をすることができます。

※歩行時は座面を上げてご使用ください。

商品名	商品番号	商品コード
テイコブリトルR	23-5958-1	00030-000144
折りたたみ時:幅 53.5 ×奥行 39.5 ×高さ 73.5c	m 袋サイズ:幅32×奥行16×高さ34cm 重む	さ:7.8kg キャスター:前輪18cm、後輪20cm
ご利用者 (1 朝)	てへ (2割) 70(0円 月額レンタル料金
ご利用者 (1割) 負担額	50 _m (3 ^a) 1 05	1 3 500 m

テイコブリトルボンベ WAW06

幸和製作所





酸素療法したまま外出ができる歩行車

ボンベがすっぽり入ります。 商品コード

商品名 商品番号 23-6028-1 00030-000165 テイコブリトルボンベ 折りたたみ時:幅 52×奥行 42.5×高さ 81.5cm 袋サイズ:幅 26×奥行 14.5×高さ 50cm 重さ: 5.6kg キャスター:直径 15cm ご利用者 (1割) (2割) 600円 月額レンタル料金 300_{円 (3割)} 負担額 900円 3,000円

テイコブリトルハイⅡ waw15

幸和製作所











容量たっぷりで機能的な スリムな本体幅でありな バッグは出し入れも簡単! がら92㎝までの高さ調節 便利なサイドポケット付き。 が可能。

軽量でコンパクト。幅広い高さ	調節のできる歩行車です。 ※5	長行時は座面を上げてご使用ください。
商品名	商品番号	商品コード
テイコブリトルハイⅡ(チェックブラック)	23-6145-1	00030-000173
折りたたみ時:幅52>	×奥行 37 ×高さ 81.5cm キャ	スター:約6インチ
袋サイ	イズ:幅 32 ×奥行 16 ×高さご	33cm
ご利用者 (1割) 負担額	へへ (2割) 60	0円 月額レンタル料金
負担額 (「部)	00 円 (3割) 90	0 円 3,000 円

テイコブリトルホーム

幸和製作所

狭い室内でも快適に使える、軽量コンパクトな歩行車!







表面に滑り止め加工がされ ているトレイ付 ※重量はトレイ除く

サンティノ(ネイビー)

ご利用者 (1割)



滑りにくいタイヤを採用! 透明な素材なので、タイ ヤ跡も気になりません。



メッシュ袋付

商品コード 00030-000189

月額レンタル料金

3,500円

700円

1,050円

商品名	商品番号	商品コード
テイコブリトルホーム	23-6063-1	00030-000166
折りたたみ時:幅 47	×奥行 41 ×高さ 71.5cm キ	ャスター:約6インチ
カゴサ	イズ:幅 30×奥行 20×高さ	19cm
ご利用者 (1割) 3	「 (2割) 700)円 月額レンタル料金
自由類 ('゚゚)/		3 E 0 0 m

ミケーレ WAG01 幸和製作所 79~95(6段階) 79 座面 高さ 50 53.5 軽量コンパクト設計。座面に合皮を使用したクラシカルなデザインの歩行器

です。段差越えを楽にできるティッピング機能付き。

() 0 tx / () () () ()	C 0 / 1 / C / / 1/2110111 C	-0
商品名	商品番号	商品コード
ミケーレ(ネイビー)	23-6235-1	00030-000175
折りたたみ時:幅23.5×奥行64	.5×高さ79cm キャスター:前輔	計約7.8 インチ 後輪 約5.1 インチ
袋サイズ:幅 33×奥行 14×高さ 22cm		
ご利用者 /1 劇)	へへ (2割) 60	〇 円 月額レンタル料金
ご利用者 (1割) 負担額	00 円 ^(2割) 90	0円 3,000円



商品番号

23-6375-1 折りたたみ時: 全幅 21 ×奥行 30 ×全高 89.5cm キャスター: 約 5.2 インチ

(2割)

350円 (3割)

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



床ずれ 防止用具

シンフォニーSPスリム



横幅が小さいスリムな歩行器。狭い場所も小回りがきき、







体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子· 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

48

操作しやすい。



●コンパクト (横幅48cm) なのにゆったり 座れるので、外出も安心。

●折りたたみ時、高さも低くなるので、持 ち運び・収納に便利。

●3WAYキャスター(固定・120度・360度) と左右連動ブレーキで、安全。

33

商品名		商品番号		商品コード
シンフォニーSPスリ	ム 花柄紺	23-6344-1		00576-000039
折りたたみ	寺:幅 48 ×奥行	33 ×高さ 69cm	キャス	ター:約 5.7 インチ
バックサイズ:幅 27 ×奥行 15 ×高さ 28cm(外寸)				
ご利用者 (1割)	200	(2割)	600	円 月額レンタル料金
負担額 (1部)	300	円 (3割)	900	円 3,000 円

シンフォニーバスケットSP クラシックガーデンNB





前にも後ろにも座れる快適な歩行車

商品名	商品番号	商品コード
シンフォニーパスケットSP クラシックガーデンNB	23-6837-1	00576-000052
折りたたみ時:幅 51	×奥行 41 ×高さ 87cm	キャスター:約57インチ

袋サイズ:幅 29.5×奥行 28.5×高さ 25.5cm

ご利用者 (1割) 600円 月額レンタル料金 (2割) 300円 (3割) 負担額 900円 3.000円

シンフォニーSP 5.9 屋内 島製作所 43 78.5~88 (4段階) 座面 高さ CLブラウン 格子紺 50

片方のブレーキで両側のブレーキを制御出来ます。

商品名	商品番号	商品コード
シンフォニーSP (CLブラウン)	52-0159-1	00576-000014
商品名	商品番号	商品コード
シンフォニーSP (格子紺)	52-0414-1	00576-000014

折りたたみ時: 幅50×奥行28.5×高さ86.5cm 袋サイズ: 幅30.5×奥行14.5×高さ26cm キャスター: 約5.7インチ

31 712/21/03 1200 701	3 maio 1 m Controlli 20 / 1 / 1 / 1 monto)(I) I II	
ご利用者 /1 劇)	200 (2割)	600円	月額レンタル料金
ご利用者 負担額	300円 (3割)	900円	3,000 円

介護保険 購入 対象品

販売品

情報



ハンドル操作からキャスター操作になり、操作性が簡単になりました。

商品名	商品番号	商品コード
ヘルシーワンレジェール(タータンレッド)	23-6421-1	00063-000039
折りたたみ時:幅 27.5	×奥行 32×高さ 79cm キ	ャスター:直径 14.5cm
袋サイズ: (前袋)幅28.5×	×奥行3×高さ30cm、(後袋)幅2	28.5×奥行9×高さ28cm
ご利用者 (1割) 負担額 3	介 (2割) 60	〇 円 月額レンタル料金
負担額 (T割) 3	00円 (2割) 60 90	0円 3,000円



軽量でコンパクト。ハンドルの切り替えは2段式(直進、左右30度)。

商品名	商品番号	商品コード
ヘルシーワンライト(ターコイズブルー)	23-5932-1	00063-000031
ヘルシーワンライト (ブラウン)	23-5933-1	00063-000031

折りたたみ時:幅21×奥行30×高さ83cm キャスター:直径14.5cm 袋サイズ: (前袋) 幅 29×奥行 2×高さ 29cm、(後袋) 幅 28.5×奥行 9×高さ 28cm

ご利用者 (1割) (2割) 600円 月額レンタル料金 300円 (3割) 900円 3,000円

床ずれ

体位 変換器

認知症

老人徘徊

感知機器

手すり

防止用具

ヘルシーワンキャンシット・ヌーボー







軽くてコンパクトにたためるヘルシーワンに 「イス付きワイドハイタイプ」 が 登場。グリップエンドには握りやすく滑りにくいノンスキッドラバーを採用。

立場のプラファエントにはほうてラスパラにていアンバーフトラバーとから		
商品名	商品番号	商品コード
ヘルシーワンキャンシット・ヌーボー (REヴァイオレット)	23-6619-1	00063-000041
折りたたみ時:幅33×奥行34×高さ88.5cm キャスター:直径14.5cm		
ご利用者 (1割) 負担額		0 円月額レンタル料金0 円3,000 円





歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

トライリンク アロン化成 86 大きく使えて、小さくしまえる。 商品名 商品番号 商品コード

23-6062-0

折りたたみ時:幅22×奥行61.5×高さ76~86cm キャスター:約8インチ

(2割)

600円

900円

袋サイズ(約): 幅33×奥行15×高さ25cm

300円 (3割)

00221-000467

00980-000440

月額レンタル料金

4,000円

月額レンタル料金

3.000円

トライリンク

ーディ買物用カウサポ

----ご利用者 (1割)

月額レンタル料金

3,000円

---ご利用者 (1割)

負担額





折りたたみ時:幅28×奥行73×高さ72.5cm キャスター:約8インチ

(2割)

600円

900円

袋サイズ:幅34×奥行18.5×高さ26 cm

300_{円 (3割)}

ご利用者 (1割)



23-6887-1

折りたたみ時:幅52×奥行44.5×高さ81~98cm キャスター:前輪18cm・後輪15cm

(2割)

400円 (3割)

800円

1,200円



床ずれ 防止用具 エール

应而 高さ 43.5

日本ケアサプライ

安全・便利な機能をそろえたグリーンケアオリジナル歩行器







エールS

エールM

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

52.3

エールS



58.3

エールM

86.5 (4 段階)



(40.6)

※()はMタイプ

88.7 (97.7)

かろやか

杖立て

傾斜のついた握りやすいグリップ

力が伝わりやすいように約 8度の傾斜をつけることで、 握力の弱い方でも握りやす く体重をかけやすい構造に なりました。



指を挟みにくい ブレーキ位置



面で止める

つの特徴

剛性を高めた六角フレーム

フレーム形状を6角にするこ とで、剛性感を高め、歪みを 軽減しています。これにより、 安全性を高め、操作感を軽く しています。



メッシュタイプの袋かご

折りたたみ時に取り外す 必要がありません。 袋かご内底面の持ち手を 引くことで折りたたみが できます。



夕暮れ時にも安心な 反射板つき



便利な杖立てつき

ご利用想定の高い 杖立てを標準装備。



折りたたみ時に不用意に開かないよう、 ロック用のフックを装備しました。

	商品名	商品番号	商品コード
	エール S (ボルドー)	23-6174-1	00614-000019
折りたたみ時: 幅 52.3 × 歯行 /1.2 × 喜さ 88.7 キャフター: 約.8 インチ			

袋サイズ:幅 30×奥行 20×高さ 16cm

ご利用者 (1割)

300 円 (3割)

(2割)

600 円 900 円 月額レンタル料金 3,000 円

商品名 商品番号 商品コード エールM (シャルドネ) 23-6175-1 00614-000020 折りたたみ時:幅58.3×奥行40.6×高さ97.7 キャスター:約8インチ

袋サイズ:幅 30×奥行 20×高さ 16cm

____ ご利用者 :□☆ (1割)

(2割) 300円 (3割)

600 円 900円

月額レンタル料金 3,000 円 傾斜のついた 握りやすいグリップ


ベッド・ ベッド 付属品

サービスコード/歩行器 介護給付:171009 予防給付:671009

面で止める

エール

日本ケアサプライ



軽い力で操作できる ブレーキ



剛性を高めた

六角フレーム

お出かけに便利な

T-JLM

重さ 5.7

床ずれ 防止用具 重さ 7.3 kg

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

77.3 69.9 〈 78.4 (4 段階) 86.5 (4 段階) 应而 高さ 50 高さ 43.5 583 61.4

商品名 商品番号 商品コード エール S (ボルドー) 23-6174-1 00614-000019 折りたたみ時:幅52.3×奥行41.2×高さ88.7 キャスター:約8インチ 袋サイズ:幅30×奥行20×高さ16cm 600円 月額レンタル料金 ご利用者 (1割) (2割) 300円 (3割) 負扣額 900円 3.000円 夕暮れ時にも安心な 折りたたみ時に活躍 バスケットつきで 荷物が増えても安心 ロック用フック 反射板つき 商品コード 商品名 商品番号 エール M (シャルドネ) 23-6175-1 00614-000020 折りたたみ時:幅58.3×奥行40.6×高さ97.7 キャスター:約8インチ 袋サイズ:幅 30×奥行 20×高さ 16cm 600 円 月額レンタル料金 (2割) 300 円 (3割) 負扣額 900円 3.000 円

くらしサポート歩行車 スムーディ室内用カジサポ

パナソニックエイジフリー





トレイは使い勝手のよい スクエア形状"







ご自宅での暮らしの安心と生活範囲をひろげます

商品名	商品番号	商品コード
スムーディ室内用カジサポ	23-6888-1	00980-000441
折りたたみ時:幅51×奥行39×高さ77~94cm キャスター:前輪17cm後輪17cm		
ご利用者 (1割) 負担額 3	50 円 ^(2割) 70(0 円 月額レンタル料金 0 円 3,500 円

レッツゴー ゥッドパターン/レッツゴーミニ シルバー



商品名	商品番号	商品コード
レッツゴー (ウッドパターン)	23-5690-1	00110-000098
折りたたみ時:幅 54 >	×奥行 22 ×高さ 90 ~ 99cm	キャスター:約6インチ
ご利用者 (1割) 負担額 3		0円 月額レンタル料金 3,000円



商品名	商品番号	商品コード
レッツゴーミニ (シルバー)	23-5993-1	00110-000106
折りたたみ時:幅50.5	×奥行 24 ×高さ 81 ~ 89cm	キャスター:約6インチ
ご利用者 /1 劇)	(2割) 600)円 月額レンタル料金
ご利用者 負担額 (1割)	00 円 (3割) 90(0 円 3,000 円

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



床ずれ 防止用具

体位

変換器

認知症

老人徘徊

感知機器

U WalkerⅡ ユーウォーカー2





86

非課税 工具不要で





速度制御機能をオンオフ

ダイヤルを回して速度制御 機能のオン/オフを切り替え ます。工具の必要がありま せん。



ダイヤル操作で 簡単速度調節

速度制御機能オンの時は歩 き出しから制御がかかり、強 さは6段階で調節できます。

速度制御付の歩行車。ハンドル高さは98cm(8段階)まで上がり、身長の 高い方にも安心してお使いいただけます。

商品名	商品番号	商品コード
ユーウォーカー2(オレンジ)	23-6595-0	00297-000118
折りたたみ時:幅 57	×奥行 39×高さ 86cm キャ	スター: 直径 20cm
ご利用者 (1割) 負担額	00 円 (2割) 800 1,200) 円 月額レンタル料金) 円 4,000 円

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・

車椅子

付属品

スロープ

手すり

リトルターンZ/リトルターンZ pp速付

アロン化成 87.5 87.5 107.5 107.5 (9段階) 95 (9段階 115 座面 高さ 53.5 62 5

商品名	商品番号	商品コード
リトルターンZ	23-6706-1	00221-000624
ナビリナ・ナ・フロナ・カラコのシャ南バーとコード	マラナのこ 115 ナ・フロ	・ ☆ キー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

袋サイズ:幅29×奥行12×高さ19cm 移動用 ご利用者 (1割) 日額レンタル料金 リフト・ 400円(3割) (2割) 800円 負担額 1,200円 4.000円 つり具



コンパクトな製品サイズと 小回りを補助する回転ローラー

屋内



最小旋回径が77.4cmと 小さいため、家の狭い廊 下でも小回りが利きます。

9.5

11

抑速付



·回転補助ローラ

旋回時に壁に当たっても 回転補助ローラーが回転 を補助するので、狭い家の 廊下でも楽々小回りができ、一人でも移動できます。

商品番号 商品コード リトルターンZ 抑速付 00221-000626 23-6758-1

折りたたみ時:幅39×奥行65×高さ95~115cm キャスター:前輪約8インチ、後輪約8インチ 袋サイズ:幅29×奥行12×高さ19cm

ご利用者 (1割) 900円 月額レンタル料金 450円 (3割) (2割) 負担額 1,350円 4,500円

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

シトレア WAW23

幸和製作所



83.5



本体幅は48cmとコンパク

ト、重量は7.9kgと比較的軽 量で、女性でも扱いやすい

ご利用者 (1割)

負担額



ベアリングを使用した車軸 で、旋回がスムーズです。タ イヤには耐摩耗性に優れた TPE素材を使用しています。

高さ調整ネジ抜け防止 高さ調整ネジが抜け落ちな い使用になっているため、 紛失を防止します。

軽量・コンパクトな前腕支持歩行車。

	商品名	商品番号	商品コード
	WAW23 (クリームイエロー)	23-6593-1	00030-000226
折りたたみ時: 幅48×奥行40×高さ83.5 キャスター: 前輪約20cm、後輪約15cm			

袋サイズ:幅27.5×奥行27×高さ18.5cm

800円 (2割) 400円(3割) 1,200 円

月額レンタル料金 4,000 円

サービスコード/歩行器 介護給付:171009 予防給付:671009

ラビット歩行補助車 WA-2

ウェルパートナーズ



肘を台にあずけた状態でも簡単にブ レーキができます。パーキングブ レーキは軽く押し下げるだけの簡単 操作です。

前腕支持台がついた歩行器。

ハンドルが握れない方、上肢・体幹のバランスが不安定な方におすすめです。

12 1 70 3 12 10 0 0 75 1 2 1X 17 11 0 7 15 1 X 12 0 7 5 1 0 0 7 5 1 7 0 0				
商品名	商品番号	商品コード		
WA-2	23-5704-0	01009-000002		
折りたたみ時:幅 51 ×奥行 47 ×高さ 95cm				
キャスター: 直径 18cm				
ご利用者 (1割)	介介 (2割) 80	0円 月額レンタル料金		

(2割) 400円 (3割) 負扣類 1,200 円

4.000 円

ブレーキワイヤーの前方への張り

出しを極力抑え、巻込み、挟み込み

8.5

歩行

歩行車friend

ウェルパートナーズ



スピード調整機構

ネジで最適な車輪の 回転の調整が可能。 全機種標準装備。

大きめの前輪

歩道の段差も楽々。 スムーズに歩行ができます。



商品名

歩行車friend(グレーメタリック)

収納可能。 コンパクトにたたんで 場所をとりません。

前腕支持台

座面に座れます。

高さ調整

柔らかで腕に優しく滑らない、

身長に合わせて調整できるので、 一台で複数の方が使えます。

汚れに強いレザータイプ。 前方へ回転させると

収納時に自立可能!折りたた んでも自立するため、壁に立 て掛ける必要がありません。

ループハンドル 握ったままで安定した 歩行ができます。

ハンドブレーキ / パーキングブレーキ

軽くて握り易いブレーキレバー。 肘を台にあずけた状態でも 簡単にプレーキがききます。

商品コード 01009-000025

23-6075-0 折りたたみ時:幅51×奥行47×高さ78~98cm キャスター:前輪8インチ・後輪7インチ

商品番号

ご利用者 (1割) 700 円 月額レンタル料金 (2割) 350円(3割) 負担額 1,050 円 3.500 円

歩行車friendⅡ

ウェルパートナーズ





高身長の方でもしっかり体を預けられるビッグサイズ。

	商品名		商品番号			商品コード
	歩行車friend II (ブラウン	23	3-6189-	0	010	009-000028
折りたたみ時:幅55.5×奥行50×高さ96.5~120cm キャスター:前輪8インチ・後輪7インチ						
	ご利用者 (1割) 負担額	EΛ	(2割)	700) 円	月額レンタル料金
	負担額 (Tal) 3	OU P	(2割)	1,050) 円	3,500 円

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



車椅子•車椅子付属品

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

車椅子の機能と名称

背シート



ご利用者の体の状態 に合わせて背シートの 張りが調節できます。



背シートが後方に倒 れます。



介助用のブレー キレバーが付い ています。

ハンドリム

ティッピングレバー

タイヤ(後輪)



空気圧の低下や、空 気漏れの心配があり ません。

キャスター(前輪)



屋外などの凸凹のある道でも振動が伝わりにくいキャスターです。


ティルト



ー座シートと背シート の角度はそのままに 後方に倒れます。

ハンドグリップ





アームサポート(ひじ当て)





ひじ当てがはね上が り、移乗に便利です。





ご利用者の体に合わせてひじ当ての高さが調整できます。

座シート



長時間座っていても 疲れにくく、床ずれ 防止効果もあります。

レッグサポート

フットサポート





フット・レッグ サポートが外方折りたたみ式で、移乗や片足走行の時に便利です。

重さの色分け











13kg~18kg _{以上} 未満





18kg 以上

車椅子の機能

車椅子(自走)

- ●自分で操作する
- ●後輪が大きい
- ●ハンドリムがある



車椅子(介助)

- ●介助者が操作してくれる
- ●後輪が小さい
- ●コンパクト



ティルト・リクライニング式車椅子

- ●座シートと背シートの角度はそのままに後方に倒れる(ティルト)
- ●背シートが後方に倒れる(リクライニング)
- ●頭部までサポートし安定した座位姿勢を保つ



サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・ ベッド 付属品

床ずれ

防止用具

ケアフィットウイング(自走)

3+





ウイング、スイングアウト機能追加により自走するときも、さらに介助される方 がいる時も、より快適に移動や移乗がしやすくなりました。





3#

胸椎下部を支える胸椎サポートベルト、及び骨盤を支えるための腰椎サポート ベルトを追加。心地よく体幹を安定的に保持します。

アフィットプラス(自走)

が外側へひらく、移乗に便利な車椅子

ワンフィットベルトと3Dフレームにより、小柄な方や 円背の方にもやさしくフィットします。







体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポート





スライドグリップ

力が弱くて駐車ブレーキをかけるのが大変な方、ブレーキレバーが短 いと届きにくい方に有効です。ベッドに横移乗したいときには、短く収 納できます。





アームサポートの高さを状態に合わせて調整できます。



握力が弱くても車椅子を漕ぎや すいハンドリムを標準装備。



※前座高・後座高・ひじ高は クッションの厚み含まず 商品コード

商品名	商品番号	商品コード		
ケアフィットウイング	21-6821-0	00122-000584		
前輪:6インチ 後輪:20インチ 折りたたみ:全幅29×全高62・64.5・67×全長94cm クッション厚さ:前方8cm後方6cm				

1,200円 月額レンタル料金 負担 1.800円 6.000円

J用者 ■額	(1割)	6	0	$O_{\mathbb{H}}$	(2割)	

背張り調整により座位姿勢のバランス維持をサポートする車椅子







非課税

ィットベルト 実用新案出願済の背張り かたての異なる2種類の 調節機能。短時間での エラスティック フィッティングが可能 ウェビングベルトが スの利米山原月の月張 調節機能。短時間での フィッティングが可能

40 83.5 25 86 32.5 88 5 35 37.5 座幅 40 ※前座高・後座高・ひじ高は クッションの厚み含まず

3,000 円

C 9 o	
座奥行	36cm
小振た士の名	211

小柄な万の多い 日本人高齢者に適した サイズ設計でずっこけ 座りを防ぎます。

ご利用者様に合わせて 座面高を3サイズから

お選びいただけます。

商品名	商品番号	商品コード
ケアフィットプラス	21-6183-0	00122-000530
前輪:6インチ 後輪:20インチ 折	りたたみ:全幅31×全高60・62.5・65	i×全長91cm クッション厚さ:6cm
ご利用者 (1割) 負担額	OO (2割) 60() 円 月額レンタル料金
負担額	00円(2割) 600	0 円 3.000 円



非課税

ベッド・ ベッド 付属品



BAL-1(自走)

車椅子•車椅子付属品

40

22

座幅

40



体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

ご利用者 (1割) 負担額

商品名

BAL-1

後輪:22インチ 折りたたみ:全幅33.5×全高67×全長96.5cm 300円 (3割)

グレイスコア (自走) GRC-11B

600円 (2割) 900円

商品番号

21-5755-0

月額レンタル料金 3.000円

非課税

4,500円

1,350円

商品コード

00122-000451





歩行器

車椅子 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

購入 対象品

販売品

情報



GRC-11B (ブラック) 21-7242-0 00066-000399 前輪:5インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅32.5×全高69×全長95cm クッション厚さ:5cm __ ご利用者 (1割) (2割) 1,000円 月額レンタル料金 500円 (3割) 負担額 1.500円 5.000円 日進医療器 全幅 前 22 奥 24 座幅 40 ※前座高・後座高・ひじ高は クッションの厚み含まず 商品番号 商品コード NA-U1 (インディゴ) 21-6265-0 00175-000318 前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅30×全高66×全長97cm クッション厚さ:4cm ___ ご利用者 (1割) (2割) 1,000円 月額レンタル料金 500円 (3割) 負扣額 1.500円 5.000円

非課税

ウルトラ(自走) NA-U1





ベッド・イッド・イッド 付属品

床ずれ

体位

変換器

認知症

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用

リフト・

つり具

介護保険

購入 対象品

販売品

情報

老人徘徊 感知機器

防止用具

















車椅子•車椅子付属品



体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

17.1

---ご利用者 (1割)

負扣額

日進医療器

手すり

商品名 GRC-51B

ウルトラモジュール(自走) NA-U7

(2割)

座幅 40

6.000円

非課税

※前座高・後座高・ひじ高は クッションの厚み含まず

歩行 補助杖

歩行器

車椅子 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入

販売品

対象品

情報

重さ 17.9 kg



商品番号 商品コード 21-7434-0 00066-000409 前輪:5インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅32×全高93×全長95cm クッション厚さ:5cm

1,200円 月額レンタル料金 600円 (3割) 1.800円

ネクストコア・アジャスト (自走) NEXT-51B HB 松永製作所 ハイブリッドタイヤ 全幅 56 38 88 25~31 90 41 43 45 座幅 40 14.6 NEXT-51B HB ※前座高・後座高・ひじ高は クッションの厚み含まず NEXT-51B NEXT-51B HB 商品名 商品番号 商品コード NEXT-51B(ブルー) 21-6039-0 00066-000320 00066-000362 NEXT-51B HB (ブルー) 21-7019-0 前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅28×全高67.5×全長96cm クッション厚さ:前方3cm後方2cm 1,200円 月額レンタル料金 (2割) 600円 (3割) 負扣額 1.800円 6.000円



NA-U7 (インディゴ) 21-6404-0 00175-000336 前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅30×全高65·67·69×全長99cm クッション厚さ:4cm 1,400円 -ご利用者 (1割) (2割) 日額レンタル料金 負担額

'00円 (3割) 2,100円 7.000円



スキット1000 (自走) SKT-1000

スイングアウト 移乗の際、フット・レッ グサポートを回転させ るように開けたり、取 り外すことができます。よく壁にぶつかる ころでもあるので、 さらに強度をアップし

た調整式

アームサポート ご利用される方に合 トの高さを調整でき

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが 外側へひらく、移乗に便利な車椅子

テンション調整式シート

- ト幅モジュール 身体状況や使用環 境の変化に応じて 「座面高・シート幅」 をそれぞれ3段階に 調整することがで

きます。



非課税

非課税



ティングの心地よさを追 求し生み出された調整式シ トです。座ったまま調整がで きるようになりました。

ロックンブレーキ 従来はタイヤに対して点で押し付けて停止するタイプでしたが、 ロックンブレーキは面で押し付け てタイヤをがっちりホールド。制動力が大幅に向上。空気圧の低 いタイヤでもしっかり停止します。

全幅 40 53·55·57 26 · 28 · 30 86.5~92.5 41 385 91.5~97.5 41 (4段階 43.5 43.5 46 100 40 • 42 • 44

※前座高・後座高・ひじ高は クッションの厚み含まず

商品番号 商品コード SKT-1000 (ブルー) 21-6208-0 00122-000524 前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅32×全高66.5×全長75cm クッション厚さ:6cm

-ご利用者 (1割) 1,300 円 (2割) 650円(3割) 1,950 円 月額レンタル料金 6.500 円

非課税

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002



床ずれ

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用

リフト・

つり具

介護保険

購入

対象品

販売品

情報

防止用具













カルティマ(自走) CRT-5



車椅子・車椅子付属品

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

ケアフィットウイング(介助)



歩行 補助杖

手すり

歩行器

車椅子· 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

ケアフィットプラス(介助)

胸椎下部を支える胸椎サポートベルト、及び骨盤を支えるための腰椎サポート ベルトを追加。心地よく体幹を安定的に保持します。

ウイング、スイングアウト機能追加により自走するときも、さらに介助される方

がいる時も、より快適に移動や移乗がしやすくなりました。

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポート が外側へひらく、移乗に便利な車椅子

ワンフィットベルトと3Dフレームにより、小柄な方や 円背の方にもやさしくフィットします。







力が弱くて駐車ブレーキをかけるのが大変な方、ブレーキレバーが短 いと届きにくい方に有効です。ベッドに横移乗したいときには、短く収 納できます。





アームサポートの高さを状態に合わせて調整できます。



座クッションはセパレートアンカーにより、高さ調 整が可能。足こぎが容易なポジションを作れます。

		幅 5	
28·30 32·34			86
			• 88.5
35	\mathcal{A}_{i}	35	• 91
37.5		7.5	_
40 座幅 40	11	04	
	高・後座高・	ひじ高は	t
クッ	ションの厚	み含ます	20

商品コード ケアフィットウイング 21-6822-0 00122-000585

前輪:6 インチ 後輪:14 インチ 折りたたみ: 全幅 26 ×全高 62・64.5・67 ×全長 91.5cm クッション厚さ: 前方8cm後方6cm ご利用者 (1割) (2割) 1,200円 月額レンタル料金 600円 (3割) 負担額 1.800円 6.000円

介護保険 購入 対象品

販売品

情報



背張り調整により座位姿勢のバランス維持をサポートする車椅子

ワンフィットベルトとエラスティックベルトの組み合わせで、 利用者の背中をやさしくサポートする車椅子です。



調節機能。短時間での

フィッティングが可能





かたさの異なる2種類の エラスティック ウェビングベルトが やさしくフィットします。



ご利用者様に合わせて 座面高を3サイズから お選びいただけます。

※前座高・後座高・ひじ高は クッションの厚み含まず 商品コード

グリーン 非課税

ケアフィットプラス 21-6385-0 00122-000543 前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみ:全幅27×全高60・62.5・65×全長85cm クッション厚さ:6cm 月額レンタル料金

ご利用者 (1割) 負担額

(2割) 300円 (3割) 600 円 900円

3,000 円

床ずれ

体位 変換器

認知症

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子· 車椅子 付属品

スロープ

移動用

リフト・

つり具

介護保険

購入 対象品

販売品

情報

老人徘徊 感知機器

防止用具

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002













非課税

ベッド・ ベッド 付属品



BAL-4 (介助)

車椅子・車椅子付属品

40

4.000円

5.500円

22 5

46

1.200円

1.650円



体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

ご利用者 (1割) 負担額

松永製作所

負担額

重さ 13.2 kg 座幅 40 商品名 商品番号 商品コード BAL-4 21-5864-0 00122-000454 前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみ:全幅27.5×全高69.5×全長66.5cm 月額レンタル料金 800円 (2割) 400円 (3割)

グレイスコア マルチ (介助) GRC-41B

歩行 補助杖

歩行器

車椅子 車椅子 一個 分

スロープ

移動用 リフト・ つり具

38/34 56.5 25 重さ 15.1 kg 座幅 40 ※前座高・後座高・ひじ高は クッションの厚み含まず 商品番号 商品コード GRC-41B (ブラック) 21-7245-0 00066-000402 前輪:5インチ 後輪:16インチ 折りたたみ:全幅32×全高69×全長95cm クッション厚さ:5cm ご利用者 (1割) (2割) 1,100円 月額レンタル料金 550円 (3割)

ネクストコア・マルチ(介助) NEXT-41B 非課税 松永製作所 全幅 55 38 23.5 座幅 40 ※前座高・後座高・75じ高は クッションの厚み含まず 商品名 商品番号 商品コード NEXT-41B(ブルー) 21-6042-0 00066-000319 前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみ:全幅27×全高65.5×全長94.5cm クッション厚さ:前方3cm後方2cm 1,100円 月額レンタル料金 --ご利用者 (1割) (2割) 550円 (3割) 負扣額 1.650円 5.500円



スキット2 (介助) SKT-2

介護保険 購入 対象品

販売品

情報




軽くて、コンパクト! 持ち運びに便利な車椅子

全幅48cm、狭い場所もスイスイ移動できるスレンダー車椅子、 多機能タイプ。持ち運びや車への積み込みも便利です。



コンパクトに収納できます。



非課税

商品名	商品番号	商品コード
SKT-2	21-5279-0	00122-000320
前輪:6インチ 後輪	:14インチ 折りたたみ:全幅2	1×全高69.5×全長65cm
ご利用者 (1割) 負担額	50 円 (2割) 1,300	

負扣額

負担額

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002











1.800円



2.100円



負担額

スイングアウト 移乗の際、フット・レッ グサポートを回転させ るように開けたり、取 り外すことができま す。よく壁にぶつかる ころでもあるので さらに強度をアップし

7.000円



-ムサポート ご利用される方に合 トの高さを調整でき

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが 外側へひらく、移乗に便利な車椅子

700円 (3割)



ート幅モジュール 身体状況や使用環 境の変化に応じて、「座面高・シート幅」 をそれぞれ3段階に 調整することがで

2,100 円



7,000 円

非課税

ティングの心地よさを追 求し生み出された調整式シ トです。座ったまま調整がで きるようになりました。 ロックンブレーキ

従来はタイヤに対して点で押し付 けて停止するタイプでしたが、ロックンブレーキは面で押し付け てタイヤをがっちりホールド。制 動力が大幅に向上。空気圧の低 いタイヤでもしっかり停止します。

40 • 42 • 44 ※前座高・後座高・ひじ高は クッションの厚み含まず

商品名	商品番号	商品コード
SKT-2000 (ブルー)	21-6210-0	00122-000525
前輪:6 インチ 後輪:14 インチ 掛	fりたたみ:全幅27 ×全高66.5・69・71.	5 ×全長66cm クッション厚さ:6cm
ご利用者 (1割) 負担額 6 .	50 円 ^(2割) 1,300 円 ^(3割) 1,950) 円 月額レンタル料金) 円 6,500 円

防止用具

床ずれ

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

6.000円

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

非課税

ベッド・ ベッド 付属品



ふわりす (KF) シリーズ (介助) (エア軽量タイヤ仕様)

車椅子•車椅子付属品



体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

防止用具



商品名 商品番号 商品コード KF16-40SB(すみれパープル) 21-6218-0 00160-000240 前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみ:全幅28×全高66×全長84cm 1,000円 月額レンタル料金 --ご利用者 (1割) (2割) 負扣額

500_円 (3割) 1.500円 5.000円 カルッタ (介助) CRT-2 非課税



24.5

43.5

ご利用者 (1割) (2割) 860 円 日額レンタル料金 負担額 円 (3割) 1.290 円 4.300 円

介護保険 購入 対象品

販売品

情報



1,500 円

5.000 円

500円(3割)







床ずれ 防止用具

体位

変換器

認知症

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子

付属品

スロープ

移動用

リフト・

つり具

介護保険

購入 対象品

販売品

情報

6,500円

老人徘徊 感知機器









1,300円

1.950円

6.500円





前輪:4インチ後輪:12インチ後方キャスター:4インチ折りたたみ:全幅34×全高64.5×全長86cmクッション厚さ:前方3cm後方2cm

(2割)

650円 (3割)

1.300円

1,950円

月額レンタル料金

6,500円

(2割)

650円 (3割)

ご利用者 (1割)

ご利用者 (1割)

負扣額



1,950円

非課税

ベッド・ ベッド 付属品



ラクーネ2 (自走)

車椅子・車椅子付属品



体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

— ご利用者 (1割) 負扣額

商品名 商品番号 ラクーネ2 21-5940-0 前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅38.5×全高78×全長75cm

立ち上がると車椅子後方移動を

制御する装置が働く「ノンバックブレーキ付」

とまっティ(自走)

1,400円 (2割) 700円 (3割) 2.100円

MBY-41B

月額レンタル料金

商品コード

00122-000477

座幅

40

7,000円

非課税

99 (駆動輪

移動時:122)

歩行 補助杖

歩行器

車椅子 車椅子 付属品

スロープ

つり具

移動用 リフト・

40 26 · 28 30 · 32 37.5 40 重さ 16.6 kg ※前座高・後座高・ひじ高は クッションの厚み含まず 商品コード 21-6191-0 MBY-41B(エメラルド)

00122-000528 前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅38×全高69×全長95cm クッション厚さ:4cm 月額レンタル料金 ご利用者 (1割) 1,100円 (2割) 550円 (3割) 負担額 1.650円 5.500円

介護保険 購入 対象品

販売品

情報



(2割)

650円 (3割)

1,300円

1,950円

月額レンタル料金

6,500円







-ご利用者 (1割)

負担額

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症

老人徘徊

感知機器

非課税

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る) 単位:CM サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002





TRC-3DX 21-6765-0 00122-000583

前輪:6インチ 後輪:14インチ ティルト角度:0°~20° リクライニング角度:90°~110° 折りたたみ: 全幅36×全高67.5×全長80.5cm 耐荷重: 100kg

負扣額

900円 (3割)


(2割)

1,800円 2.700円

月額レンタル料金 9.000円



ティング時の脚長差によるズレが 起こりにくく、レッグサポートの位置と角 度調整ができることで、最適なサポートが 得られます。フットサポートは前後・左右・ 角度調整が可能。



※前座高・後座高・ひじ高は クッションの厚み含まず

商品コード 商品名 商品番号 TRC-3DX用マルチエルゴエレベーティング 29-8380-1 00122-000436 左右別々に脚部の角度を無段階(12~71度)調節、ステップ(足台)角度調整(±45度)

月額レンタル料金 400 円 (2割) 200 円 (3割) 600円 2.000 円

スキット8 (介助) SKT-8

商品名

SKT-8

--ご利用者 (1割)

負担額

22·24 26·28 30·32 40

座幅

40

折りたたみ:全幅32×全高71×全長72cm

リクライニング角度:90~110°

1,800円

2,700円

商品コード

00122-000485

月額レンタル料金

9.000円

全幅 49

歩行

非課税

補助杖

手すり

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険

購入 対象品

販売品

情報







商品番号

21-6422-0

(2割)

900円 (3割)

後輪:14インチ

ティルト角度:0~20°



商品名

車椅子・車椅子付属品

床ずれ 防止用具 オアシスポジティブ(自走・介助)

座と背シートの角度はそのまま後方に倒れるティルト機能に加え

背シートの角度調整も可能なリクライニング機能付き

非課税 背張り 調節

> 全幅 53 35

> > 107.5

松永製作所 在庫限定品

スイングアウト&エレベーティング付。バックサポートの上部が、前方へ折れ曲がり バックサポート全体で活動的な前向きの姿勢をキープします。

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

ご利用者 (1割) 負扣額

歩行 補助杖

歩行器

車椅子 車椅子

付属品

スローブ

自走型 全幅 57 18~24 37 39 92 5 座幅 40

商品番号

※前座高・後座高・ひじ高は クッションの厚み含まず 商品コード

OS-11TRSP S&E 21-5725-0 00066-Z00054 前輪:5 インチ 後輪:18 インチ ティルト角度:0°~25° リクライニング角度:90°~115° クッション厚さ:5cm

折りたたみ:全幅 35×全高 91.5×全長 92.5cm 耐荷重:75kg 1,800円 月額レンタル料金 (2割) 900円 (3割)

2.700円

商品名 OS-12TRSP S&E

---ご利用者 (1割)

負扣額

25.4

前輪:6インチ 後輪:12インチ ティルト角度:0°~25° リクライニング角度:90°~115° クッション厚さ:5cm 折りたたみ:全幅 32 ×全高 95.5 ×全長 90.5cm

1,800 円 (2割) 円 (3割) 2.700円

商品番号

21-5724-0

介助型

全幅53cmのコンパクト設計

~26

座幅 40

月額レンタル料金 9.000 円

非課税

※前座高・後座高・ひじ高は クッションの厚み含まず

商品コード

00066-Z00011

マイチルト-ミニ3D MH-SRL-SE F02 スイングアウト&エレベーティング・リフトアップ付

座と背シートの角度はそのまま後方に倒れるティルト機能に加え 背シートの角度調整も可能なリクライニング機能付き

松永製作所 4つの"しっかり"でアプローチ

> ①小柄な女性もしっかり奥まで座れる 座シート奥行 35cm のショートサイズ ②膝が伸びない人もしっかりと足を乗せる 直下構造のフットサポート

9.000円

③円背の方の背中と背シートのすき間をしっかり埋める 背上部フレーム前折れ『ポジティブ機構』 ④小柄な方の頭部もしっかりささえる

低い位置から傾く人まで自在に設定

-クヘッドサポート **既存のヘッドサポートよりも低いポ** ジションから設定ができ、上下・前 後・左右まで自在に設定可能です。



リフトアップキャスタを下げることで車輪が 浮き、真横への移動や旋回が可能。ベッドへ の移乗時や、狭い廊下での通行に便利です。



※前座高・後座高・ひじ高は クッションの厚み含まず

9.500 円

商品名 商品番号 商品コード MH-SRL-SE F02(ブルー) 21-6858-0 00066-000352 前輪:5インチ 後輪:12インチ ティルト角度:0°~25°

リクライニング角度:90°~110° 耐荷重:100kg クッション厚さ:前6.5cm、後4cm

日額レンタル料金

1,900 円 ─ ご利用者 ∵ (1割) (2割) 950 円 (3割) 負扣額 2.850 円

リフト・ つり具

移動用

介護保険 購入 対象品

販売品

情報



MH-CR2L-SE (ネイビー) 21-7533-0 00066-000414 前輪:5 インチ後輪:12 インチ ティルト角度:0°~30° リクライニング角度:90°~ 125° 折りたたみ:全幅40×全高79.5×全長93.5cm 耐荷重:100kg クッション厚さ:6.5cm -ご利用者 (1割) 1,900円 (2割) 月額レンタル料金 950円 (3割) 2,850円 9.500円



税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る) 単位:CM

ベッド・

ベッド 付属品

床ずれ

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子

付属品

スロープ

移動用

リフト・

つり具

介護保険

購入 対象品

販売品

情報

防止用具

非課税

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

を位保持ティルトリクライニング ラクレスト 介助ブレーキ付/エレベーティング PTH-EL-1

座位保持できない方の姿勢を、 車椅子が変形して長時間サポートします。

ピジョンタヒラ



プロフィットケアの





エレベーティング PTH-EL-1

- ●スイングアウトエレベーティング仕様
- ●フットサポート角度調節機能付き (フラット方向に 90度まで無段階)
- ●ふくらはぎパッド前後調節機能付き (2~3cmの調整幅あり)
- ●足保護のための保護カバー付き





※前座高・後座高・ひじ高は クッションの厚み含まず

1.500 円

非課税

商品名	商品番号	商品コード
ラクレスト 介助ブレーキ付 PR-2000B	21-7342-0	00495-000067
前輪:6イン	チ 後輪:14インチ ティルト角)	度:7~10°
リクライニング角度:	95~152゜ クッション厚さ:50	cm 耐荷重:75kg
ご利用者 /1 朝	(2割) 1,960) 円 月額レンタル料金
ご利用者 負担額 (1割) 9	80 四 (3割) 2 940	0 800 @

	左右別々	に脚部
) 円	ご利用者 負担額	(1割)

商品番号 商品コード エレベーティング PTH-EL-1 00495-000071 29-9671-1 生右別々に脚部の角度を無段階 (12~72度) 調節、ステップ (足台) 角度調整 (±45度) 300 円 (2割) 月額レンタル料金 150円(3割)

450 円

フルリクライニングキャリーFC-120 レザーシートサイドスカート付 おしりも背中もズレない快適な乗り心地と 介助者の負担軽減を追求 ピジョンタヒラ 居住性を高める3つの構造





おしりがズレない膝ティ









※前座高・後座高・ひじ高は クッションの厚み含まず

商品コード 商品名 商品番号 フルリクライニングキャリーFC-120 21-7457-0 00495-000050

後輪:12インチ

リクライニング角度:94~174° クッション厚さ:5~6cm 耐荷重:75kg 2,400 円 (2割) 1,200 円 (3割) 3.600 円

月額レンタル料金 12,000 円



車椅子•車椅子付属品

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

步行 補助杖

7JIL/137

幅のスライド調整により 座幅30~44cmの車いすに 取り付けできます。※1

車いすの背パイプに簡単に着脱ができます。車いすの背角度、座幅、利用者の姿勢に合わせて、枕の上下・左右・前後の位置、および角度をそれぞれ独立して調整できます。

商品名	商品番号	商品コード
MS-0009	29-6760-1	00122-000461
対応可能な座幅(カタロ	グ値):最小30/最大44cm ※	1 一部特殊フレーム除く
ご利用者 (1割) 負担額 2	(2割) 400 (3割) 600	

TRC-3DX用マルチエルゴエレベーティング

スマートヘッドサポート MS-0009

重さ 4.4 kg ※1台分

_ =

歩行器

車椅子 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

エレベーティング時の脚長差に よるズレが起こりにくく、レッ グサポートの位置と角度調整が できることで、最適なサポート が得られます。フットサポート は前後・左右・角度調整が可能。

商品名		商品	番号		商品コ-	- F	
TRC-3DX用マルチエルゴエレベー	ティング	29-8	380-1	00	122-0	00436	
左右別々に脚部の角度	を無段階((12~71度)	調節、ステッ	プ (足台)	角度調整	(±45度)	
ご利用者 負担額 (1割)	20	(2	2割) 4	-00円	月額レン	ノタル料金	
負担額 (「刮)	ZU)0円(3	3割) 6	00円		2,000円	J

ブレーキ延長棒

商品名	商品番号	商品コード
【ミキ】延長用レバー +10cm	29-5303-1	00122-000426
【ミキ】延長用レバー + 5cm	29-5304-1	00122-000425
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	0円 月額レンタル料金
負担額 (1部)	〇 円 (3割)	0 円

商品名	商品番号	商品コード
【日進医療器】 + 18cm	29-0213-1	00175-Z00024
ご利用者 (1割)	つへ ^(2割) 6	0円 月額レンタル料金
負担額 (T部)	30円(3割) 9	0 円 300 円
商品名	商品番号	商品コード
【松永製作所】+ 5cm	29-5110-1	00066-000298
【松永製作所】 + 10cm	29-5111-1	00066-000298
ご利用者 (1割)	つ ん ^(2割) 6	0円 月額レンタル料金
負担額 (Tal)	ろし 田(3割) 9	0円 300円

商品名	商品番号	商品コード
【カワムラサイクル】 + 10cm	29-7584-1	00160-000170
ご利用者 (1割) 負担額	つ	0円 月額レンタル料金
負担額 (1部)	30 _円 (2割) 6	0円 300円

テーブル (大) 横差し前後スライド式

ミキ



※取り付けに関しては付属品 適合表をご参照ください。



※使用イメージ

横差し金具・受け金具 前後にスライドが可能です。

9 9 0 1) [[] [] [] [] [] []		
商品名	商品番号	商品コード
テーブル(大) 横差し前後スライド式	29-0370-1	00122-000216
サイズ:幅	60×奥行45×厚さ1.5cm 重	さ:2.5kg
ご利用者 (1割) 負担額	(2割) 200	0円 月額レンタル料金
負担額 (189/	00円(3割) 300	0円 1,000円

<u>マルチエルゴエレベーティング</u>

ミキ



マルチエルゴエレベーテイング *** フットサポートとレッグサポートの細かい 調整が可能です。



エルゴエレベーティング II ステップに足を乗せたまま左右別々に 脚部を上げ下げすることができます。

商品名	商品番号	商品コード
マルチエルゴエレベーテイング	29-6338-1	00122-000436
左右別々に脚部の角度を無段	階(12~71度)調節、ステップ	(足台)角度調整 (±45度)
ご利用者 (1割) 負担額 2 (00 円 (2割) 400	
		0 円 2,000 円
商品名	商品番号) 円 2,000 円 商品コード
	商品番号	_,,
商品名 エルゴエレベーテイング II	商品番号	商品コード 00122-000383

ご利用者 (1割) **200** 円 (2割) **400** 円 月額レンタル料金 自担額 (1割) **600** 円 **2,000** 円

ワンタッチシートベルト MS-111

3+



座位をしっかりと安定させます。

商品名	商品番号	商品コード
MS-111	29-5959-1	00122-000225
Ħ	イズ:幅 5 ×長さ 80 ~ 100ci	m
ご利用者 (1割)	(2割)	0円 月額レンタル料金
負担額 (1部)	〇円 (3割)	0円 0円

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る) 単位:CM

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・ ベッド 付属品

杖入れ/杖置き

● ミキ 杖入れ(1本用)



CRT用杖入れ MS-0022

● カワムラサイクル 杖置き



松永製作所 杖入れ(大)



※取り付けに関しては付属品 適合表をご参照ください。



3+

商品名	商品番号	商品コード
杖入れ (1本用) MS-1	32 29-5999-1	00122-000252
ご利用者 負担額 (1割)	30 円 (2割) 6	0円 月額レンタル料金
負担額 (「刮)	ろし 円 (3割) 9	0 円 300 円

カワムラサイクル

	商品名		商品番号			商品コード
杖置き	KY40276	29	-8333-1		00	160-000169
ご利用者 負担額	(1 史川)	20	(2割)	60	円	月額レンタル料金
負担額	(1심)	30 _F	(3割)	90	円	300 円

松永製作所

商品名	商品番号	商品コード
杖入れ(大) X-WC92-010	29-8337-1	00066-000344
ご利用者 (1割) 負担額	こ へ ^(2割) 10() 円 月額レンタル料金
負担額 (1部)	50 円 (3割) 15(500 円

松永製作所

商品名	商品番号	商品コード
杖入れ(小) PO-09C	29-0150-1	00066-000212
ご利用者 (1割) 負担額	(2割)	7 円 月額レンタル料金
負担額 (1部)	〇 円 (3割)	0 円

MS-0026 (CRT-1LoB/1Lo/5Lo用) MS-0027(CRT-1LoB/1Lo/5Lo以外 CRT用ボンベ架

3+



MS-0026

MS-0027

酸素ボンベを携帯する際に使用。ベルトによって大きさの調整が可能です。

商品名	商品番号	商品コード
CRT用ポンベ架 MS-0026(CRT-1LoB/1Lo/5Lo用)	29-8941-1	00122-000600
ご利用者 負担額 (1割)	00 四 (2割) 20(3割) 30(0円 月額レンタル料金
負担額 (1837)	JU 円 (3割) 30	0 円 1,000 円
商品名	商品番号	商品コード
CRT用ポンペ架 MS-0027 (CRT-1LoB/1Lo/5Lo以外)	29-8392-1	00122-000601
ご利用者 (1割)	へへ ^(2割) 20	0円 月額レンタル料金
負担額 (T割)	リリ 円 (3割) 30	0 円 1,000 円

杖を携帯する際に使用します。

商品名	商品番号	商品コード
CRT用杖入れ MS-0022	29-8545-1	00122-000596
ご利用者 負担額 (1割)	20 (2割) 6	0円 月額レンタル料金
負担額 (「 ^{刮)}	30円(3割) 9	0円 300円

ボンベ架/延長ティッピング

※取り付けに関しては付属品 適合表をご参照ください。



延長ティッピングバー



酸素ボンベを携帯する際に使用します。 ベルトによって大きさの調整が可能です。

●機種によってはボンベ架取付けには [延長ティッピングバーMS-138] の併用が必須となります。

商品名	商品番号	商品コード
ボンベ架 MS-134	29-5918-1	00122-000214
ご利用者 (1 朝)	へへ ^(2割) 200	0円 月額レンタル料金
負担額 (1割)	UU 円 (3割) 30(0 円 1,000 円
商品名	商品番号	商品コード
延長ティッピングバー MS-138	29-6057-1	00122-000387
ご利用者 (1 朝)	へへ (2割) 200	0円 月額レンタル料金
全型の 負担額 (1割)	UU 円 (3割) 300	0 円 1,000 円

NEXT専用 酸素ボンベ架/転倒防止キャスタ付

※取り付けに関しては付属品 適合表をご参照ください。

松永製作所





●後方への転倒のおそれがある場合は転倒防止の取り付けをおすすめします。

商品名	商品番号	商品コード
酸素ボンベ架 X-WC91-001	29-8338-1	00066-000345
ご利用者 (1割) 負担額	00円(3割) 30	0円 月額レンタル料金 1,000円
商品名	商品番号	商品コード
転倒防止キャスタ付	29-8339-1	00066-000356
ご利用者 (1割)	OO (2割) 20	0円 月額レンタル料金
負担額 (1部)	リリ 円 (3割) 30	0 円 1.000 円

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



車椅子•車椅子付属品

床ずれ 防止用具

WHILL Model CK2

WHILL

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行

誰でも簡単に運転できる操作性と、行く場所を選ばない小 回り性能、パワフルな走行性で安心して出かけられます。





電動カートでは入れない場所で も、小回り機能でらくらく移動。



左右のモーターを適切に制御することで、横に傾斜した道でもまっすぐ走



でこぼこ道や段差乗り越えの衝撃を吸 収。長時間走ってもストレスを感じません。



40 ※前座高・後座高・ひじ高は クッションの厚み含まず

非課税

商品名 商品番号 商品コード WHILL Model CK2 25-6044-0 01520-000028

前輪:10.1 インチ 後輪:10.4 インチ 連続走行距離:約18km 最高前進速度:6km/h 満充電までの最大所要時間:5時間 重さ(バッテリー含):約52kg

5,400 円 (2割)

(1割) 2.700 円 (3割)

8.100 円

月額レンタル料金 27.000 円

非課税

補助杖

JWアクティブプラス P 介助操作部なし ニッケル

ヤマハ

旅行に、お買い物に、毎日が変わります

歩行器

車椅子 車椅子 付属品

スロープ


移動用 リフト・ つり具



●跳ね上げアームレスト

●スイングアウト&着脱式フットレスト





商品名	商品番号	商品コード
JWアクティブプラス P 介助操作部なし ニッケル	25-6038-0	00233-000104

最大使用者体重: 100kg (積載物含む)

自走速度: (前進) 1.7~4.5km/h (後進) 0.9~2.3km/h 連続走行距離: 15km

ご利用者 (1割) **2.700** 円 (3割) 5,400 円 (2割) 月額レンタル料金 8.100 円 27,000 円

介護保険 購入 対象品

JWアクティブプラス P 介助操作部あり ニッケル

ヤマハ


旅行に、お買い物に、毎日が変わります



販売品

情報





●スイングアウト&着脱式フットレスト







非課税

商品名	商品番号	商品コード
JWアクティブプラス P 介助操作部あり ニッケル	25-6036-0	00233-000097

最大使用者体重:100kg (積載物含む) 実用登坂角度:6° 自走速度: (前進) 1.7~4.5km/h (後進) 0.9~2.3km/h

介助速度: (前進) 1.0~4.9km/h (後進) 0.4~1.9km/h 連続走行距離:15km

(2割) 6,000円 月額レンタル料金 3,000 円 (3割) 9,000 円 30,000 円 サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・ ベッド 付属品

アシストホイールライト

ナブテスコ



気軽に利用できる"電動アシスト車椅子"です

登り坂ではモーターがらくらくアシスト、下り坂では 自動ブレーキで安心です。操作はシンプルで簡単です。 電源を入れる以外にボタンやダイヤル設定は不要です。





センサ内蔵グリップで介護 者の負担を自動検知。電源 を入れたら、あとは手動車 いすと同様に操作するだけ



おとしよりでも

お年寄りのご夫婦に…

これからますます増えるお年寄り同士 の介護。車椅子に乗っている方も「重 いのに申し訳ない」と遠慮しがちになっ てしまいます。 アシストホイールなら 外出の機会も増えて、ますます元気に!



芝生でも

芝生や砂利道などで…

外に散歩に出かけると意外と多いのが芝生や 未舗装の道路。普通の手動車椅子なら、避け てしまいがちのこんな場所もアシストホイー ルなら安心・ラクラク!




デイサービスの送迎で…

福祉車両のスロープは意外ときつくて 乗り降りが大変。アシストホイールな ら、急勾配のスロープでも安心・ラク



急勾配のスロープで…

スロープを付けたのは良いも のの、勾配が急すぎて押すの が大変という方に。アシスト ホイールなら急勾配のスロー プでも安心・ラクラク!



商品名	商品番号	商品コード
アシストホイールライト	25-5945-0	00025-000023
前輪:6 インチ 後輪:16 イン	チ 連続走行距離:約7km	登板角度:10° 耐荷重:75kg
折りたたみサイズ:全幅 33.5 >	〈全高 68 ×全長 106cm 満充電	電までの最大所要時間: 130分
ご利用者 (1割) 1 1	(2割) 2,20	0円 月額レンタル料金
負担額 (1部)	00円 (2割) 2,20 (3割) 3,30	0円 11,000円

skit JUX プラス 介助操作部なし ニッケル



(バッテリー含む)		40	
商品名	商品番号	商品コード	
skit_JUX プラス 介助操作部なし ニッケル	25-6028-0	00122-000540	
最大使用者体重: 100kg (積載物含む) 実用登坂角度: 6°			

自走速度: (前進) 1.6~4.6km/h (後進) 0.9~2.3km/h 連続走行距離: 16km

5,400円 (2割) 月額レンタル料金 2.700円(3割) 8,100円 27,000円

ステッキホルダー ヤマハ

ヤマハ



商品名	商品番号	商品コード
ステッキホルダー ヤマハ	29-9899-1	00233-000056
ご利用者 (1割) 1 負担額	(2割) 200)円 月額レンタル料金
負担額 (「剖)	00円(3割) 300	0円 1.000円

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



遊歩 スマイル

車椅子•車椅子付属品

床ずれ 防止用具

安全性に配慮した機能が充実。笑顔あふれる毎日を!

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり





遊歩 スマイルα

セリオ

お買い物に最適!大容量の収納力にプラスアルファの安全性。

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具








LED ヘッドライト

大型フロント バスケット フロントポケット



簡単充電

家庭用コンセントで



非課税

※製品の色や仕様は変更と なる場合があります。

商品名	商品番号	商品コード
遊歩 スマイル	25-6023-0	00020-000044
最大使用者体重	:100kg (積載物含む) 実用	登坂角度:10°

速度: (前進) 0.5~6.0km/h (後進) 0.5~2.0km/h 連続走行距離: 30km CTN/用者 (1割) **2,300** 円 (2割) 負担額 (1割) **2,300** 円 (3割) 4,600 円 月額レンタル料金 (2割)

柔らかいシ

6,900 円

23.000 円

非課税



フロントポケット

大型フロント バスケット



簡単充電

家庭用コンセントで LED ヘッドライト





※製品の色や仕様は変更と なる場合があります。

商品名	商品番号	商品コード
遊歩 スマイルα	25-6026-0	00020-000053

最大使用者体重: 100kg (積載物含む) 実用登坂角度:10°

速度: (前進) 0.5~6.0km/h (後進) 0.5~2.0km/h 連続走行距離: 30km

CTNHR (1割) **2,400** 円 (3割) 4,800 円 月額レンタル料金 (2割) 7,200 円 24,000 円

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

セリオ

遊歩 フジ

重さ 98 kg

スタイリッシュで乗り心地抜群。毎日を、若々しくスマートに。



ナチュラルベージュ



フロントポケット

家庭用コンセントで簡単充電

柔らかい乗り心地

非課税

※製品の色や仕様は変更と なる場合があります。

商品名	商品番号	商品コード	
遊歩 フジ	25-6025-0	00020-000048	
島大使田老休香:100kg (積載物含む) 実田登版角度:10°			

速度: (前進) 0.5~6.0km/h (後進) 0.5~2.0km/h 連続走行距離: 28km

月額レンタル料金 ご利用者 (1割) **2,300** 円 (2割) (2割) 4,600 円 6,900 円 23,000 円

非課税

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

遊歩 スキップα

セリオ

狭い場所も安心!操作のしやすい小型モデルに





タイヤの接地面積が 従来タイヤよりアップ



ゆとりの足置きスペース



引きだしやすい 乗り降りのしやすい 充電コード 跳ね上げアームサポート



※製品の色や仕様は変更と なる場合があります。

商品名	商品番号	商品コード	
遊歩 スキップα	25-6027-0	00020-000054	
最大使用者体重:75kg (積載物含む) 実用登坂角度:10°			
速度: (前進) 0.5~6.0km/h (後進) 0.5~2.0km/h 連続走行距離: 24km			
ご利用者 (1 朝) 7 1	90 円 ^(2割) 4,200 (3割) 6,300)円 月額レンタル料金	
負担額 (1部) ∠ , (JU 円 (3割) 6,300	0 円 21,000 円	

遊歩 スキップneo

セリオ

マンションなど狭いスペースでも使いたいという方に。





ゆとりの足置きスペース





108

乗り降りのしやすい 跳ね上げアームサポート

※製品の色や仕様は変更と なる場合があります。

非課税

0

商品名	商品番号	商品コード	
遊歩 スキップneo	25-6024-0	00020-000045	
最大使用者体重: 75kg (積載物含む) 実用登坂角度: 10°			
速度: (前進) 0.5~6.0km/h (終進) 0.5~2.0km/h - 連結表行野難: 23km			

4,000 円 (2割) 月額レンタル料金 2,000円(3割) 6,000 円 20,000 円

遊歩 スキップ



重さ 89 kg





ゆとりの足置き スペース



引きだしやすい 充電コード



●曲がり角では、自動的にゆっくり走行 「コーナー減速機能付」 ◆大型ヘッドライト●ウインカー



跳ね上げアームレスト



電磁開放式クラッチ



※製品の色や仕様は変更と なる場合があります。

商品名	商品番号	商品コード	
遊歩 スキップ	25-6022-0	00020-000036	
最大使用者体重:75kg (積載物含む) 実用登坂角度:10°			
速度: (前進) 0.5~6.0km/h (後進) 0.5~2.0km/h 連続走行距離: 23km			

4,000 円 月額レンタル料金 (2割) 2,000 円 (3割) 6,000 円 20,000 円 床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

非課税

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



車椅子•車椅子付属品

床ずれ 防止用具

バックミラー スキップ用

アテックス

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器







スキップα

手すり

商品名	商品番号	商品コード
バックミラー スキップ用	29-9897-1	00228-000021
ご利用者 (1 朝)	60 (2割) 12	0円 月額レンタル料金
ご利用者 負担額	60 _円 (3割) 18	0円 600円

歩行 補助杖

ステッキホルダー 遊歩用

アテックス

歩行器

車椅子 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

対象品

販売品

情報

遊歩 スキップ

游歩 スマイル







商品名 商品番号 商品コード ステッキホルダー 遊歩用 29-9895-1 00228-000017 ご利用者 (1割) 100円 (2割) 200円 月額レンタル料金 負担額 300円 1,000円

酸素ボンベキャリーラック 遊歩用

セリオ





遊歩 スマイルα

酸素ボンベキャリーラックを装着する際は、長さ120cmを 超える為、管轄の警察署に届出・許可が必要です。

商品名		商品番号			商品コード
酸素ボンベキャリーラック 遊	歩用	29-9887-1		00	020-000040
ご利用者 負担額 (1割)	1	F (2割)	30	0円	月額レンタル料金
負担額 (Tal)		50円 (3割)	45	0円	1,500円

四点杖ホルダー 遊歩用

セリオ





遊歩 スキップ





遊歩 スマイル 遊歩 パートナー

商品名	商品番号	商品コード
四点杖ホルダー 遊歩用	29-9886-1	00020-000039
ご利用者 負担額 (1割)	00円(2割) 20 31 30	0円 月額レンタル料金
負担額 (T割)	UU 円 (3割) 30	0円 1,000円

松葉杖ラック 遊歩用

介護保険 アテックス 購入







遊歩 スマイルα

松葉杖ラックを装着する際は、長さ120cm、幅70cmを超える為、 管轄の警察署に届出・許可が必要です。

商品名	商品番号	商品コード
松葉杖ラック 遊歩用	29-9896-1	00228-000019
ご利用者 (1割) 1 負担額	E へ ^(2割) 30	0円 月額レンタル料金
負担額 (1部)	50円 (3割) 45	0円 1,500円

多点杖ホルダー 游歩フシ

セリオ



商品名		R	商品番号			商品コード	
多点杖ホルダー 遊歩	フジ用	29-	-9892-1		00	020-000052	
ご利用者 負担額 (1割)	1	$\cap \cap$	(2割)	20	0円	月額レンタル料金	
負担額 (T部)	ı	00 _P	(3割)	30	0円	1.000円	

床ずれ

体位 変換器

認知症

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用

リフト・

つり具

老人徘徊 感知機器

防止用具

付属品

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

大型フロントバスケット 遊歩用

セリオ







遊歩 スキップα



遊歩 パートナー

商品名	商品番号	商品コード
大型フロントバスケット 遊歩	29-9884-1	00020-000037
ご利用者 負担額	(2割) 20	0円 月額レンタル料金
負担額 (1割)	00円 (3割) 30	0円 1,000円

商品番号

29-9894-1

(2割)

360円

120円 (3割)

大型フロントバスケット 遊歩フジ用

セリオ



商品名		ē	高品番号			商品コード	
大型フロントバスケット 遊歩	フジ用	29-	9890-1		00	020-000050	
ご利用者 負担額 (1割)	1	$\cap \cap$	(2割)	200	円C	月額レンタル料金	
負担額 (「部)	- 1 '	00 _円	(3割)	300	円C	1,000円	

リヤバスケット 遊歩用

セリオ



リヤバック 遊歩用

商品名

リヤバック 遊歩用

ご利用者 負担額 (1割)

アテックス





		遊歩 人√1ルα			
		商品コード			
00228-000015					
240円 月額レンタル料金					

1,200円





遊歩 スマイルα

リヤバスケットを装着する際は、長さ120cmを超えるため、 管轄の警察署に届出・許可が必要です。

商品名	商品番号	商品コード
リヤバスケット 遊歩	29-9888-1	00020-000041
ご利用者 負担額 (1割)	1 介介 (2割) 20	0円 月額レンタル料金
負担額 (1割)	100円 (3割) 30	0円 1,000円

介護保険 購入

販売品

対象品

MEMO	MEMO



車椅子・車椅子付属品



体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

アウルREHA レギュラー/ハイ 圧力を分散する 柔軟性<u>。</u> 衝撃を吸収する 弾力性。 **EXOEL®** 40 40 ※写真は付属カバーを外した状態です。

材質/本体:エクスジェル、ウレタンフォーム、ウレタン合成皮革 カバー:ポリエステル・ウレタン フォーム・ウレタンフィルム

圧分散と肌のツッパリに対応し、薄さと足つき性を求める方に。

アウルREHA 3D

商品番号 商品コード アウルREHA レギュラー 29-6999-1 00540-000028 サイズ:幅40×奥行40×厚さ4cm

月額レンタル料金 400円 (2割) 200円(3割) 負扣額 600円 2.000円

8 cm レギュラ-アウルライン 身体に沿った形状で誤使用防止と 使用時の通気性に配慮。 アウル・スリット 深さを増したスリットを設け、 尾骨から仙骨の圧力を軽減。 アウル・アイ 身体の形に合わせた形状で 最も圧力のかかる坐骨部を 外転防止のために外側を高くしたサポート形状。 包み込むようにサポート。

さらに坐骨周辺の沈み込み量を確保し、より減圧効果を求める方に。

11

3Dハイ

商品名

「座る」を変える体圧"流動"分散。 FXGFI®

※写真は付属カバーを外した状態です。

商品コード

商品名	商品番号	商品コード			
アウルREHA ハイ	29-7000-1	00540-000029			
サイズ:幅40×奥行40×厚さ8cm					
ご利用者 (1割)	入)円 月額レンタル料金			
ご利用者 (1割) 負担額 2	リリ 円 (3割) 600	0 円 2.000 円			

歩行 補助杖

手すり

歩行器

車椅子 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

購入

対象品

販売品

情報

加地

40 3Dジャスト 3Dレギュラー

最も圧力がかかる坐骨部付近を効果的に減圧します。

ハイタイプは坐骨部の沈み込み量を確保した厚手タイプです。

●自力での体幹保持が困難な方 ●大腿部の支持が必要な方

●前ずれしてしまう方 ●座位が安定せず長時間座っていられない方

商品コード 29-7587-1 00540-000055 アウルREHA 3Dジャスト

サイズ:幅40×奥行40×厚さ8cm

ご利用者 (1割)	200	(2割) 400円	月額レンタル料金
負担額 (T割)	200 _P	3割) 600円	

アウルREHA 3Dレギュラー 29-6844-1 00540-000030 サイズ:幅40×奥行40×厚さ7.5 (着座面5.3) cm 商品番号 商品コード 商品名 アウルREHA 3Dハイ 29-6848-1 00540-000031 サイズ:幅40×奥行40×厚さ11 (着座面6.5) cm 材質/本体:ウレタン合成皮革 中材:エクスジェル、ウレタンフォーム カパー:ポリエステル・ウレタンフォーム・ウレタンフィルム --ご利用者 (1割) (2割) 400 円 月額レンタル料金 200円 (3割) 負扣額 600円 2.000 円

商品番号

アウルサポート バッククッション/シートクッション 介護保険



エクスジェルが圧迫軽減。座位バランスをサポートする背&座クッションです。

商品名	商品番号	商品コード
バッククッション	29-6192-1	00540-000015

材質/本体:エクスジェル、ウレタンフォーム、ウレタン合成皮革、ナイロン100%、 発泡ポリエチレン カバー:ポリエステル100%、ウレタンフォーム

ご利用者 負担額 (1割)	50 円 (2割) 300 450) 円 月額レンタル料金) 円 1,500 円		
商品名	商品番号	商品コード		
シートクッション	29-6193-1	00540-000016		
サ蛭 /木体・エクラジェル ウレタンフェール クロロブレンブル ナイロン1000				

カバー:ポリエステル100%、ウレタンフォーム、ウレタンフィルム (2割) 400 円 月額レンタル料金 ご利用者 200円(3割) 600 円 2.000 円



ロータイプはおしり後部の隙間と両側の支持により適切な体幹および座位安定に。 ハイタイプは円背傾向が強く更に体側の支持が必要な方に。

商品名		商品番号			商品コード
ロータイプ		29-7141-1		00	0540-000034
ご利用者 (1割)	1 /	00 四 (2割)	200) 円	月額レンタル料金
負担額 (189)	1,	リリ 円 (3割)	300) 円	1,000 円
商品名		商品番号			商品コード
ハイタイプ		29-7142-1		00	0540-000035
ご利用者 負担額 (1割)	1	F へ ^(2割)	300) 円	月額レンタル料金
負担額 (1割)		つし 円 (3割)	450) 円	1,500 円


サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・ ベッド 付属品

> 床ずれ 防止用具

フォリオ CK-405

通気性も良くお手入れが簡単な素材を使用。クッションを2つ折りにして 洗濯機で丸洗いしたら、あとは自然乾燥でOK。





商品名	商品番号	商品コード
フォリオ CK-405	29-9073-1	00206-000132

材質/アウターカバー:(上面)ポリエステル100% (下面)ターポリン布(すべり止め加工) インナーカバー:ポリエステル100% 中身:ウレタンフォーム

座位保持が困難で仙骨座りや骨盤後傾を起こしやすい場合も、2種類の

商品番号

29-5922-1

(2割)

200円 (3割)

ご利用者 (1 割)	150	(2割)	300 円	月額レンタル料金
負担額 (1割)	150	円 (3割)	450 円	1,500 円

バスポジェルクッション



前後を変えることで、活動補助(足こぎ)と姿勢保持の2種類の用途に対応する 体圧分散クッションです。

商品名	商品番号	商品コード	
ベスポジェルクッション	29-6516-1	00206-000072	

カバー:上面:ポリエステル100%、ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・吸湿速乾)

	ト面:ターボリン	布(すべり止	め加工、防水)	
ご利用者 (1割)	150	(2割)	300円	月額レンタル料金

ご利用者 (1 歳1)	1 F O (2割)	300円	月額レンタル料金
ご利用者 負担額	150円 (2割)	450円	1,500円

デュオジェルクッション 40×40







歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用

マイクッション CK-398





Fュブレナクッション CK-400

ジェルで安定した姿勢をサポートします。

商品名 デュオジェルクッション 40×40

ご利用者 (1割)

負扣額



商品コード

00206-000048

月額レンタル料金


400円

600円



2.000円





車椅子のスリングシート上での姿勢保持と体圧分散を考えたクッション。

商品名	商品番号	商品コード
CK-398	29-5151-1	00206-000051

材質/本体:ウレタンフォーム、カバー:(上面)ポリエステル、

ウレタンフィルム加工布(防水・抗菌・伸縮)(下面)ナイロン(すべり止め加工)

一"利田老	4 6 (2割)	200 🖽	月額レンタル料金
	7 () ()	20013	
●扫額 `'□¹′	100円(3割)	300 III	1 000 🖽
7 (7=0)(2001	1.000 🗆

着座後に調圧バルブをあけるだけで10秒後にはエアセル内の空気量を自動で 調圧し、療養者の体重や体型に応じた最適な座面を簡単に作ります。

商品名	商品番号	商品コード	
キュブレナクッション CK-400	29-7150-1	00206-000081	
材質/本体:ウレタンフォーム、ウレタンフィルム カバー:ポリエステル、ターポリン布、ウレタンフィルム			
ご利用者 (1割) 負担額 2	「2割 500	7 円 月額レンタル料金	
負担額 (「割)	50 _{円(3割) 75(}	0円 2.500円	

認知症
老人徘徊
感知機器

_	_		
于	9	v	

歩行 補助杖

リフト・ つり具



車椅子•車椅子付属品

床ずれ 防止用具 リフレックス(40×40)

ユーキ・トレーディング





0.6

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子。 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

購入

対象品





タイカ

アルファプラクッション 撥水・防水カバータイプ タイカ



撥水・防水・制菌加工のカバーです。3層のゲルサンド構造が お尻をしっかりと包み込み、安定感のある座り心地を実現します。

商品名	商品番号	商品コード
撥水・防水カバータイプ	29-6552-1	00563-000017

材質/本体:アルファゲル、ウレタンフォー

カバー: 天面・側面/(表)ポリエステル(裏)ポリウレタン 底面/ポリエステル、メタクリル樹脂 (2割) 400円 日額レンタル料金

ご利用者 (1割) 200円 (3割) 負担額 600円 2.000円

シーポス 介護保険

モルテン



情報

販売品

からだのずり落ちを防ぎ、お尻への圧迫を軽減します。 通気性の高いカバーを採用。取りはずして洗濯も可能。

40

商品名	商品番号	商品コード
シーポス	29-0350-1	00054-000030
	つ へへ ^(2割) 40	0円 月額レンタル料金
負担額 (Tal)	200円 (3割) 60	0円 2,000円



エアータイプのクッションなのに、面倒なバルブ調節の必要なし。 ただ座るだけで、坐骨周辺の床ずれリスクを軽減し、座位の安定を提供します。

商品名	商品番号	商品コード	
リフレックス(40×40)	29-6534-1	00468-000034	
材質/本体:ウレタンフォーム、ポリエステル カバー:ナイロン			
ご利用者 (1割) 負担額 2) 円 月額レンタル料金 2,500円	

アルファプラFクッション 撥水・防水カバータイプ



高い体圧分散性能と座位姿勢の 安定を考えた高機能車椅子用クッションです。

商品名	商品番号	商品コード
撥水・防水カバータイプ	29-8599-1	00563-000124

材質/本体:ポリウレタンフォーム カバー:天面・側面/(表)ポリエステル (裏)ポリウレタン 底面(表)ポリ塩化ビニル (裏)テトロン、レーヨン

底面(衣/小り塩11011/2) (表/ノトロン、レーコン					
ご利用者 (1 朝)	200四(2割)	400円	月額レンタル料金		
負担額 (T部)		600円	2,000円		

タカノクッションMOLA



滑らかな骨盤保持形状で高いサポート力(座位保持)と体圧分散を 長時間保持する座り心地の良いクッション

商品名	商品番号	商品コード					
コンター40幅	29-2564-1	00297-000120					
ご利用者 負担額 (1割) 2 (00円(3割) 400) 円 月額レンタル料金) 円 2,000 円					
商品名	商品番号	商品コード					
フラット40幅	29-2565-1	00297-000121					

材質/本体:ウレタンフォーム、ラテックスフォーム インナーカバー:ポリウレタン、ポリエステル アウターカバー:(表)ポリエステル (裏)滑り止め加工付きPVC

-ご利用者 (1割) (2割) 400 円 月額レンタル料金 200円 (3割) 600 円 2,000 円 アクションジャパン

丸洗い・熱湯消毒可能。 商品名

アクションパッド

エルダークッション

-ご利用者 (1割)

アイ・ソネックス

商品名 エルダークッション

FC-フィット(背・腰)

--ご利用者 (1割)

アイ・ソネックス

FC-フィット(背)ロングパット2ヶ付

負扣額

負扣額

ベッド・ ベッド 付属品

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ピタ・シートクッションブレス(PTB65)





弾力性のある立体格子状ジェルが体圧を分散し、ズレカを吸収、ジェルの下に 配した「ブレスエアー」の柔らかで反発性に優れた積層繊維との二層構造で 疲れにくく安定した座位を保ちます。

商品名	商品番号	商品コード							
PTB65	29-6816-1	00857-000014							
材質/本体:熱可塑性エラストマー	材質/本体:熱可塑性エラストマー(立体格子状ジェル)/指定外繊維(ブレスエアー) カバー:ポリエステル								
ご利用者 (1割)	(2割) 40	0円 月額レンタル料金							
ご利用者 (1割) 負担額 2	(3割) 60	0円 2,000円							

キャスパーZAFU Sサイズ ZEROコード付 グリーン×グレー







商品名	商品番号	商品コード
キャスパーZAFU Sサイズ ZEROコード付 グリーン×グレー	29-7420-1	01477-000008
サイズ:幅38 ×奥行34 ×座面	面の厚さ 6cm/2cm (※最厚部/:	最薄部サイズ) 重さ:680g

月額レンタル料金 --ご利用者 (1割) 500円 250円 (3割) (2割) 750円 2.500円

FC-コキュー君



アイ・ソネックス



手間いらずの自動調圧バルブのエアクッション。接触圧の分散をはかります。

商品名	商品番号	商品コード		
FC-コキュー君	29-5971-1	00149-000016		
ご利用者 (1割) 2 負担額	00円(2割) 40	0円 月額レンタル料金		
自扫額 (T部)	(3) (3) 60	0 0 2 000 0		

床ずれ予防クッション アクションパッド

必要最小限のクッション性で、沈み込まず、安定感があります。

230円 (3割)

立体形状で、前すべりの防止や姿勢の安定がはかれます。

100円 (3割)

商品番号

29-5972-1

(2割)

商品番号

29-0911-1

材質/本体:アクトンドライポリマー カバー:ポリエステル

(2割)



商品コード

00428-000005

月額レンタル料金

厚さ 7.8

商品コード

00149-000020

月額レンタル料金

1.000円

FC-フィット(背)

FC-フィット(腰)

0.5

0.53

0.45

20

16.5

200円

300円

FC-フィット(腰)

2.300円

0.93

460円

690円



体位 変換器

床ずれ

防止用具

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入

FC-フィット(腰)は骨盤を立ててしっかり支えます。骨盤が回旋、後傾している方に。 商品番号 商品コード FC-フィット(背)ロングパット2ヶ付 29-6158-1 00149-000023 ご利用者 (1割) 200 円 月額レンタル料金 (2割) 100円 (3割) 300円 1,000 円 商品コード 商品番号

FC-フィット(背)ロングパット2ヶ付は長いパットで体幹をしっかり支えます。円背や斜め座りの方に。

22

負担額 00149-000022 FC-フィット(腰) 29-6168-1 -ご利用者 (1割) (2割) 100円 月額レンタル料金 50円(3割) 負担額 150 円 500円

歩行器

対象品

販売品



床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品


販売品

情報

スロープの走行における注意点

降りる時は、介助者が後ろ向きになり、支えるように降りましょう。






スロープの選び方

※適用傾斜角度は車椅子の種類やご利用者、介助者の体力等により変化します。下記表は目安としてお使いください。 ※段差に対し最低でも 4 倍以上の長さのスロープをお使いください。

段差の高さ スロープの 長さ	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35cm	40 cm	45 cm	50 cm	60 cm	70 cm
65 cm												
70 cm												
85 cm												
87.5cm												
100cm							押	してくれ				
120cm								限界の角	角度		•	
125cm									•		上	
135cm										h		
150cm												
165cm									傾急	科角度 1	0~15	°未満
175cm	自	分で進む		誰かが)押してく	(れる)						
200cm												
205cm でき	, 5°は 5つい~!				F	一上						
240cm		(5	\ .		-	7(-	ン			•		
245cm												
255cm	(t)	頁斜角度	5 °未満		傾釒	科角度 1	0°未満					
285cm												



サービスコード/スロープ 介護給付:171008 予防給付:671008







3.汎用性の向上 *2

全サイズの幅を70cm未満とし、 今まで設置不可能だった間口に 対応します。尚、ハンドル部分も 干渉しません。サイズ展開も7サ イズあり、様々な住宅環境に適 応可能です。

4.安全性の向上 ※2


側壁で脱輪を予防。保護用ゴム の採用で折り畳み時に懸念され る指詰めによる怪我の危険性を 軽減。スロープを正しい位置に 設置するために大きく分かりや すく表現したマークを表示し、安 全なご利用を促しています。

5.補修性の向上 ※2

レンタル事業者様における補修 作業を簡便化。

- ※1 JIS認証された車いす用可搬形スロープにおいての他社比較(2020年8月メーカー調べ)
 ※2 ダンロップホームプロダクツ社従来品との比較





商品名	A(cm)	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
R-85Z	85	約4.3	28-1177-1	00532-000054	450 _□	900 円	1,350 円	4,500 円
R-125Z	125	約5.7	28-1174-1	00532-000053	600 _円	1,200 円	1,800 円	6,000 円
R-165Z	165	約7.0	28-1172-1	00532-000052	700 _P	1,400 円	2,100 円	7,000 円
R-205Z	205	約8.5	28-1178-1	00532-000051	800 _P	1,600 円	2,400 円	8,000 円
R-230Z	230	約9.6	28-1179-1	00532-000050	850 _⊢	1.700 円	2,550 円	8,500 円
R-255Z	255	約10.5	28-1180-1	00532-000049	900 _P	1.800 円		9.000 円
R-285Z	285	約11.5	28-1181-1	00532-000048	1,100 _円	2,200 円		11,000 円

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



床ずれ 防止用具 ケアスロープ

ケアメディックス

材質:FRP+アルミ

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり





歩行 補助杖

歩行器

車椅子。 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

	商品名	A(cm)	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
	CS-65	65	約3	28-0979-1	00093-000015	400 _₱	800 円	1,200 円	4,000 円
(CS-100	100	約5	28-0980-1	00093-000016	500 _円	1,000 円	1,500 円	5,000 円
	CS-120	120	約6	28-0981-1	00093-000017	600 _円	1,200 円	1,800 円	6,000 円
	CS-150	150	約8	28-0982-1	00093-000018	650 _₱	1,300 円	1,950 円	6,500 円
(CS-175	175	約9	28-0983-1	00093-000019	680 _₱	1,360 円	2,040 円	6,800 円
(CS-200	200	約10	28-0984-1	00093-000020	750 _□	1,500 円	2,250 円	7,500 円
C	:S-240C	240	約12	28-1015-1	00093-000021	900 _P	1,800 円	2,700 円	9,000 円
C	S-285C	285	約15	28-1092-1	00093-000038	1,100 _P		3,300 円	11,000 円

STEP 1



- 介助者の状況を確認し、選定してください。
- 段差の高さを確認し、スロープの 長さだけでなく角度も含めて選定 してください。

-老老介護の場合 推奨角度8° スロープの長さ

= 段差の高さ × 8倍以上

ケアスロープ選定理由例

≪CS-175≫

玄関に約20cmの段差があり、間口が71cmの為、設置可能であり、転倒を防止し介助負担を軽減するために選定。

≪CS-240C≫


玄関に約30cmの段差があり、間口が71cmの為、設置可能で脱輪防止エッジがあり車椅子が安全に移動できるスロープとして選定。

STEP 2

日本家屋に多い狭い間口・場所でも 設置可能な、幅狭設計です。




・アルミ製脱輪防止エッジにより 衝撃に強く、丈夫で安全に走行 することができます。 ■ 下端部までエッジが無いので、 狭い場所で車椅子が直角に 乗り入れしやすい設計です。



STEP 3

- 収納しやすい自立設計です。
- 様々な段差に応じて長さを選択できる 豊富なラインナップを取り揃えております。





スロープの先端までアルミ 加工を施すことにより、 設置時にしっかりと固定 できます。

STEP 4



- ・設置の際は必ず上端が4cm以上かかっていること、ガタツキがないこと、 走行面に異物がないことを確認したうえでご使用ください。
- ・走行面にソフトなすべり止めを採用しているので、室内使用時にスロープの 上を裸足で歩いても痛くありません。

サービスコード/スロープ 介護給付:171008 予防給付:671008

ベッド・ ベッド 付属品

エコ段差スロープN

マツ六 レ販対象

置くだけで「つまずき」の原因の

段差を解消!



商品名	高さ (cm)	奥行き (cm)	重さ (kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
10N	1	4	0.2	28-1030-1	01265-000120	50 ฅ	100円	150円	500円
14N	1.4	6	0.3	28-1016-1	01265-000095	50 _円	100円	150円	500 円
20N	2	8	0.6	28-1017-1	01265-000096	50 ฅ	100円	150円	500円
25N	2.5	10	1	28-1018-1	01265-000097	50 _円	100円	150円	500円
30N	3	12	1.3	28-1019-1	01265-000098	50 ฅ	100円	150円	500 ⊞
35N	3.5	14	1.9	28-1026-1	01265-000116	50 _円	100円	150円	500円
40N	4	16	2.3	28-1027-1	01265-000117	60 ฅ	120円	180∄	600 ⊞
45N	4.5	18	2.9	28-1028-1	01265-000118	60 ฅ	120円	180∄	600 ⊞
50N	5	20	3.6	28-1029-1	01265-000119	70 _円	140円	210円	700 円
55N	5.5	22	4.7	28-1031-1	01265-000121	70 _円	140円	210円	700 円
60N	6	24	5.7	28-1032-1	01265-000122	70 _P	140円	210円	700円

のご提案

対応段差 全11タイプで室内の段差に幅広く対応します!

滑りにくく、足にソフトな素材



端部は安心のラウンド加工




車椅子や歩行者が 側面からアプローチしても ラウンド加工されているので 安心です。

安心のずれ防止仕様





勾配は全タイプ14°



つまずき防止に安心です。

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

自

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

移動用リフトの選び方

移動用リフトは使用場所と使用目的の確認をしましょう。

また使い場所により座位保持が可能かどうかという身体機能でリフトの使い分けをすることがあります。 座位バランスはいいが立ち上がりが困難なのか、座位保持が困難なのかをまず確認するようにしましょう。 <設置場所>







移動用リフトの種類と特長

屋外で 立

外から中へ。中から外へ。段差 がある場所でも車椅子に乗っ たまま安全に移動できます。

車椅子に乗ったまでの移動に

UD-320

※写真はUD-320CS

テクノリフター

居室で

床や椅子からの立ち座りや 移乗の動作をサポートします。

ベッドから車椅子やポータブ ルトイレへの移乗など、居室 や寝室での利用に。

浴室で

滑りやすく事故の危険性が 高い浴室や浴槽への出入り を、より安全にスムーズに。

床や椅子からの立ち座りに



エコライト

ベッドからの離床や 室内での移動に





マイティライトⅢ



つるベーBセット

浴槽への出入りに



バスリフト

浴室での移動や 谷槽への出入りに



つるベーF2Rセット

つり具の種類と特長

介護保険対象購入品

リフトの種類により専用のつり具が必要です。移動用リフトのつり具とは、リフトを使用するときに身体を包み込んで持ち上げる部分です。 身体機能、使用場面、介護者の状況などに応じて種類を選択する必要があります。



全介助

ハーフサイズ シート

からだが比較的安定し て座位がとれる方に。



フルサイズ シート

座位が安定してい ない方に。からだ 全体をしっかり包 みます。



ベルト型

装着が簡単。取 扱いやすいタイ プです。



トイレ用 シート

臀部が大きく開い ています。下着の着 脱に便利です。

※ご利用になるリフトの種類によって対応するつり具が異なります。各移動用リフトごとに適したつり具をお選びください。 つり具の選択についてはグリーンケア取扱店にご相談ください。

屋外

サービスコード/移動用リフト 介護給付:171012 予防給付:671012


ベッド・ ベッド 付属品

車椅子用電動昇降機 UD-320Cs

いうら



ロールカーテンや停電時の非常降下スイッチ、いたずら防止のキースイッチ など安全面には細心の注意を払っています。平らな場所があれば設置のた めの基礎工事は必要ありません。



建物の寸法

次の各部の寸法をご確認ください。 ①地面から出入り口までの高さ:65cm 以下

②出入り口の開口寸法:72cm 以上 ③壁から出入り口までの寸法:16cm 以上

④敷地幅の寸法: 149.5cm 以上

設置面

水平な場所に設置してください。 土の上には直接設置しないでください。

商品名	商品番号	商品コード
UD-320CS	22-5867-1	00084-000093
全長(スロー)	プを下げたとき): 145.5cm	全幅:93cm
全高:111.5~	172cm テーブル内寸:幅68	×長さ114cm
昇降範囲:5.5	~65cm スロープ:幅68.5	×長さ27.5cm
ブリッジ:幅68.5cm×	長さ27.5cm 昇降時間:50h	lz=52秒/60Hz=43秒
重さ:75kg 耐荷重:	150kg スロープ角度:10度	使用電源: AC100V
ご利用者 (1割) 2.2	へへ ^(2割) 4,40	0円 月額レンタル料金
負担額 (1割) 乙 , 乙	00円 (2割) 4,40 (3割) 6,60	0 円 22,000 円

車椅子用電動昇降機 UD-320CL

いうら



建物の構造に合わせて、L字乗り込みができます。 平らな場所があれば設置のための基礎工事は必要ありません。



建物の寸法

次の各部の寸法をご確認ください。 ①地面から出入り口までの高さ:65cm以下 ②出入り口の開口寸法:72cm以上 ③壁から出入り口までの寸法:16cm以上 ④敷地幅の寸法: 130cm 以上 設置面 水平な場所に設置してください。

土の上には直接設置しないでください。

商品名	商品番号	商品コード
UD-320CL	22-5864-1	00084-000094
全長(ブリッジを立てたと	:き):126cm 全幅 (スロー	·プを下げたとき):129cm
全高:111.5~	172cm テーブル内寸:幅73.5	×長さ114cm
昇降範囲:5	.5~65cm スロープ:幅99:	×長さ35cm
ブリッジ:幅68.5cm×	長さ27.5cm 昇降時間:50H	z=52秒/60Hz=43秒
重さ:79kg 耐荷重	: 150kg スロープ角度: 6度	使用電源: AC100V
ご利用者 (1割) 2.3	へ (2割) 4,600) 円 月額レンタル料金
負担額 いか と,う	00円(2割) 4,60(3割) 6,90(0 円 23,000 円

車椅子用電動昇降機 UD-1200

いうら



テーブルの揺れを最小限におさえるため、4本柱構造を採用。 昇降時の安定感が向上、安心してご利用いただけます。



次の各部の寸法をご確認ください。 ①地面から出入り口までの高さ: 120cm 以下 ②出入り口の開口寸法: 76cm 以上 ③壁から出入り口までの寸法:20cm以上 ④敷地幅の寸法:165cm 以上 設置面

水平な場所に設置してください。 土の上には直接設置しないでください。

商品名	商品番号	商品コード
UD-1200	22-6027-1	00084-000112
全長(スローフ	プを下げたとき):160cm 全	幅:112.5cm
全高: 182.5~296cm テーブル内寸: 幅74.5×長さ121cm		
昇降範囲: 6.5~120cm スロープ: 幅73.5×長さ30cm		
ブリッジ:幅73.5×長さ30cm 昇降時間:50Hz=73秒/60Hz=62秒		
重さ:145kg 耐荷重:200	kg スロープ角度:10度 f	使用電源: AC100V 50/60Hz
ご利用者 (1割) 4,1	00 円 (2割) 8,200) 円 月額レンタル料金) 円 41,000 円

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

屋外

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



床ずれ 防止用具 移動用リフト リーチ

モルテン

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

ご利用者 (1割)

電源不要でフットポ

ンプについているペ ダルを踏むとテーブ ルが昇降します。





スロープが置けないスペースにも設置 できるコンパクトサイズです。



使用条件:段差移動

商品名	商品番号	商品コード
ショートタイプ	22-5931-1	00054-000170

サイズ: 全幅 100・107・114 ×奥行 110cm テーブルサイズ: 全幅 76・83・90 ×奥行 110 ×高さ 8 ~ 40cm

重さ:62kg 最大上昇荷重:100kg

1,900円 月額レンタル料金 (2割) 950円 (3割) 2.850円 9.500円

商品名 商品番号 商品コード ロングタイプ 22-5932-1 00054-000171

サイズ:全幅 100・107・114 ×奥行 125cm テーブルサイズ:全幅 76・83・90 ×奥行 125 ×高さ 8 ~ 40cm

重さ:65kg 最大上昇荷重:100kg

(2割) 1,900 円 月額レンタル料金 ご利用者 (1割) 950 円 (3割) 負担額 2,850 円 9.500 円

介護保険 購入 対象品

移動用

リフト・

つり具

段差解消機 アルコー6000型

星光医療器製作所

販売品

情報



使用条件:段差移動









座席回転時の挟み込みや衝突など、外部から負荷が掛かると回転が止まり ます。また、下降時も足など挟み込むと停止し、自動的に上昇する安全構 造です。

商品名	商品番号	商品コード
アルコー6000型	22-5928-1	00125-000056
サイズ:幅 56 ×奥行	66.6×高さ80~122cm 座	面高さ:44 ~ 86cm
重さ:33kg	耐荷重:100kg	電源: AC100V
ご利用者 (1割) 1,3	00円 (2割) 2,60 (3割) 3,90	0 円月額レンタル料金0 円13,000 円

101

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る) 単位:CM

サービスコード/移動用リフト 介護給付:171012 予防給付:671012

ベッド・ ベッド 付属品

独立宣言エコライト DSERA

コムラ製作所



バーを上へ引けばアッ プ、下へ押せばダウン。





昇降座椅子のスタンダードモデルです。アームレスト跳ね上げ式。

商品名	商品番号	商品コード
DSERA	22-5744-1	00088-000012
重さ:36kg	耐荷重:100kg 使用電	源:AC100V
ご利用者 (1章) 1	へ (2割) 2,00) 0円 月額レンタル料金
ご利用者 (1割) 1,0 (JU 円 (3割) 3,00	10,000 円

電動昇降座椅子独立宣言ツイスト

コムラ製作所



使用条件:立ち上がり



起立・着座がしやすい、座椅子の電動昇降機能と回転機能付。

商品名	商品番号	商品コード
DSTRA	00088-000014	
サイズ:幅 64.5×奥行 82.5×高さ 94cm 座面高さ:16 ~ 57cm		
重さ:46kg 耐荷重:80kg 使用電源:AC100V		
ご利用者 (1割) 1.4	OO (2割) 2,800	7 円 月額レンタル料金
負担額 (1割) 4	00 円 (3割) 4 200	14 000 円

独立宣言暖らん DSDAR

コムラ製作所



身体機能:立ち上がり

座板が16.5cm前方へ移動する電動スライド機能により、こたつへの出入りが楽にでき、レバーを操作することで背もたれを95°~120°にリクライニングできます。

商品名	商品番号	商品コード	
DSDAR	22-5821-1	00088-000021	
サイズ:幅64~58×奥	行99.5~116×高さ97cm	座面高さ:16~57cm	
重さ:58kg	耐荷重:80kg 使用電	電源:AC100V	
ご利用者 (1割) 1,9 負担額	50円 (2割) 3,90		

独立宣言ローザ・コンパクトシート DSRS-C

コムラ製作所



使用条件:立ち上がり

サ

上下ストロークは59.5cm。座板高さは1.5~61cmまで高さ調節可能。アームレストは跳ね上げできるので、ベッド・車椅子への移乗にも利用できます。

商品名	商品番号	商品コード
DSRS-C	22-5833-1	00088-000022
イズ:幅55×奥行81×高さ97.	5cm 座面高さ:1.5~61cm 重	さ:42kg 使用電源:AC100V
ご利用者 (1 歳) 1 [(2割) 3,00	0円 月額レンタル料金
^{ご利用者 (1割)} 1,5	00円 (2割) 3,00 (3割) 4,50	0円 15,000円

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



床ずれ 防止用具 移乗サポートロボット Hug L1-01

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

リフト・ つり具

移動用

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

軽量でコンパクト、スリングシートが不要です。



①Hugに寄りかかる

Hug を近付け身体 を寄せます。スリン グシートなどは不要 なため、準備に時間 がかかりません。



120 85

屋内非課税

準備・操作が簡単

使いたいときに サッと準備 どなたでも簡単操作

コンパクト

軽量化実現! 狭い場所でも使える スリムなボディ 移動もらくらく

安心·安全

Hugが体を しっかりとサポート 100kgの方まで 軽々移乗

②上体を起こす

簡単リモコン操作で Hugがやさしく、抱 えあげます。 100kgの方でも安心 して利用できます。



③便座に座る

お手洗いや車椅子 へゆっくりと安全に 座ることができま す。脱衣介助も簡 単に行えます。

商品名	商品番号	商品コード
Hug L1-01	22-6065-0	01666-000002

サイズ:全長88×全幅55×全高85~120cm 重さ:30kg 最大使用者体重100kg バッテリー/形式:鉛蓄電池 定格電圧:DC24V 充電時間:8時間 最大使用回数:100回(使用環境による)

月額レンタル料金

ご利用者 (1割) 負担額

2.500円 (3割)

(2割)

5,000円 7.500円

25.000円

バスリフト EWB101RR アームレスト乗越えキット付


тото



使用条件:端座位可

15 7.8 36 575 64.5~76

座面昇降差/68cm





浴槽にアームレストが付いている場合はこちらをご利用ください。

商品名	商品番号	商品コード
EWB101RR アームレスト乗越えキット	22-0702-1	00187-000223

ご利用可能体重:35~100kg 充電時間:50分(1回の充電で約10往復) バッテリー:DC12V 重さ20.8kg 月額レンタル料金

(2割) 3,200円 1,600円(3割) 4,800 円 16,000 円 税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る) 単位:CM

サービスコード/移動用リフト 介護給付:171012 予防給付:671012

ベッド・ ベッド 付属品

床ずれ

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行

補助杖

歩行器

車椅子・

車椅子

付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険

購入 対象品

販売品

情報

防止用具

床走行式リフト マイティライト皿

ミクニ ライフ&オート







[手動降下装置]




万が一、リモコン操作による 上昇下降が出来ない場合、樹 脂部を回転させる事で、吊ら れた人を下ろす事が可能です。

[折りたたみ可能]



工具を使用せずに折りたたむ 事が可能です。車内への積込 も可能となり、外出先で使用 する事も可能です。

コンパクトな仕様かつ、6輪 キャスター(前輪Wキャスター) で、小回りに優れています。



前脚高さが6.1cm。低床ベッドでも使用できるリフトです。手動降下装置、 電圧低下時降下機構を装備。

商品名	商品番号	商品コード
マイティライトⅢ	22-5888-0	00139-000027
前脚高さ:6.1cm	重さ:34.5kg バッテリー:電	
前輪:3.5cm (Wキャスタ-		
ご利用者 (1割) 1.5	00円 (2割) 3,00 4,50	0円 月額レンタル料金
見担観・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(3割) 4,50	0円 15,000円

使用できるベッド: ケア優 マオレット 楽匠 Z 楽匠 S ラフィオ









※1 要ハイトスペーサー ※2 超低床仕様不可

マイティライトⅢ用つり具

ミクニ ライフ&オート



※掲載以外のつり具も取り扱っております。 お気軽にお問い合わせ下さい。

介護保険対象購入品



スリングローバック・スタンダード

サイズ	商品番号
S	43-5640-1
適応身長	長:155cm未満 耐荷重:100kg
サイズ	商品番号
M	43-5629-1
適応身長	長:155cm以上 耐荷重:100kg
メーカー希望 小売価格(税込)	48,400 _P

43-5592-1 適応身長:140cm以上 耐荷重:100kg **68,200** [□] 小売価格(税込)

商品番号



床ずれ

つるべー Bセット (寝室用)

アームが360度回転するため、広い範囲で使用できます。

屋内 非課税

防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具





106 商品番号 商品コード 22-5720-0 00229-000005 85cm 本体重さ:51.3kg 電装品重さ: 5.1kg 電源: AC100V 耐荷重:100kg (2割) 3,600円 月額レンタル料金 ご利用者 (1割) 1,800円 (3割)

つるベー用つり具

介護保険 購入

販売品

対象品


情報

使用できるベッド: ケア優 7オーユー 楽匠 5 ラフィオ

エヴァスリング ハーフ

商品番号 -フ (中) EVE210 43-5511-1 耐荷重:140kg

メーカー希望 **46,200** _□



負担額

エヴァスリング フル

※1 要ハイトスペーサー ※2 超低床仕様不可

商品番号 フル (中) EVE240 43-5528-1 耐荷重:140kg メーカー希望 **57,200** _円

介護保険対象購入品

アームの長さ 85

18,000円

155



5,400円

入浴用シート パオ メッシュブルー (ハーフサイズ)

	岡品金号	
	43-5507-1	
	耐荷重:140kg	
メーカー希望 小売価格(税込)	46.	200 _円

床ずれ

体位

変換器

認知症

手すり

歩行

補助杖

歩行器

車椅子・

車椅子

付属品

スロープ

移動用

リフト・

つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

老人徘徊

感知機器

防止用具

スリングシートの使用方法

車椅子への着座

1 膝を押す = ブレーキを掛ける

- ①車椅子のブレーキを掛けます。
- ②着座直前に、深く座れる位置まで両膝を背中側に押しなが らスイッチを操作してください。

2 ティルト・リクライニングの角度を合わせる

- ①車椅子のブレーキを掛けます。
- ②対象者の吊り姿勢(角度)に合わせて、ティルト・リクライニングを調整します。
- ③深く座れる位置を確認して、スイッチ操作してください。 1 に同じ。

3 キャスターアップする = ブレーキを解除

- ①車椅子のブレーキを解除し、前方(後方)よりキャスターをアップします。
- ②スイッチを操作して下降させます。この時、対象者の重さを感じながら徐々に車椅子をもどします。

1



転倒防止をしてください。

画像提供元:株式会社 モリトー



レッグサポートが取り外せる場合は、 外してください。



指のはさみに注意してください。 車椅子の構造により、困難な場 合があります。

ベッド上での使用



エヴァ ハーフタイプ



ストラップをハンガーに固定し、 膝を曲げてリフトを上昇させます。 (※1)



頸部の角度が快適になるように、頭部ストラップの長さを調整し、 ヒジや肩を前方に出して、圧迫を取り除き、ゆったりした姿勢をと ります。

エヴァ フルタイプ

●ベッドへの移乗



最初はつま先を適所にガイドします。(※1)



臀部がベッドに着く前に、ベッド上の最適な位置を確認し、降下してください。



スリングが取り外せる位置まで リフトを降下させます。

※1 エヴァハーフを使用される場合は、ベッドの背上げとひざ上げを行うか、介助者が首や肩を支えて移乗させてください。エヴァフル、パオメッシュブルーフルは状況により、ベッド操作や首や肩を支えて操作してください。

●ベッドからの移乗



ストラップをハンガーに固定し、 リフトを上昇させます。(※2)



着座する前に足の位置を調整します。



ハンガーを持ってスリングを外 してください。 (顔等に当たる場合があります)



パオメッシュブルー



ネックパットのバックルを外し ます。



側臥位になります。(写真は介助者と反対向き) バックルが体幹に当たらないようにし、体の下に差し込みます。(※3)



臥位姿勢にし、頭を持ち上げネックパッドを外します。 体位変換し、スリングを抜き取ります。

※2 状況により、ベッドの背上げとひざ上げを行うか、介助 者が首や方を支えて移乗させてください。 肩の圧迫や膝裏のしわがあれば取り除いてください。

※3 注意:パオメッシュブルーフルは車椅子上での着脱はできません。

106



床ずれ 防止用具

家具調トイレ セレクトRノーマル


アロン化成

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖






	バケツ容量	重さ	付属品
標準便座		約16.3kg	防臭消耗品、KN吸着便座シート1枚
ソフト便座	- 約9L	約16.3kg	防臭消耗品
暖房便座		約17.0kg	防臭消耗品
標準・快適脱臭		約16.9kg	消臭剤フォームタイプ1本、KN吸着便座シート1枚
ソフト・快適脱臭		約16.9kg	消臭剤フォームタイプ1本
暖房・快適脱臭		約17.6kg	消臭剤フォームタイプ1本

便座タイプ	商品番号	メーカー希望小売価格(税込)
標準便座	35-6736-1	78,100 ⊞
ソフト便座	35-6737-1	84,700 ⊞
暖房便座	35-6738-1	95,700 ⊞
標準・快適脱臭	35-6739-1	103,950 ⊞
ソフト・快適脱臭	35-6740-1	111,650 ⊞
暖房・脱臭	35-6741-1	120,450 ₱

家具調トイレ セレクトRはねあげ

アロン化成





はね上げ式ひ じ掛けで移乗 に便利。



	バケツ容量	重さ	付属品
標準便座		約19.3kg	防臭消耗品、KN吸着便座シート1枚
ソフト便座		約19.3kg	防臭消耗品
暖房便座	約9L	約20.0kg	防臭消耗品
標準·快適脱臭	ポリラレ	約19.9kg	消臭剤フォームタイプ1本、KN吸着便座シート1枚
ソフト・快適脱臭		約19.9kg	消臭剤フォームタイプ1本
暖房・快適脱臭		約20.6kg	消臭剤フォームタイプ1本

便座タイプ	商品番号	メーカー希望小売価格(税込)
標準便座	35-6759-1	92,950 ⊓
ソフト便座	35-6760-1	99,550 円
暖房便座	35-6761-1	110,550 ⊞
標準・快適脱臭	35-6762-1	118,800 ⊞
ソフト・快適脱臭	35-6763-1	126,500 ₱
暖房・快適脱臭	35-6764-1	135,300 円

車椅子・ 車椅子 付属品

歩行器

移動用

リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報





55

アロン化成

便座から18・21・ 24・27・30(5段階)

便座まで33~49



さ	<	5


	バケツ容量	重さ	付属品
標準便座		約10.8kg	防臭消耗品、○型便座カバー1枚
ソフト便座		約10.9kg	防臭消耗品
暖房便座	約10L	約11.5kg	防臭消耗品
ソフト・快適脱臭		約11.7kg	消臭剤フォームタイプ1本
暖房・快適脱臭		約12.3kg	消臭剤フォームタイプ1本

55

便座タイプ	商品番号	メーカー希望小売価格(税込)
標準便座	35-6355-1 ベージュ	37,950 ₪
信华 伊座	35-6717-1 さくら	37,950 H
ソフト原産	35-6357-1 ベージュ	44,550 ฅ
ソフト便座	35-6719-1 さくら	44,550 B
暖房便座	35-6359-1 ベージュ	55,550 ₱
坂方 伊座	35-6720-1 さくら	55,550 H
ソフト・快適脱臭	35-6361-1 ベージュ	71,500 ฅ
	35-6721-1 さくら	71,500 H
暖房・快適脱臭	35-6363-1 ベージュ	80,300 ⊞
坡房• 伏廻脫吳	35-6722-1 さくら	60,300 F

※カタログ掲載以外の商品も多数取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。 ※別途配送料がかかる場合があります。

安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ アロン化成





	バケツ容量	重さ	付属品
標準便座		約10.9kg	防臭消耗品、JP吸着便座シート1枚
ソフト便座		約11.0kg	防臭消耗品
暖房便座	約9L	約11.6kg	防臭消耗品
標準·快適脱臭	ポリラレ	約11.6kg	消臭剤フォームタイプ1本、JP吸着便座シート1枚
ソフト・快適脱臭		約11.7kg	消臭剤フォームタイプ1本
暖房·快適脱臭		約12.3kg	消臭剤フォームタイプ1本

便座タイプ	商品番号	メーカー希望小売価格(税込)
標準便座	35-6687-1 ブラウン	43,450 円
ソフト便座	35-6694-1 ブラウン	50,050 円
暖房便座	35-6695-1 ブラウン	61,050 円
標準・快適脱臭	35-6696-1 ブラウン	69,300 ⊞
ソフト・快適脱臭	35-6697-1 ブラウン	77,000 円
暖房・快適脱臭	35-6698-1 ブラウン	85,800 ⊞

※地域によっては介護保険を適用できない場合があります。

床ずれ

体位

変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・

車椅子

付属品

防止用具

付属品


家具調トイレ AR-SA1


アロン化成





温風乾燥機能





単位:cm

商品名		商品番号	メーカー希望小売価格(税込)
シャワピタ	Lタイプ	35-6653-1	209.000 円
ひじ掛けはねあげ	Hタイプ	35-6654-1	209,000 🗅
ライト シャワピタ	ノーマル	35-6703-1	160,600 円

家具調トイレセレクトR自動ラップ

アロン化成

アロン化成



家具調トイレ AR-SA1 シャワピタ



	商品名	商品番号	メーカー希望小売価格(税込)
1	標準便座	35-6864-1	171,600 円
マ	ソフト便座	35-6865-1	178,200 円
ル	暖房便座	35-6866-1	189,200 円
はねあげ	標準便座	35-6872-1	196,900 円
あげ	暖房便座	35-6871-1	214,500 円

スロープ

リフト・ つり具

移動用

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

サニタリエースHG据置式 ライトブル-



(L)75~ 87 (H)83~ 95

単位:cm



※ソフト便座、暖房便座、市 販の温水洗浄便座は取り 付けできません。 ※補高スペーサーは取り付 けできません。

※上フタに、市販の上フタカ バーは取り付けできません。

商品名	商品番号	商品コード
ライトブルー	35-6350-1	00221-000013
サイズ:幅42×奥行61×高さ44cm (便座までの高さ39.4cm) 重量:約4.6g		

材質: (本体・便座) PP

メーカー希望 小売価格(税込)

27.390_m

商品番号 メーカー希望小売価格(税込) 商品名 35-6653-1 Lタイプ ひじ掛け 209,000 円 はねあげタイプ Hタイプ 35-6654-1

便座から18~24

便座まで (L)30~42 (5段階) (H)38~50

(5段階)

57

ベッド・ ベッド 付属品



床ずれ 防止用具

ポータブルトイレ 座楽 ラフィーネ

パナソニックエイジフリー

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

ミスティパープル

<材質>

	バケツ容量	重さ	付属品
プラ		約9.5kg	W C
プラ前後傾脚	約10.5L	約9.5kg	消臭液1本・ 専用便座カバーEタイプ1枚・
長穴プラ前後傾脚	ポリIU.DL	約9.5kg	ポータブルトイレポケット付用ポット
ソフト前後傾脚		約10.0kg	

色、フォルム、使い勝手にこだわった 上質感のあるポータブルトイレです。

- 生活空間に馴染む上質なデザイン
- 利用者・介助者の動作に配慮した設計
- フィッテングのしやすさに配慮



商品	商品名		メーカー希望小売価格(税込)
	モカブラウン	35-6786-1	
プラ	ミスティパープル	35-6787-1	35,200 円
	ベージュ	35-6883-1	
プラ	モカブラウン	35-6788-1	38,500 円
前後傾脚	ミスティパープル	35-6789-1	30,500 □
長穴プラ	モカブラウン	35-6790-1	38,500 円
前後傾脚	ミスティパープル	35-6791-1	30,500 H
ソフト	モカブラウン	35-6792-1	44 000 H
前後傾脚	ミスティパープル	35-6793-1	44,000円

安寿 ポータブルトイレ FX-30 らくゾウくん

歩行器

アロン化成


車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険

購入 対象品 ミストブルー



	バケツ容量	重さ	付属品
標準便座		約13.0kg	防臭消耗品、KN吸着便座シート1枚
ソフト便座		約13.0kg	防臭消耗品
暖房便座	約9L	約13.5kg	防臭消耗品
標準·快適脱臭	ボリラレ	約13.5kg	消臭剤フォームタイプ1本、KN吸着便座シート1枚
ソフト・快適脱臭		約13.5kg	消臭剤フォームタイプ1本
暖房·快適脱臭		約14.0kg	消臭剤フォームタイプ1本

便座タイプ	商品番号	メーカー希望小売価格(税込)
標準便座	35-6895-1 アースブラウン	40,150 用
保华 伊座	35-6896-1 ミストブルー	40,130 🖪
ソフト便座	35-6897-1 アースブラウン	46,750 ⊞
ノノト使座	35-6898-1 ミストブルー	40,750 🖻
暖房便座	35-6899-1 アースブラウン	57,750 ⊞
昄 方 伊	35-6900-1 ミストブルー	57,750 h
標準・	35-6905-1 アースブラウン	66 000 m
快適脱臭	35-6906-1 ミストブルー	66,000 ⊞
ソフト・	35-6907-1 アースブラウン	73,700 ₪
快適脱臭	35-6908-1 ミストブルー	/3,/00 B
暖房•	35-6909-1 アースブラウン	92 E00 m
快適脱臭	35-6910-1 ミストブルー	82,500 ⊞

座楽 補高便座やわらか #3/#6

パナソニックエイジフリー



情報

販売品

便座に置くだけの簡単に取り付け、取りタ	トしができる補高機能の便座です。
商品名	商品名
#3 (VALSHBY3)	#6 (VALSHBY6)
商品番号	商品番号
39-6266-1	39-6265-1
サイズ:幅34×奥行38×高さ8cm 質量:約650g	サイズ:幅34×奥行38×高さ10.5cm 質量:約900g
メーカー希望 小売価格(税込) 15,950円	メーカー希望 小売価格(税込) 19,250円





商品名	商品番号
#3 (高さ 8.5cm)	35-5335-1
サイズ:幅34×奥行38×高	さ8.5cm 重量:約600g

メーカー希望 小売価格(税込)	14,080 _∃
商品名	商品番号
#5 (高さ 10.5cm)	35-5333-1
サイズ:幅34×奥行38×高	さ10.5cm 重量:約850g
材質:ポリ	リウレタン
メーカー希望	10.010

18,810⊨ 小売価格(税込)

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る) 単位:CM

トイレ用商品(消臭・防臭剤)

アロン化成

商品コード 消臭剤フォームタイプ 39-0105-1

メーカー希望 小売価格(税込)

1.540_m



ケスモン消臭シート 39-5307-1 メーカー希望 小売価格(税込)

1.430 🖪

ポータブルトイレ用防臭剤22 39-0103-1

メーカー希望 小売価格(税込) 1.870_m

差し込み便器(専用カバー付)

アロン化成



差し込み便器(専用カバー付) 39-5337-1

サイズ:幅25×奥行39×高さ10.5cm 重さ:0.41kg

小志価格(税込)

3.630_P

床ずれ 防止用具

体位 変換器

> 認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

ポータブルトイレ用防臭液シリーズ

アロン化成

イヤなニオイをやさしい香りに変えます!



ポータブルトイレ用防臭液 400ml

商品番号 39-0104-1

小売価格(税込)

1.870_m



ポータブルトイレ用防臭液 S

400ml 商品番号

39-5338-1

メーカー希望 小売価格(税込)

1.100_□



ポータブルトイレ用防臭液 (無色タイプ) 400ml

商品番号

39-5830-1

メーカー希望 小売価格(税込)

1.870_m



ポータブルトイレ用防臭液 大容量 (無色タイプ) 1,800ml

商品番号

39-5339-1

メーカー希望 小売価格(税込)

5.280_m

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険

購入 対象品

販売品

情報

尿器

アロン化成

冬場でも冷たくなく、目隠しにもなるカバー付きです。



商品名 尿器(男性用)

39-5318-1

サイズ:幅11×奥行32×高さ14cm 重量:約0.15kg

メーカー希望 小売価格(税込)

3.300 🖪



すっきりポイ





安寿ポータブルトイレ推奨品。バケツを洗わず「すっきり」簡単片付け!

商品名	商品番号
すっきりポイ	39-6571-1
サイズ: 縦42×横55	5cm 1袋(30枚入)

メーカー希望 小売価格(税込)

5.115_m

110



体位

安寿 楽らく開閉シャワーベンチ (もちぷる)



楽らくアシストキャスターで、 狭い浴室環境でも楽に 開閉しやすいシャワーベンチ。

Sフィット 変換器

折りたたみ時	幅46×奥行16(開閉ロック時)22(開閉ロック解除時)×高さ83.5~96.5cm
座面	幅42×奥行33cm
重さ	約4.8kg

商品番号

メーカー希望小売価格(税込)

41-7719-1

45,100 円

ブラウン







認知症 老人徘徊 感知機器

軽量浴槽台あしぴたジャスト 8-12/12-20/20-30

浴槽台で最軽量クラス。 握りやすい持ち手で、 出し入れを楽にできます。

商品番号



		■浴	槽内専用
	重さ(8-12)	重さ(12-20)	重さ(20-30)
標準	2.2kg	2.3kg	2.5kg
ソフト	2.5kg	2.5kg	2.8kg





手すり

	41-7737-1	ブルー
	41-7738-1	グリー
歩行 補助杖	41-7742-1	レッド
	41-7743-1	ブルー
	11 77// 1	711.

メーカー希望小売価格(税込) 41-7736-1 レッド 標準 26,400 円 ・ン ソフト 28,600 円

41-7553-1 ブルー 41-7574-1 グリーン 41-7554-1 レッド 41-7555-1 ブルー 41-7545-1 グリーン

商品番号

41-7552-1 レッド

ソフト 28,600 円

標準 26,400 円

41-7740-1 ブルー 41-7741-1 グリーン 41-7745-1 レッド 41-7746-1 ブルー

41-7747-1 グリーン

41-7739-1 レッド

標準 26,400 円

ソフト 28,600 円

安寿 折りたたみシャワーベンチ

幅41×奥行33cm

約4kg

歩行器 アロン化成

FSフィット コンパクトで 狭い浴室でも 車椅子· 場所をとりません。 車椅子 折りたたみ時

座面

重さ



商品番号	
41-7085-1	レッド
41-7086-1	ブルー
41-7087-1	グリーン
メーカー希望小売価格(税込)	









スロープ

移動用 リフト・

つり具

付属品

囚 7 ž

を をった姿勢の できない方や 谷槽への移乗 ういたい方に	を楽に	23 座面まで 35~45	M14.	67 77 40~48 単位:cm
折りたたみ時	- 市 - に 1 〜	南行15/草-	482~Q36	m

安寿 高さ調節付浴槽手すり

	单位:	
	折りたたみ時	幅51×奥行15×高さ82~93cm
	座面	幅45×奥行33cm
	重さ	約4kg

商品番号	
41-7080-1	レッド
41-7081-1	ブルー
41-7082-1	グリーン

メーカー希望小売価格(税込)

38.500 ₱

UST-200N

グリーン

全・安心な構造





ニットバス対応浴槽手すり



介護保険 購入 対象品

販売品

情報

アロン化成

またぎ動作のしやすさを重視した ループ形状のグリップです。

UST-130N/UST-200N



取付け可能な浴槽の壁厚	(130N)4.5~	~13cm	(200N)11.5~20cm
サイズ			30N)29~38 43×高さ42cm
谷槽上面~手すり高さ	11 • 14 • 17	·20·2	3·26cm (6段階)
商品名			商品番号

商品名	商品番号	メーカー希望小売価格(税込)
	41-6948-1 レッド	
UST-130N	41-6949-1 ブルー	39,600 ⊞
	41-7362-1 グリーン	·
	41-6950-1 レッド	
UST-200N	41-6951-1 ブルー	40,700 用
	41-7363-1 グリーン	

UST-130N

レッド

アロン化成 今まで取り付けのできなかった ユニットバスに対応。

UST-130UB レギュラー/ショート

	レッド
取付け可能な浴槽の壁厚	4.5~13 c m
サイズ	幅21×奥行30.5~36.5×高さ (UST130UB) 49.5 ~80.5m/ (UST130UBショート)41.5~64.5cm
浴槽上面~手すり高さ	11·14·17·20cm (4段階)



商品名	商品番号	メーカー希望小売価格(税込)
UST-130UB	41-7471-1 レッド	
レギュラー	41-7472-1 ブルー	41,800 ⊞
レイユン	41-7473-1 グリーン	
UST-130UB	41-7526-1 レッド	
ショート	41-7527-1 ブルー	41,800 ⊞
ノョート	41-7528-1 グリーン	

※カタログ掲載以外の商品も多数取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。 ※別途配送料がかかる場合があります。

※地域によっては介護保険を適用できない場合があります。

床ずれ

浴槽台 [ユクリア]

パナソニックエイジフリー



ソフトコンパクト1220		
商品名 商品コード		
ブルー	41-7301-1	
モカブラウン	41-7281-1	
オレンジ	41-7283-1	



ソフトコンパクト 1826		
商品名	商品コード	
ブルー	41-7287-1	
モカブラウン	41-7285-1	
オレンジ	41-7284-1	



ソフトレギュラー 1220	
商品名	商品コード
ブルー	41-7289-1
モカブラウン	41-7291-1
オレンジ	41-7292-1



ソフトレギュラー 1826	
商品名	商品コード
ブルー	41-7294-1
モカブラウン	41-7295-1
オレンジ	41-7297-1




軽量コンパクト 1220	
商品名	商品コード
ブルー	41-7299-1
モカブラウン	41-7300-1
オレンジ	41-7302-1
メーカー希望 つつ 100	





軽量コンパクト 1826	
商品名	商品コード
ブルー	41-7303-1
モカブラウン	41-7305-1
オレンジ	41-7306-1
メーカー希望 小売価格(税込) 2	3,100 _円



軽量レギュラー 1220	
商品名	商品コード
ブルー	41-7308-1
モカブラウン	41-7309-1
オレンジ	41-7311-1

メーカー希望 メーカー希望 小売価格(税込) 24,200 円

モカブラウン オレンジ ブルー



	車椅 車椅 付属
商品名	

商品番号 41-7226-1

サイズ:幅73×奥行28×厚さ2cm 質量:2.7kg

バスボード S 軽量タイプ(VAL11001)

29,700_□ 小売価格(税込) 商品名

バスボードL軽量タイプ(VAL11002) 商品番号

41-7227-1 サイズ:幅82×奥行28×厚さ2cm 質量:2.9kg

メーカー希望 小売価格(税込) 31,900_□

シャワーチェア [ユクリア]

パナソニックエイジフリー



コンパクトSPおりたたみN	
商品名	商品コード
ブルー	41-7323-1
モカブラウン	41-7324-1
オレンジ	41-7325-1

メーカー希望 小売価格(税込) 32,230 円

モカブラウン	M142.5
24	168
座面まで 36 38 40 42 44 46	78 50 ~
(6段階)	50.5 58.5
ワイドS	DワンタッチおりたたみN

リイドSPリンタッチおりたたみN	
商品名	商品コード
ブルー	41-7333-1
モカブラウン	41-7334-1
オレンジ	41-7335-1

メーカー希望 小売価格(税込) 38,280 円



ミトルSPワンタッナおりににめN	
商品名	商品コード
ブルー	41-7345-1
モカブラウン	41-7346-1
オレンジ	41-7347-1

、浴グリップ [ユクリア]

パナソニックエイジフリー



130	
商品名	商品コード
ブルー	41-7270-1
モカブラウン	41-7271-1
オレンジ	41-7272-1
/ + ×rn	

メーカー希望 小売価格(税込) **35.750** 円



オレンジ 対応浴槽フチのサイズ12~20cm

200	
商品名	商品コード
ブルー	41-7273-1
モカブラウン	41-7274-1
オレンジ	41-7275-1

メーカー希望



対応浴槽フチのサイズ4.5~13cm オレンジ

問品と	
ブルー	41-7286-1
モカブラウン	41-7288-1
オレンジ	41-7290-1

 $_{\text{小売価格}}^{\text{从-}}$ 31,350 $_{\text{円}}$



対応浴槽フチのサイズ4.5~13cm オレンジ

UBコンパクト130脚付			
商品名 商品コード			
ブルー 41-7293-1			
モカブラウン 41-7296-1			
オレンジ 41-7298-1			

メーカー希望 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

奇子・ 奇子 366

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

ベッド・ ベッド 付属品



床ずれ 防止用具 浴室すのこ (カラリ床)

浴室の段差がなくなるので安心して入浴ができ、「カラリ床」を採用した ユニット式の浴室すのこ

表面材の側面は最大172mmまで の高さで調節でき、さまざまな洗 い場に対応します。

サイズ

249×949 以下×60~172 (68~180)

299×949 以下×60~172 (68~180)

299×1249以下×60~172 (68~180)

399×949 以下×60~172 (69~181)

399×1249以下×60~172 (69~181)



メーカー希望小売価格(税込)

23,100 円

23,650 円

30,690 円

30,690 円

40,260 円

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器



商品名

250幅ユニット(EWB470)

300幅ユニット(EWB471)

300×1250幅ユニット(EWB474)

400幅ユニット(EWB472)

400幅ユニット(EWB475)

300幅ユニット

商品番号

44-6748-1

44-4649-1

44-4853-1

44-4751-1

44-4854-1



手すり

歩行
補助杖

バスボード

アロン化成

厚み2.5cmの薄型タイプで上面からのラクラク固定式

歩行器



スロープ



取付調節が簡単に

裏返したり、工具を使うことなく簡単に浴槽への取付調節ができます。

握りよいグリップ

滑りにくく、直径30mmで握りやすい太さのグリップ。取り付け位置も2ヵ所選べます。

*	

※写真はバスボードU-Lです。

	まナ	+ < -
	里さ	<u> </u>
U-S	3.4kg	幅68×奥行32×高さ21cm
U-L	3.6kg	幅73×奥行32×高さ21cm

商品名	商品番号
バスボード U-S	41-5321-1
メーカー希望 小売価格(税込)	36,300 _m
商品名	商品番号
バスボード U-L	41-5322-1

小売価格(税込)

39,600 _₱

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

バスボード

パナソニックエイジフリー



商品名
バスボード S(VALSBDSOR)
本ロ妥ロ

41-7224-1

サイズ:幅72×奥行32×厚さ2.2cm 質量:3.5kg

29,700_□

商品名

バスボードL (VALSBDLOR)

商品番号

41-7225-1

サイズ:幅82×奥行32×厚さ2.2cm 質量:3.9kg メーカー希望 小売価格(税込)

バスボード H-S/H-L はねあげくん



商品名	商品番号
バスボード H-S	41-7371-1
サイズ:縦40×横76×高	ざ15cm 重量:約5.8g
バスボード H-L	41-7372-1
サイブ・紛10~母92~草	t 1 Fcm 舌号・約 F Og

(座面)表皮:PP/PE、芯材:アルミ/発泡オリオレフィン (本体)表皮:PP 補強フレーム:ステンレス (幅調節受け、幅調節ネジ、固定ストッパー本体)ABS 樹脂 (ストッパーゴム、脚ゴム、キャップ)エラストマー樹脂 (グリップ)被覆材:エラストマー樹脂 芯材:ポリプロピレン

メーカー希望 小売価格(税込)

52,250_m

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る) 単位:CM

マスカット ポールタイプⅡ

ポールを天井・浴槽縁・床の 三点で支えており、 引っ張りに対して 各部が力を分散し、 しっかりと固定ができます。





ユニットバスに取り付け可能な縦型手すり「マスカット」ポールタイプ。 天井への負荷が小さく、浴槽のエプロンを触ることなく取り付けが可能です。



直径35mmの握りやすいポールと、手の位置を安定して固定する グリップボールの採用で、またぎ動作や立ち座り動作をサポートします。



腰に負担をかけず、前傾しない姿勢で方向転換やまたぎ動作を、 無理なく安定した姿勢で足上げ動作や屈伸動作を行えるなど、 安全な浴室での動作をサポートします。

	浴槽対応高	高さ	25~65cm
商品名	商品コード	Х-	-カー希望小売価格(税込)
マスカット ポールタイプⅡ	41-7830-1		42,900 _円
マスカット ポールタイプⅡ 滑り止め付	41-7831-1		43,450 _円
マスカット ポールタイプ II グリップ白2個付	41-7832-1		44,000 _円
マスカット ポールタイプⅡ 滑り止め・グリップ白2個付	41-7833-1		44,550 _円
マスカット ポールタイプⅡ 滑り止め・グリップ緑2個付	41-7834-1		44,550 <u>H</u>
マスカット ポールタイプI リングアーム付 グリーン	41-7835-1		56,100 _円
マスカット ポールタイプ II リングアーム付 ベージュ	41-7836-1		50,100 <u>H</u>

床ずれ 防止用具

体位 変換器

高さ185~250cm

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

シャワーキャリーLW (No.5001)

睦三 移動にスムーズな 幅50×奥行89.5×高さ90cm 4輪キャスター仕様。 (座寸法)



シャワーキャリー LW (No.5001) 41-6876-1

メーカー希望 小売価格(税込) 110,000_m

水まわり用車いす(4輪キャスタータイプ・ソフトシート)

тото

トイレ、シャワー浴、室内の移動と、 生活のあらゆる場面で使用できる 介助用車いすです。

4輪キャスタータイプは軽量で小回 りがきく省スペースタイプの介助 用車いすです。



【規格・特徴】

- 【城棒・特成】 ・サイズ:52.5×77.3×95.0cm ・質量:6.1kg ・座面高さ:51.3cm ・ソフトシートEWCP604Rのセットです。

商品名	商品コード
EWCS604AS	41-6589-1
メーカー希望 小売価格(税込) 15	7,410 _円

おく楽すべり止めマットAR



レッド ブルー 55(小)・70(中)・87(大)				
ē	5品名	商品番号	メーカー希望小売価格(税込)	
	小 (レッド)	44-6918-1		
	小 (ブルー)	44-6919-1	6,050 ⊞	
おく楽	小 (グリーン)	44-6920-1		
すべり止め	中 (レッド)	44-6922-1		
マット	中 (ブルー)	44-6923-1	6,600 ⊞	
AR	中 (グリーン)	44-6921-1		
AK	大 (レッド)	44-6915-1		
	大 (ブルー)	44-6916-1	7,700 ⊞	
大 (*	大 (グリーン)	44-6917-1	·	

安楽キャリーBタイプ 分離型:アームレスト付





上部 (座面)と下部 (台車) が簡 単なレバー操作で分離、座面を4 点で吊り上げることができます。

•			
商品名	商品番号	商品コード	
安楽キャリーBタイプ 分離型	41-7413-1	00229-000009	
サイズ:幅42.5×奥行64.5~119.3×高さ95~116cm 重量:16kg (座面部分7.5kg)			
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			

メーカー希望 小売価格(税込) 239,800 [



介護保険制度について

加入する方

介護保険制度の概要や利用手順をご紹介します。

■介護保険対象者

第1号被保険者

(65歳以上の方)

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

第2号被保険者 (40歳から64歳までの 医療保険に

加入している方)

要支援状態または要介護状態の方。 初老期認知症、脳血管疾患など

16種類の病気により要介護状態や

要支援状態になった方。

介護サービスの利用

右表の想定される状態にあてはまる

加入している医療保険と 併せて徴収

総合事業

保険料の支払い

原則として老齢・退職年金

からの天引き

※支払い方法は自治体により異なる方法がとられている場合もあります。

■介護保険の利用手続きとサービスの内容

介護給付

市町村の窓口に相談 ※明らかに介護予防・生活支援サービス 事業の対象外と判断できる場合 チェックリスト ※明らかに要介護認定が必要な場合 ※予防給付や介護給付によるサービスを 希望している場合等 要介護認定申請 サービス事業 対象者 要介護認定 要介護1~ 要支援1 非該当 要介護5 要支援2 (サービス事業対象者) ※予防給付を利用 ※事業のみ利用 介護予防 アマネジメント ●居宅サービス ●介護予防サービス ●介護予防・ -般介護予防事業 ●施設サービス ·訪問介護 ·訪問看護 ·介護予防訪問看護 生活支援 (※全ての高齢者が利用可) •特別養護老人 ・通所介護 ・短期入所 など ・介護予防通所リハビリ サービス事業 ·介護予防普及啓発事業 ホーム ·介護予防居宅療養管理指導 ・訪問型 · 地域介護予防活動支援 ●地域密着型サービス ·介護老人保健 ・定期巡回 など サービス 事業 施設 ・随時対応型訪問介護看護 ●地域密着型介護予防サービス ・通所型 ・地域リハビリテーション • 介護医療院 · 小規模多機能型居宅介護 ·介護予防小規模多機能型 サービス 活動 · 夜間対応型訪問介護 居宅介護 ・生活支援 支援事業 など ·認知症対応型共同生活介護 ·介護予防認知症対応型共同 サービス など 生活介護 など

予防給付

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

■在宅サービスの利用限度額

要介護・		居宅介護サー	-ビス費等及	び介護予防サ	ナービス費等
要支援区分	想定される状態	支給 限度額 (月額)	ご利用者 1割負担額 (月額)	ご利用者 2割負担額 (月額)	ご利用者 3割負担額 (月額)
要支援1	日常生活上の基本動作をほぼ自分で行うことができるが、 日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作に おいて何らかの支援を要する状態。	50,320円	5,032円	10,064円	15,096円
要支援2	要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、何らかの支援が必要となる状態。	105,310円	10,531円	21,062円	31,593円
要介護1	要支援2の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一 部低下し、部分的な介護が必要となる状態。	167,650円	16,765円	33,530円	50,295円
要介護2	要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な 介護が必要となる状態。	197,050円	19,705円	39,410円	59,115円
要介護3	要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常 生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な 介護が必要となる状態。	270,480円	27,048円	54,096円	81,144円
要介護4	要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。	309,380円	30,938円	61,876円	92,814円
要介護5	要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護 なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態。	362,170円	36,217円	72,434円	108,651円

- ●限度額の範囲内でサービスを利用したときは、実際にかかった費用の1割(2割・3割)が自己負担となります。
- ●平成30年8月より介護保険負担割合証に基づいた負担割合が適用されます。
- ●限度額を超えてサービスを利用した時は、超えた分が全額自己負担となります。

■自己負担額の上限額(高額介護サービス費)

区分	負担の上限額 (月額)	
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上	140,100円 (世帯)	
課税所得380万円 (年収約770万円) ~ 課税所得690万円 (年収約1,160万円) 未満	93,000円 (世帯)	
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満	44,400円 (世帯)	
世帯の全員が市町村民税非課税	24,600円 (世帯)	
前年の公的年金等収入金額 + 合計が80万円以下の方等	24,600円 (世帯) 15,000円 (個人)	
生活保護を受給している方等	15,000円 (世帯)	

出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/content/000334526.pdf)

- ●支払った自己負担額が、ある一定額を超えたときは、その超えた分が払い戻されます。
- ●また所得の低い方は、その上限が減額されます。
- ●医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯は「高額医療・高額介護合算療養費制度」の申請ができます。

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



レンタル福祉用具ご提供の流れ

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

1 ご利用者の状況確認

ご利用者のご自宅を訪問し、 身体状況やご家族の状況、お 住まいの環境などを確認しま す。その上で生活機能の維持・ 向上のためにどのような福祉 用具が適切かを検討します。



6 サービスの再検討

サービス担当者会議においてケアマネジャーなどと連携し、ご利用者のお話をお聞きした上で、福祉用具の利用の継続を再検討し、必要に応じて迅速に対応します。



5 アフターサービス

ご利用中は定期的におうかがいし、ご利用者の状況や環境に変化はないか、福祉用具が生活向上に役立っているか、福祉用具の不具合や故障はないかを確認します。



2 サービスの必要性の検討と選定

サービス担当者会議では、ケアマネジャーなどと連携し、専門的な立場から介護予防や自立支援、介護の負担軽減に役立つ最適な福祉用具を提案します。そしてご利用者やご家族のご意見をうかがいながら選定します。



3 福祉用具のお届け

納品前に、福祉用具をしっかり点検。安全を確認した後、ご指定の日時、場所にスタッフがお届けし、取付

や調整を行います。その際、 ご利用者の環境や状況に適 合しているかどうかを再確認 します。また、練習もしていた だきます。



4 使用方法のご説明

暮らしに上手にとり入れ、目的に 応じて役立てていただけるよう、 また、安全にお使いいただけるよ う、納得していただけるまで使用 方法をご説明し、必要な場合は 一緒に使い方の練習もします。



緊急時の対応

●事故やトラブルなど、福祉用具に関する緊急事態が発生 した場合は専門スタッフが対応しますのでグリーンケア取 扱店までご連絡ください。

購入対象品

レンタルの場合と同様、ご利用者とご家族の立場に立ってご相談におこたえします。下記の商品群についてもグリーンケア取扱店が責任をもっておうかがいいたします。お気軽にご相談ください。

- ●腰掛便座
- ●入浴補助用具·簡易浴槽
- ●住宅改修用品
- 介護保険対象外販売品
- 選択制対象商品

レンタル終了とお引取り

- ●レンタル期間中にレンタル契約を終了し引取りを希望される場合は、事前に取扱店にお電話ください。レンタル契約を終了する日とお引取り日時をご相談の上、引取りにおうかがいします。
- ●レンタルの契約書で定める期限までにお客様から契約終了のご連絡がない場合は、レンタル期間満了日の翌日から更に1ヶ月間、同じ契約内容で自動的に更新されます。
- ●レンタル期間中にご利用者の身体状況やご自宅の状況の変化などにより他の福祉用具に変更される場合は、前のレンタル契約を終了し、新しく変更後の商品についてレンタル契約書を作成します。

■福祉用具貸与

<福祉用具の貸し出しに関する要件>

種目		要支援1・2、要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5
手すり・歩行器・歩行補助杖・スロープ		0	\circ	0	\circ	0
特殊寝台・特殊寝台付属品・車椅子 (自走用標準型・介助用標準型)・車椅子付属品・床ずれ防止用具・体位変換器		×例外あり※	0	0	0	0
普通型電動車椅子		×例外あり※	0	0	\circ	×
認知症老人徘徊感知機器		×例外あり※	0	0	0	×
移動用リフト (吊り具の部分を除く)		×例外あり※	×例外あり※	0	0	0
自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)		×例外あり※	×例外あり※	×例外あり※	0	0
日勤侨心处理表直	(尿のみを自動的に吸引する機能のもの)	×例外あり※	0	0	0	0

[※]例外として認められる「使用が想定される状態像」とは、要介護認定調査における基本調査結果をもとに福祉用具ごとに判断されます。

■軽度者等における福祉用具貸与の例外給付に関する取扱いについて

<例外給付に関する要件 >

福祉用具が使用できる状態像及び、直近の認定基本調査の結果により、福祉用具の例外給付が適用されます。

●例外給付の必要性は、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、判断されます。がん末期の急速な状態悪化など、一定の 状態に該当する者は、所定の手続きをふむことで、例外給付が認められます。

状態に該当する者は、所定の手続きをふむことで、例外給付が認められます。							
福祉用具の 種目	福祉用具が使用できる状態像 (平成24年厚生労働省第95号告示第25号のイ)	認定基本調査の結果					
車椅子・ 車椅子付属品	次のいずれかに該当する者 ① 日常的に歩行が困難な者 ② 日常生活範囲における移動の支援が 特に必要と認められる者	① 認定調査において歩行が「できない」② 一					
特殊寝台· 特殊寝台付属品	次のいずれかに該当する者 ① 日常的に起き上がりが困難な者 ② 日常的に寝返りが困難な者	① 認定調査において起き上がりが 「できない」 ② 認定調査において寝返りが 「できない」					
床ずれ防止用具・ 体位変換器	日常的に寝返りが困難な者	認定調査において寝返りが「できない」					
次のいずれにも該当する者 認知症老人 俳徊感知機器 ① 意思の伝達、介護者への反応、 記憶・理解のいずれかに支障がある者 ② 移動において全介助を必要としない者		 ① 下記のいずれかに該当する者 ・認定調査において意思の伝達が「他者にできる」以外 ・認定調査において認知機能(3群の3-2~3-7)のいずれかが「できない」 ・認定調査において精神・行動障害(4群+3-8、3-9)のいずれかが「ない」以外 ・その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合 ② 認定調査において移動が「全介助」以外 					
次のいずれかに該当する者 ① 日常的に立ち上がりが困難な者 (つり具の部分を除く) ② 移動が一部介助又は全介助を必要とする者 第 生活環境において段差の解消が必要と 認められる者(段差解消機のみ)		 認定調査において立ち上がりが「できない」 認定調査において移乗が「一部介助」 又は「全介助」 一 					
自動排泄処理装置 (尿のみを自動的に吸引 する機能のものを除く)	次のいずれにも該当する者 ① 排便が全介助を必要とする者 ② 移乗が全介助を必要とする者	① 認定調査において排便が「全介助」 ② 認定調査において移乗が「全介助」					

注: 昇降座椅子については、認定調査項目で判断する場合、「立ち上がり」ではなく「移乗」で判断する。「立ち上がり」は椅子やベッド、車椅子に座っている状態からの立ち上がりを評価するものである。昇降座椅子は「床からの昇降」を補助するものであるため、「畳からポータブルトイレへの乗り移り」を評価する「移乗」の認定調査項目を用いる必要がある。 (H19.3.30付老健局振興課長通知Q&Aより)

■個人情報の取扱いについて

個人情報の利用範囲は、お客様に開示した利用目的の範囲とし、目的外の利用は行わないものとします。また、個人情報保護法の重要性を認識し、ガイドライン等を考慮するとともに、個人情報を取扱うために関係諸法令を遵守します。

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



介護給付費早見表 令和6年4月施行版(抜粋)

本表は介護給付費の中から、特に利用頻度が多いと考えられる居宅サービス系給付項目から抜粋したものです。 数字はすべて単位であり、標準のサービスコード表で確認してください。尚、加算の詳細については、介護報酬単位表でご確認ください。

(区分支給限度額)

認知症

老人徘徊 感知機器

体位 変換器

〔区分支給限度額〕	1 か月あたりの 上限額
区分	利用限度額(単位)
要支援1	5,032
要支援2	10,531
要介護 1	16,765
要介護2	19,705
要介護3	27,048
要介護 4	30,938
要介護 5	36,217

※一定以上の所得の第1号被保険者は2割または3割負担となります。

(訪問介護) 1回につき

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

所要時間	身体介護	生活援助
20 分未満	163	_
20 分~ 30 分未満	244	_
20 分~ 45 分未満	_	179
45 分以上	_	
30 分~ 1 時間未満	387	
1 時間~ 1.5 時間未満	567	
1.5 時間~ 2 時間未満	649	220
2 時間~ 2.5 時間未満	731	220
2.5 時間~3 時間未満	813	
3 時間~ 3.5 時間未満	895	
3.5 時間~ 4 時間未満	977	

●通院等乗降車介	助	●初回加算				
1回につき	97	1月につき	200			
早朝・夜間の場合	ì	●深夜の場合				
1回につき	25%加算	深夜の場合	50%加算			
●生活機能向上連携加算 1月につき						
加算(I)	100	加算(Ⅱ)	200			

〔訪問入浴介護 / 介護予防訪問入浴介護〕 1回につき

訪問入浴介護	介護予防訪問入浴介護
1,266 (1,139)	856 (770)

※()内は「全身浴が困難で清拭または部分浴を実施した場合」

●初回加算

1月につき	200

(訪問リハビリ/介護予防訪問リハビリ)1回につき

訪問リハビリ			308	予防訪問リハビリ			298	
	1月 (イ) 180 (ロ)					213		
	につき	事業所	fの医師が説明、利用者の同意を得た場合				270	

(訪問看護 / 介護予防訪問看護) 1回につき

j	所要時間	訪問看護 ステーション	病院または 診療所
	30 分未満	471	399
訪問看護	30 分~ 1 時間未満	823	574
初回有透	1 時間~ 1.5 時間未満	1,128	844
OT · PT · ST の場合		294	_
30 分未満		451	382
介護予防	30 分~ 1 時間未満	794	553
訪問看護 1 時間~1.5 時間未満		1,090	814
	OT・PT・ST の場合	284	_

●緊急時(介護予防) 訪問看護加算 1月につき

	訪問看護ステーション	病院または診療所
加算(Ⅰ)	600	325
加算(Ⅱ)	574	315

●特別管理加管 1日につき

777加百年加井 1	AICOC		
加算(Ⅰ)	500	加算(Ⅱ)	250

〔定期巡回・随時対応型訪問介護看護〕1月につき

16,140

20.417

24,692

	定期巡回	定期巡回·随時対応型訪問介護看護費(I)(一体型)			
	(1)訪問看護サーと	(1)訪問看護サービスを行わない場合		(2) 訪問看護サービスを行う場合	
	基本単位	通所サービス 利用時の調整 (1 日につき)	基本単位	通所サービス 利用時の調整 (1 日につき)	
要介護 1	5,446	- 62	7,946	- 91	
要介護 2	9,720	- 111	12,413	- 141	
要介護3	16,140	- 184	18,948	- 216	
要介護 4	20,417	- 233	23,358	- 266	
要介護 5	24,692	- 281	28,298	- 322	
	定期巡回・随時対応型 訪問介護看護費 I (連携型)				
	基本	基本単位		利用時の調整	
要介護 1	5.	5.446		62	

- 111

- 184 - 233

281

要介護 5 ●初回加算

要介護 2

要介護3

要介護 4

1 🖽 🗆	つき	3	0	
●緊急時訪問看護加算 1月につき ((1) (2)のみ適用		
(I)	325	([])	315	
●総合マネジメント体制強化加算 1月につき				
(I)	1,200	(1)	800	
●生活機能向上連携加算 1月につき				
(I)	100	(I)	200	

●認知症専門ケア加算 1月につき

(I) 90 (Ⅱ) 120

(通所介護) 1回につき

			通常規	見模型		
	3~4 時間未満	4~5 時間未満	5~6 時間未満	6~7 時間未満	7~8 時間未満	8~9 時間未満
要介護 1	370	388	570	584	658	669
要介護 2	423	444	673	689	777	791
要介護3	479	502	777	796	900	915
要介護 4	533	560	880	901	1,023	1,041
要介護 5	588	617	984	1,008	1,148	1,168
			大規模	莫型 I		
	3~4 時間未満	4~5 時間未満	5~6 時間未満	6~7 時間未満	7~8 時間未満	8~9 時間未満
要介護 1	358	376	544	564	629	647
要介護 2	409	430	643	667	744	765
要介護3	462	486	743	770	861	885
要介護 4	513	541	840	871	980	1,007
要介護 5	568	597	940	974	1,097	1,127
			大規格	模型Ⅱ		
	3~4 時間未満	4~5 時間未満	5~6 時間未満	6~7 時間未満	7~8 時間未満	8~9 時間未満
要介護 1	345	362	525	543	607	623
要介護 2	395	414	620	641	716	737
要介護3	446	468	715	740	830	852
要介護 4	495	521	812	839	946	970
要介護 5	549	575	907	939	1,059	1,086

※通常規模型:前年度の月平均利用延入員数が300人超
※大規模型I:前年度の月平均利用延入員数が750人超/大規模型I:前年度の月平均利用延入員数が900人超

●個別機能訓練加算 (I)1日につき(II)1月につき

加算(1)イ 56 加算(1)ロ 76 加算(1) 20

●認知症加算

1日につき	60

●入浴介助加算 1日につき

-> (/U/) 1-93/0H9+ 1	писос		
加算(I)	40	加算(Ⅱ)	55

レール周りの隙間の寸法


在宅用電動介護用ベッドの JIS規格での隙間の基準(抜粋)


事故が多いレール周りの隙間について、JIS規格(JIS T 9254)では下記の通り規定されました。


①レール周りのAにおいて図1の様な直径6cmの円柱形の物を50N(約5.1kgf)で押さえても図2の様にレールの下に行かないこと。もしくは31.8cm以上の隙間があること。

②ベッド用グリップ周りのBにおいて図3の様な円錐形の物を50N(約5.1kgf)で押しても通過しないこと。 ③レール周りのCにおいて図3の様な円錐形の物を力を加えずに差し込み通過しないこと。


JISマーク表示製品であっても、利用者の方の使用方法・身体状況の変化など、様々な要因で事故が起こる可能性があります。ご使用の際は、取扱説明書などの記載事項を守り、十分に注意を払う事が必要です。







サイドレールを組み合わせてご使用される際の隙間



取扱説明書をよく読み、有効性と危険性を認識し、正しく使うことが危険を回避する一番の近道です!

ベッドの安全性に関することは、「医療・介護ベッド安全普及協議会」のホームページを参照ください。

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品

情報

貸与の対象となる福祉用具(13品目/レンタル)

介護保険の認定を受けている方は、下記の福祉用具をご利用いただけます。

月額レンタル料の1割若しくは2割・3割の自己負担

1 車椅子



2. 車椅子付属品



3. 特殊寝台



4. 特殊寝台付属品



5. 床ずれ防止用具



体位変換器



7. 手すり



8. スロープ



9. 歩行器



10. 歩行補助つえ



11. 認知症老人徘徊感知機器





12. 移動用リフト(つり具の部分を除く) 13. 自動排泄処理装置(パット部分を除く)





- ※ご利用にあたって、ケアマネジャーによるケアプランに位置付けられている必要があります。※要介護度によってご利用いただける福祉用具は異なります。※詳しくは、お住まいの自治体の介護保険窓口、地域包括支援センター、又はケアマネジャーにお問い合わせください。

1.	車椅子	自走用標準型車椅子、介助用標準型車椅子、普通型電動車椅子
2.	車椅子付属品	クッション又はパッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキ等で、車椅子と一体的に使用されるものに限る
3.	特殊寝台	サイドレールが取付けてある又は取付け可能なもので、次のいずれかの機能を有するもの・背部又は脚部の傾斜角度が調整出来る機能・床板の高さが無段階に調整出来る機能
4.	特殊寝台付属品	マットレス、サイドレール、ベット用手すり、テーブル、スライディングボード、介助用ベルト(入浴介助用以外のもの)で特殊寝台と一体的に使用されるものに限る
5.	床ずれ防止用具	・送風装置又は空気圧調整装置を備えたエアーマット・水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からなる全身用マット
6.	体位変換器	エアーパッド等を身体の下に挿入し、てこ、空気圧、その他の動力により体位を安易に変換できるもの(体位を保持するためのものは除く)
7.	手すり	床において使用するなど、取付けに際し工事を伴わないものに限る
8.	スロープ	段差解消の為のものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る
9.	歩行器	歩行が困難な方の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するもので次のいずれかに該当するものに限る・車輪を有するものは、身体の前及び 左右の両方のいずれも手で握れる又は射を載せる為のフレーム、ハンドグリップ類を有するもの・四脚を有するものは、上肢を保持して移動させることが可能なもの
10.	歩行補助つえ	松葉杖、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ、プラットホーム・クラッチと多点杖に限る
11.	認知症老人徘徊感知機器	認知症の方が屋外に出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
12.	移動用リフト(つり具の部分を除く)	床走行型、固定式又は据置式であり、かつ、身体を吊り上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)
13.	自動排泄処理装置 (パット部分を除く)	次の要件を満たすもの・尿又は便が自動的に吸引されるもの・尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造のもの・要介護者又はその介護を行う者が用意に使用できるもの

介護保険が適用される特定福祉用具(購入対象)

介護保険の認定を受けている方は、下記6種の特定福祉用具がご購入いただけます。

年間10万円を上限として1割若しくは2・3割の自己負担

種 目

次のいずれかに該当するもの

●和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの (腰掛式に交換する場合に高さを補うものを含む)

機能又は構造等

- ●洋式便器の上に置いて高さを補うもの
- ●電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
- ●ポータブルトイレ・水洗いポータブルトイレ

(ただし、設置に要する費用については従来通り、法に基づく保険給付の対象とならないもの)

入浴補助用具

(ポータブルトイレ)

腰掛便座



座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具で、次のいずれかに該当するもの ●入浴用椅子 ●浴槽内椅子

- ●浴槽内すのこ ● λ 浴台
- ●浴槽用手すり
- ●入浴用介助ベルト
- ●浴室内すのこ

移動用リフトのつり具の部分



身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの

自動排泄処理装置の 交換可能部品



次の条件を全て満たすもの

- ●レシーバー、チューブ、タンク等のうち尿や便の経路となるもの
- ●尿又は便が自動的に吸引され、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの

簡易浴槽



空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために 丁事を伴わないもの

排泄予測支援機器



膀胱内の尿の溜まり具合を可視化するとともに、排尿タイミングを知らせる機器。採用にあたっては 対象者の判断方法、リスクアセスメントの対応、ヒヤリハット情報の収集・提供に留意すること。

- ※特定福祉用具は都道府県の指定を受けた、指定事業者から購入する必要があります。
 ※購入サービス支給対象者は、介護保険の要支援1~要介護5と認定された、在宅サービス利用者です。
- ※支給限度額は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間で、10万円(税込)まで。支給限度額を超えた額については、全額自己負担となります。 ※同一種目の特定福祉用具の購入は原則できませんが、用途及び機能が異なる場合・破損した場合・介護の程度が著しく高くなった場合など、例外的に購入可能な場合があります。
- ※詳しくは、お住まいの自治体の介護保険窓口、地域包括支援センター、又はケアマネジャーにお問い合わせください。

介護保険が適用される住宅改修

介護保険の認定を受けている方は、下記住宅改修工事ができます。

20万円を上限として1割若しくは2・3割の自己負担

介護保険が適用となる住宅改修

- 1. 手すりの取り付け
- 2. 段差の解消
- 3. 滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
- 4. 引き戸などへの扉の取り替え
- 5. 洋式便器などへの便器の取り替え
- 6. その他(1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修)



※施行前の申請が前提ですが、やむを得ない事情がある場合には、工事終了後に申請可能です。 ※住宅改修費の給付は、生涯で20万円まで。転居や要介護状態区分が重くなった場合(3段階上昇時)は、再度20万円までの支給限度基準額が設定されます。

※住宅改修工事の利用方法は市区町村により異なる場合があります。 ※詳しくは、お住まいの自治体の介護保険窓口、地域包括支援センター、又はケアマネジャーにお問い合わせ

申請に必要な書類

事前申請に必要な書類

- 1. 支給申請書
- 2. 工事費見積り書(複数事業所からの見積り提出を促進)
- 3. 住宅改修が必要な理由書
- 4. 住宅改修後の完成予定の状態が分かるもの (日付入り写真又は住宅の間取り図など)

事後由請に必要な書類

- 5. 住宅改修に要した費用に係る領収書
- 6. 工事費内訳書
- 7. 住宅改修の完成後の状態を確認できる書類 (便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前及び改修後 それぞれの写真とし、原則として撮影日がわかるもの)
- 8. 住宅の所有者の承諾書 (住宅改修した住宅の所有者が当該利用者でない場合)

床ずれ 防止用具

体位 変換器

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

介護保険 購入 対象品

販売品



トロミダイヤSP

三菱商事ライフサイエンス

体位 変換器 飲み物を選ばず、何にでも簡単にとろみがつきます。無味無臭 なので、水やお茶といった味の薄い飲み物でも味を損なうこと がありません。刻み食のあんかけや、ミキサー食のとろみづけに もご利用頂けます。分散性、溶解性に優れ、だまになりにくいの が特徴です。

認知症 老人徘徊 感知機器

手すり

歩行 補助杖

歩行器

車椅子・ 車椅子 付属品

スロープ

移動用 リフト・ つり具

トロミダイヤSP 500g

軽減税率対象品

	#1/5/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1	
商品名	商品番号	
トロミダイヤSP 500g×10袋	85-9073-1	
原材料:デキストリン(国内製造)、増粘多糖類		
保存方法: 直射日光避け、常温保存		

オープン価格

商品名	商品番号		
トロミダイヤSP 2kg×4袋	85-9072-1		
原材料:デキストリン(国内製造)、増粘多糖類			
保存方法:直射日光避け、常温保存			

メーカー希望 小売価格

メーカー希望

小売価格

オープン価格

①基本方法 コップに入れた飲料をスプーンで かきまぜながら、トロミダイヤSP



②おすすめ方法 乾いたコップにトロミダイヤSPを 先に量りとり、後で飲料を一気に









●トロミダイヤSPの各種硬さ別使用量(各種飲料100gへの使用量)

使用量の基準				
		必	要となる添加量(g)
		薄いとろみ	中間のとろみ	濃いとろみ
飲料の	飲料	50-150mPa·s	150-300mPa·s	300-500mPa·s
種類	温度	スプーンを 傾けるとすっと 流れ落ちる	スプーンを 傾けるととろとろ と流れる	スプーンを 傾けても形状が ある程度保たれ 流れにくい
水	20℃	1.0 g	1.7g	2.5 g
お茶	45℃	1.0 g	1.7g	2.5g
100%果汁	20℃	1.0 g	1.5 g	2.3 g
牛乳	20℃	1.0 g	1.7g	2.5g
味噌汁	45℃	1.0 g	1.7g	2.5g

※お召し上がりになる方の状態に応じて調整を行ってください。

●トロミダイヤSP栄養成分表 (100g当たり推定量)

エネルギー	306Kcal
たんぱく質	0.5g
脂質	0.1g未満
炭水化物	88.4g
一糖 質	25.0g
一 食物繊維	63.4g
炭水化物 一糖 質	88.4g 25.0g

-0		
ナトリウム	1,300mg	
(食塩相当量)	3.3g	
カリウム	250mg	
カルシウム	41mg	

ホームケア防水シーツ

介護保険 日本エンゼル 購入



85cm 145cm 防水部分

ご自宅でのケアなどにおすすめ。消臭加工で気になるニオイ対策に。

商品名		商品番号	メーカー希望小売価格(税込)
ホームケア防水シーツ	クリーム	51-5414-1	
	グリーン	51-5417-1	3,520 ฅ
	ピンク	51-5416-1	•

販売品

対象品

※介護保険対象外の商品です

※ご使用に際しましては、医師または医療関係者の指示が必要となります

小型吸引器

ミニックS-II MS2-1400

> シングルヘッドポンプ搭載 スタンダード吸引器

最大吸引圧力: -85kPa 排気流量 : 20L/min 吸引瓶容量 : 1400mL

レンタル時購入品 5,200円(税込) 1,320円(税込)

月額レンタル価格 4.000円

販売価格 63,800円 (税込)

ミニックW-II MW2-1400

ダブルヘッドポンプ搭載 ハイパワー吸引器

最大吸引圧力: -85kPa 排気流量 : 30L/min 吸引瓶容量 : 1400mL レンタル時購入品 5,200円(税込) 1,320円(税込) 吸引瓶吸引チューブ

月額レンタル価格 5,000円

販売価格 74,800円 (税込)

吸引器・ネブライザー両用器

セパ-II MS2-1400



吸引+吸入器(ネブライザー) ヘパフィルター使用

最大吸引圧力: -85kPa

排気流量 : 18L/min

吸引瓶容量 : 1400mL 吐出圧力 : 0.25MPa レンタル時購入品

販売価格

5,200円(税込) 吸引瓶 吸引チューブ 1,320円(税込) ネブライザーキット 3,000円(税込)

月額レンタル価格 5,000円

86,900円 (税込)

ガートル台

※商品に限りがあるため、在庫のご確認をお願い致します。

イルリガートル台

サイズ: 幅43×奥行43 車輪径: 5cm

重さ : 6kg 高さ : 135~200cm

月額レンタル価格 1,000円

酸素飽和度モニター・

※商品に限りがあるため、在庫のご確認をお願い致します。

パルスオキシメーター オキシシリーズ



大きさ(mm): 縦60×横32.5×高さ29.9

販売価格 8,800円 (税込)

〇吸引カテーテルはご指示がなければ、12Frを20本入り1,650円(税込)50本入り3,300円(税込)でご用意致します。 〇吸引力テーテルはご利用者様宅・事業所様へお届け致します。

○レンタル価格はすべて税込となります。

〇購入の場合、掲載の商品と形状が異なる場合がございますが、安全上の問題はございません。

お問い合わせは…

~福祉用具レンタル・販売・住宅改修~

♥ storgstsv 株式会社トーリツトーリツ福祉用具 江戸川

〒132-0031 東京都江戸川区松島1-41-7 TEL 03-5661-1301 FAX 03-5661-1302







【サービスのご案内】

~居宅介護支援事業所~

- ・トーリツ 介護支援 葛飾
- ・トーリツ 介護支援 江戸川
- ・トーリツ 介護支援 お花茶屋

~訪問介護事業所~

- ・トーリツ 訪問介護 葛飾
- ・トーリツ 訪問介護 江戸川
- ・トーリツ 訪問介護 お花茶屋

~訪問看護ステーション~

- ・トーリツ 訪問看護ステーション 江戸川
- ・トーリツ 訪問看護ステーション 新小岩

~デイサービス~

- ・デイサービス トーリツ新小岩
- ・デイサービス トーリツ西一之江

詳しくはこちらの ORコードでご確認下さい

